MANUAL DEL BANCO DE ADN DE LA FLORA CANARIA

Departamento de Biodiversidad Molecular

Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo" Unidad Asociada CSIC









AGRADECIMIENTOS

El Banco de ADN de la Flora Canaria se inició gracias al proyecto BIOMABANC del Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG IIIB Açores-Madeira-Canarias y al Cabildo de Gran Canaria, que aportaron el 85% y el 15% (respectivamente) de la financiación necesaria. También sirvió para iniciar los Bancos de ADN de la Flora Açorina (residente en la Universidade dos Açores en Ponta Delgada) y de la Flora Maderense (residente en el Jardim Botânico da Madeira). Desde el fin de BIOMABANC en 2007, el Banco de ADN de la Flora Canaria se ha mantenido y enriquecido gracias a las aportaciones del Cabildo de Gran Canaria y a otros proyectos financiado al Departamento de Biodiversidad Molecular del Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo" – Unidad Asociada CSIC (JBCVCSIC).

Agradecemos la colaboración de todas las instituciones de conservación que están prestando su experiencia y su esfuerzo para el muestreo de endemismos de otras Islas Canarias: la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, el área de Medio Ambiente de los Cabildos de Tenerife, La Gomera y Fuerteventura y los Parques Nacionales de Las Cañadas del Teide, Garajonay, Caldera de Taburiente y Timanfaya, los Jardines Botánicos de la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos (especialmente al de La Cortijuela y Hoya de Pedraza, Jardín Botánico de Córdoba, Jardí Botànic de Barcelona, Jardí Botànic de Sòller y Jardí Botànic Marimurtra-Fundació Karl Faust, que fueron los primeros en ofrecernos su colaboración en el muestreo de taxones de regiones geográficas que poseen vínculos florísticos con Macaronesia). Al Dr. Mark Chase (responsable del Banco de ADN del Jardín Botánico de Kew) y a todo su equipo (en especial Edith Kapinos, técnico de este Banco de ADN), su asesoramiento y su amabilidad al ofrecernos toda su experiencia para solventar algunas cuestiones relativas al procesamiento y almacenamiento de muestras.

Así mismo, es necesario recordar a personas que han aportado muestras al banco de ADN: Alfredo Reyes Betancort (del Jardín de Aclimatación de la Orotava) y Stephan Scholz (biólogo autónomo de Fuerteventura) por su ayuda en los muestreos de este y otros proyectos que se están desarrollando en el JBCVC; Pedro Sosa y Miguel Ángel González Pérez (del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC), cuyo grupo de investigación en genética de poblaciones y conservación fue socio del proyecto BIOMABANC y ha depositado ya numerosas muestras en el banco de ADN.

Para terminar, agradecemos a nuestros socios en BIOMABANC (la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardim Botânico da Madeira y la Universidade dos Açores en Ponta Delgada) sus numerosas aportaciones en aquel y otros proyectos.

Finalmente, a todo el personal del JBCVCSIC su constante colaboración y dedicación a la misión de este centro.

ÍNDICE

Contexto	2
Agradecimientos	3

INTRODUCCIÓN

Parte I: ADQUISICIÓN DE MUESTRAS

-Fuentes para la adquisición de muestras

- Jardines Botánicos
- Proyectos en curso o recientemente finalizados en el Centro ii)
- iii) Colaboraciones Internacionales

-Recolección de muestras

- i) Bolsas de muestreo
- ii) Normas prácticas de muestreo
- iii) Muestras recolectadas por colaboradores

Parte II: PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

-Extracción de DNA

- i) Método CTAB 2x a gran escala: Protocolo y procedimiento
- ii) Método CTAB 2x a pequeña escala: Protocolo y procedimiento.

-Cuantificación de DNA

i) Mediciones con el biofotómetro

-Evaluación cualitativa DNA

- i) Preparación geles de agarosa
- ii) Carga de muestras en el gel

-Organización de las muestras

- i) Etiquetado y clasificación de los tubos
 ii) Etiquetado y clasificación de los tubos
- -Envío de muestras.

Parte III: GESTIÓN DE MUESTRAS

- -Destino de las muestras
- -El código de barras de la vida: motivación y desarrollo.
 - i) Los caracteres morfológicos y la Taxonomía
 - ii) Los caracteres moleculares y la Taxonomía
 - iii) Hacia un código de barras molecular de las plantas
 - a) La región ITS
 - b) La región trnH-psbA

iv) Amplificación y secuenciación de las regiones ITS y trnH-psbA.

-AMPLIFICACIÓN Y PURIFICACIÓN DEL ADN.

Amplificación del ADN. Protocolo y procedimiento.

Purificación del producto amplificado. Protocolo y procedimiento.

Protocolo de purificación con el kit GenElute PCR Clean-up de Sigma

-SECUENCIACIÓN DEL ADN.

Cuantificación del producto amplificado. Protocolo y procedimiento.

Reacciones de secuenciación. Protocolo y procedimiento.

Precipitación de las muestras. Protocolo y procedimiento.

Electroforesis capilar. Protocolo y procedimiento.

iv) Los bancos de ADN y el código de barras de la vida

v) El futuro ¿lejano?

vi)¿Un código de barras para la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria?

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

- 1. Protocolos de preparación de disoluciones para extracción, amplificación y secuenciación del ADN.
- 2. Material fungible (químico y no químico) utilizado en la extracción, amplificación y secuenciación del ADN.
- 3. Material inventariable utilizado en la extracción, amplificación y secuenciación del ADN.
- 4. Datos básico sobre las muestras registradas en el Banco de ADN del JBCVC.
- 5. Documento del compromiso a hacer un uso responsable y sin ánimo de lucro de las muestras.
- 6. Documento de envío de alícuotas de ADN desde el Bando del JBCVC.
- 7. Listado de los científicos que integraron el grupo de discusión de la "·1ª Reunión del Plant Working Group" del Consorcio del Código de Barras de La Vida.

INTRODUCCIÓN

En general, un banco de ADN debe consistir en una colección organizada de muestras de hojas secas y de material genético cuya pureza y concentración sean adecuadas para utilizarse en el ámbito de cualquier técnica molecular actual o futura. Tanto las muestras de hoja como las de material genético aislado residentes en el banco de ADN del JBCVCSIC están solamente disponibles para acciones orientadas al conocimiento y la investigación del abundante patrimonio natural de Macaronesia, y en ningún caso para aplicaciones prácticas con fines exclusivamente comerciales o lucrativos. Esta restricción se debe al elevado grado de exigencia de nuestra misión: contribuir al conocimiento de la evolución vegetal en la región geográfica con mayor diversidad biológica de Europa (y a su conservación) a través de la información que contiene la molécula de ADN.

Cualquier persona con un mínimo conocimiento de Biología comprenderá que un banco de ADN no puede ser un instrumento directo de conservación: no es posible coger unas muestras de material genético vegetal, plantarlas en el campo y esperar a que crezca un frondoso bosque o un cardonal-tabaibal. Esta es una de las diferencias fundamentales entre un banco de ADN y (por ejemplo) un banco de semillas, que sí contiene individuos en potencia y puede por tanto contribuir directamente a la regeneración de la biodiversidad en la naturaleza.

No obstante, un banco de ADN puede convertirse en un potentísimo instrumento de conocimiento para la conservación de la biodiversidad, y es en este ámbito donde nuestra existencia adquiere pleno sentido. La información necesaria para crear cualquier elemento de la biodiversidad reside físicamente en la secuencia de nucleótidos de su molécula de ADN. Por lo tanto, disponer de una buena colección de material genético es poner los medios para conocer mejor la diversidad genética de la biodiversidad y poder basar su conservación en el único conocimiento válido a este nivel: el derivado de la investigación científica.

La secuencia completa del ADN tiene una longitud larguísima, aunque está escrita en un alfabeto de solamente cuatro letras: A, T, C, G. El tipo de información más conocido que contiene (y, por cierto, el menos interesante para nuestras investigaciones sistemático-evolutivas) reside en los genes. Como ya casi todo el mundo sabe, los genes son partes de la molécula de ADN que contienen la información necesaria para cada una de las funciones que permiten el funcionamiento y supervivencia de los organismos vivos: hay genes del crecimiento, genes que nos permiten digerir los alimentos, genes que nos predisponen a ciertas enfermedades, genes que se controlan a sí mismos y genes que controlan a otros genes. Genes a la carta.

La secuencia de nucleótidos que contienen los genes es el resultado de millones de años de evolución biológica, que ha dejado en el camino a las infinitas variantes que son inviables o poco competitivas para la vida en la tierra (aunque posibles en términos de combinatoria) y ha seleccionado solamente a las que "funcionan" mejor. Como (por regla general) para cada gen solamente existen unas pocas secuencias de nucleótidos que son funcionales y, dentro de éstas, solo una o dos son óptimas en cada condición ambiental posible, las variaciones de la secuencia de un mismo gen en diferentes organismos vivos son mínimas (aunque existen algunas pocas excepciones). Si la variación fuera grande, lo más probable sería que el gen no se expresara adecuadamente en la gran mayoría de organismos, y que éstos tuvieran dificultades para sobrevivir: simplemente no se desarrollarían o vivirían durante un tiempo insuficiente para dejar descendencia. Afortunadamente, la relativa conservación de las secuencias de nucleótidos en los genes garantiza la supervivencia pero, por otro lado, es muy poco informativa sobre la identidad de sus portadores, sobre sus relaciones con congéneres muy cercanos o sobre su historia evolutiva.

Pero no todo en el ADN son genes. En la inmensa longitud del material hereditario existen regiones que no son responsables de ninguna función biológica imprescindible (o, al menos, esto es lo que se piensa actualmente) y cuyas secuencias de nucleótidos varían mucho más que las de los genes, incluso entre parientes muy cercanos. Como investigadores de la evolución de la vida en la tierra, esta variabilidad es nuestra principal herramienta de trabajo, ya que de ella puede extraerse información sobre las relaciones entre organismos, sobre su identidad taxonómica o sobre su historia evolutiva.

El contenido informativo de la molécula de ADN hace pues que un banco de material genético de poblaciones naturales de plantas vasculares pueda también concebirse como una colosal biblioteca sobre diferentes aspectos de la biodiversidad vegetal, que está esperando a ser "leída" por la investigación. Por este motivo, pondremos todos los medios necesarios para que el banco de ADN del JBCVCSIC no esté dedicado simplemente al almacenamiento ordenado de material genético, sino sobre todo a dinamizar la investigación de la diversidad vegetal macaronésica a través de la información contenida en la molécula de ADN.

Queremos que el Banco de ADN de la Flora Canaria del JBCVCSIC sea un *banco* en el pleno sentido de la palabra. Por lo tanto, su actividad está orientada a *invertir* sus fondos de material genético en *acciones* que generen *beneficios* en forma de un mejor conocimiento de la compleja biodiversidad vegetal canaria a través de proyectos de investigación, programas de formación e intercambio, u otras actividades.

Por un lado, el Banco de ADN de la Flora Canaria es una consecuencia directa de las diferentes investigaciones sobre la Flora Canaria que, desde su fundación en 1952, se han desarrollado en el JBCVCSIC. En consecuencia, muchísimas de las muestras iniciales provienen de los diferentes departamentos del JBCVCSIC o de especímenes cultivados en el propio Jardín Canario. No obstante, una fuente importante de material tiene su origen en otros investigadores (o gestores) de la biodiversidad vegetal canaria, que depositan sus colecciones en nuestras instalaciones.

Como se explica en estas páginas (ver el esquema de la Figura 1 para una noción global de la adquisición, procesado y gestión de muestras), la acción investigadora del Banco de ADN de la Flora Canaria se desarrolla en los laboratorios del Departamento de Biodiversidad Molecular del JBCVCSIC, que tienen una ubicación independiente a la del módulo de almacenaje de material genético (esto es, el Banco de ADN puro y duro) y cuyas actuaciones se concentran en dos líneas fundamentales: los orígenes, diversidad y conservación de la Flora Canaria, y la integración de variables moleculares en aproximaciones multidisciplinarias a su identificación taxonómica. Esperamos que nuestra institución madre (el Cabildo de Gran Canaria) y los agentes nacionales e internacionales dedicados a la financiación de iniciativas de conservación sigan prestándonos su apoyo incondicional, y les agradecemos lo mucho que han aportado hasta ahora.

Gran parte de las muestras residentes en este Banco de ADN han sido recolectadas por personal adscrito al JBCVCSIC, muy especialmente gracias a la colaboración de D. Águedo Marrero (curator del Herbario LPA). Además, muchas de las actuaciones ligadas a nuestra instalación de conservación "ex situ" están ligadas al Banco de germoplasma del centro (dirigido por Dª Alicia Roca) y a otros departamentos (especialmente el de Biología reproductiva y Micro morfología, diriido por las Dras. Julia Pérez de Paz y Rosa Febles y el de Flora Amenazada, dirigido por D. Bernardo Navarro y D. José Naranjo). A todas estas personas, y a sus colaboradores, expresamos nuestro más sincero agradecimiento.

Dr. Juli Caujapé Castells Investigador responsable Departamento de Biodiversidad Molecular y Banco de ADN Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo"-Unidad Asociada CSIC




Figura 1. Esquema general de las distintas fases a seguir para la puesta en marcha del Banco de ADN.

PARTE I

Adquisición de muestras



FUENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE MUESTRAS

Antes de comenzar a recolectar muestras es importante plantear cuidadosamente los objetivos a cumplir por el Banco de ADN. Esto permitirá la correcta elección no sólo de qué especies se van a incluir en el Banco, sino también qué número de muestras es razonable para que nuestro objetivo sea viable. Una vez definidos los objetivos se deben elegir las fuentes desde las que se va a proveer de muestras el Banco y se deben plantear las fases de recolección de dichas muestras. Para ello hay que tener en cuenta la planificación de aspectos como ¿qué especies vamos a considerar prioritarias?, ¿cuál es la mejor época para llevar a cabo las recolecciones? o ¿qué material necesitamos para las recolecciones?

El objetivo principal del Banco de ADN del JBCVCSIC es incluir representantes de todas las poblaciones posibles (al menos 2 ó 3 individuos por población) de los componentes más emblemáticos de la diversidad de la flora canaria. En una primera fase le damos prioridad a géneros o secciones endémicas canarias y/o macaronésicas y, en una segunda fase, se pretende abarcar especies que, aunque no sean endémicas a Macaronesia, puedan ser importantes para entender el origen y la evolución de la flora de este archipiélago por su ubicación geográfica en zonas cercanas del continente africano o por la historia bioclimática de sus áreas de distribución (principalmente el Noroeste de África, el Mediterráneo, Sudáfrica e Irán).




Figura 2. Zonas no Macaronésicas con máximo interés para al Banco de ADN del JBCVC. 1: Mauritania y costa Atlántica de Marruecos, 2: Mediterráneo *sensu lato*; 3: Sudáfrica; y 4: Región Irano-Turaniana.

Como posibles fuentes para la adquisición de las muestras se pueden considerar las siguientes:

i) Jardines Botánicos

Aunque idealmente es conveniente muestrear en las poblaciones naturales de las especies elegidas, una alternativa perfectamente válida, es la recolección de hojas de especimenes cultivados en los Jardines Botánicos, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- a) Deben ser especímenes que procedan de semillas recolectadas en poblaciones naturales o planta viva traída desde poblaciones naturales.
- b) Los especímenes deben estar perfectamente identificados y conocerse todos sus datos de procedencia u origen.
- c) Se descartarán aquellos especimenes nacidos espontáneamente en el Jardín o los que, por llevar ya muchos años plantados en el mismo, pudieran tener problemas de hibridación o anomalías tras varias generaciones desarrollándose fuera de su hábitat natural.
- d) De cada una de las especies se elegirán varios individuos (3 como mínimo) excepto para aquellos que se hayan obtenido por reproducción vegetativa (esquejes) de los que sólo se cogerán hojas de un individuo pues el resto serían clones o copias idénticas de la planta madre.

La flora vascular de las islas Canarias comprende alrededor de 2.037 especies de las que unas 610 son endémicas del archipiélago canario (Martín Esquivel, J.L. et al, 2005; Arnoldo Santos-Guerra, datos sin publicar).

Repartidos por los distintos pisos de vegetación del JBCVCSIC podemos encontrar principalmente endemismos de Gran Canaria (98) pero también representantes de cada una de las otras islas del Archipiélago canario (11 endemismos de Lanzarote, 11 de El Hierro, 25 de La Palma, 26 de La Gomera, 56 de Tenerife y 8 de Fuerteventura) y 39 taxones endémicos de los otros Archipiélagos macaronésicos (Azores, Madeira y Cabo Verde). Por otro lado, en los viveros del Jardín (Vivero Central, Vivero Escolar y Experimental) se propagan, cultivan y almacenan numerosos especimenes de la flora autóctona.

Por ello, y teniendo en cuenta todos los requisitos descritos anteriormente, uno de los lugares donde se están recolectando muestras de hoja para su posterior incorporación al Banco de ADN son las propias instalaciones del JBCVC. Se comenzó con la recolección de especies que se hallaban en el Vivero Central y de las que conocíamos su procedencia y se continuó con especies repartidas por las distintas zonas del JBCVCSIC pero únicamente, aquellas que estaban etiquetadas y que mantenían las características propias de la especie en sus poblaciones naturales.




Figura 3. Número de endemismos insulares en las colecciones cultivadas en el Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo" cuya procedencia geográfica y Taxonomía no presentan ambigüedades (datos correspondientes a 2004).

ii) Proyectos en curso o proyectos recientemente finalizados en la institución

Aunque hay notables excepciones, la ubicación ideal de un Banco de ADN vegetal es un centro de investigación en el que ya se estén llevando a cabo estudios de, al menos, algunas de las especies que se distribuyen en su zona geográfica. De esta manera, otra de las fuentes directas desde las que se podrá nutrir el Banco de ADN serían los proyectos ya finalizados o que aún estén en curso en dicho Centro.

Si el centro elegido como sede para el Banco de ADN ya tiene una trayectoria científica, entonces es lógico pensar que en él se habrán realizado proyectos en colaboración con otros Centros de investigación desde los que también se podrán obtener muestras para contribuir al Banco de ADN. La tendencia cuando se finalizan los proyectos es almacenar, por períodos largos de tiempo, el material recogido durante el desarrollo de los mismos. Generalmente, esta situación crea más problemas que beneficios, ya que las muestras suelen ocupar un espacio en congeladores y armarios que suele ser muy demandado en todos los laboratorios. Nos parece que el Banco de ADN puede ser también una forma de recuperar y dar nuevo uso a todo ese material desaprovechado y muchas veces olvidado. Aún así, es importante que el Banco de ADN no se convierta exclusivamente en un lugar de almacenamiento de muestras de material genético. Además, debe servir de impulso para permitir un mejor conocimiento de la biodiversidad vegetal de áreas que aún no estén muy exploradas.

El Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo" – Unidad Asociada CSIC es, desde su fundación en 1952, el único centro de Canarias dedicado a la investigación multi-disciplinar del origen, diversificación y conservación de la Flora del archipiélago. Varios de los proyectos de investigación recientemente finalizados en el JBCVCSIC depositaron muestras de hojas y/o de ADN ya extraído de las especies estudiadas. Algunos ejemplos son el proyecto BIOTA-GENES (finalizado en 2005) y varios proyectos realizados por biólog@s del centro (en su mayoría becari@s) que han supuesto el estudio morfológico, reproductivo y/o molecular de representantes de endemismos canarios importantes (*Parolinia, Echium, Limonium, Lotus* o *Argyranthemum* entre otros).

En la actualidad, en el JBCVCSIC se están desarrollando varios proyectos de investigación que contemplan la realización de expediciones para muestrear especies de interés de nuestra flora. Algunos ejemplos son BIOMABANC, BASEMAC y CAVEGEN (que forman parte del Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg III B Azores-Madeira-Canarias 2000-2006), o BIOCLIMAC, DEMIURGO y ENCLAVES, correspondientes a la convocatoria de Proyectos de Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Canarias 2007-2013. Se ha establecido un acuerdo con los distintos grupos de investigación para que parte del material recogido en dichas expediciones pueda ser incorporado al Banco de ADN.

A lo largo del desarrollo de los distintos proyectos llevados a cabo en el JBCVCSIC se han establecido colaboraciones o contactos con otros Jardines Botánicos de las Islas Canarias (Jardín de Aclimatación de La Orotava) o peninsulares (Jardines Botánicos de Valencia, de Córdoba, de Gibraltar, de La Cortijuela, de Sóller, Marimurtra de Blanes, Real Jardín Botánico de Madrid); con Universidades como la ULL y ULPGC (Canarias), la Universidad de Palermo, de Barcelona, de Sevilla, de Granada, la Complutenmse de Madrid o la Universidad de Tehran (en Irán) y con otros Centros del Mediterráneo, Irán y Egipto. Algunos de estos contactos nos han permitido no sólo recibir muestras ya recogidas durante proyectos realizados en conjunto sino lograr más fácilmente su colaboración para el envío de nuevas muestras. Así por ejemplo la ULPGC ha depositado en nuestro Banco de ADN tanto material genético ya extraído como muestras de hoja de especies canarias.

iii) Colaboraciones institucionales

Dentro de las Instituciones consideradas como posibles colaboradores interesan especialmente aquellas que compartan situación geográfica con el Centro donde esté ubicado el Banco de ADN y posean trayectoria consolidada en la investigación o gestión de la flora terrestre. Este aspecto tiene dos importantes aspectos positivos:

- a) El personal que trabaja en estas instituciones conoce de primera mano la problemática de la flora del área geográfica.
- b) El personal que trabaja en estas instituciones es experto en géneros endémicos de dicha zona geográfica.

En nuestro caso, las Islas Canarias cuentan con 4 Parques Nacionales: P.N de La Caldera de Taburiente, P.N. de Garajonay, P.N. de Las Cañadas del Teide y P.N de Timanfaya distribuidos en las islas de La Palma, La Gomera, Tenerife y Lanzarote. Además, cada una de las islas cuenta con una Unidad Insular Medio Ambiental (U.I.M.A) dependiente del correspondiente Cabildo Insular. Al inicio del proyecto BIOMABANC, se contactó con cada uno de los Directores de los Parques nacionales y con cada uno de los Jefes de Servicio de las U.I.M.A invitándoles a colaborar en la recolección de material vegetal para su posterior procesamiento e incorporación al Banco de ADN. En todos estos Centros trabaja personal con un gran conocimiento de la flora canaria y muchos de ellos con experiencia en investigación. La mayoría de ellos siguen colaborando con nosotros.

Otro aspecto importante para animar a la colaboración consiste en mostrar de forma más directa la necesidad e importancia del papel que cada una de las distintas instituciones tiene en la puesta en marcha del Banco de ADN. Desde nuestro punto de vista, una manera de lograr esto es organizar visitas a dichas instituciones para exponerles aspectos generales de la organización y la filosofía del Banco de ADN y explicarles con más detalle los objetivos y las etapas de adquisición, procesamiento y gestión de muestras. En dichas visitas se puede facilitar a todos aquellos que muestren interés en colaborar las instrucciones para la recolección de las muestras y el material necesario para llevarla a cabo (bolsas de muestreo etiquetadas, gel de sílice). Además se les entregarán instrucciones para la conservación de las muestras recolectadas hasta su envío.

Por último, para dejar constancia de forma oficial de la colaboración establecida entre cada institución con el Banco de ADN se les entrega un certificado que lo acredita. También es interesante establecer colaboraciones con Centros o Instituciones que por su situación geográfica puedan enviar muestras de parientes próximos a los taxones incluidos en el Banco de ADN.

El JBCVCSIC colabora asiduamente con los 22 *Jardines Botánicos de la Asociación Ibero-Macaronésica* (AIMJB), que se encuentran repartidos por toda la Península Ibérica y en los archipiélagos de Madeira, Azores y Baleares. Casi todos ellos están situados en áreas geográficas donde se distribuyen parientes próximos a los taxones canarios, y muchos colaboran con el Banco de ADN de la Flora Canaria.

Por último, creemos importante fomentar colaboraciones con Centros Internacionales que geográficamente representan zonas donde posiblemente se haya originado la biodiversidad de la flora representada en el Banco de ADN.

El JBCVCSIC estableció contactos con centros del Sur del Mediterráneo que es donde se cree se encuentra el origen de la flora canaria. Así se contactaron Centros en Egipto (Plant Biodiversity Education and Conservation), en Irán (Universidad de Tehrán), en Sudáfrica (National Biodiversity Institute) y en Londres (Jardín Botánico de Kew). Debido a los vínculos existentes entre nuestra flora y la del Norte de África estamos muy interesados en captar algún colaborador en Marruecos o cercanías.

Contar con el apoyo y la experiencia de Bancos de ADN ya existentes es fundamental para lograr con éxito el establecimiento de cualquier nuevo Banco. En nuestro caso, el Banco de ADN residente en el Jodrell Laboratory del Jardín Botánico de Kew fue un importante referente para muchas de las cuestiones que se nos plantearon al principio. Este Banco de ADN (http://www.kew.org/data/DNABank) fue el primero a nivel mundial y su objetivo a largo plazo es tener representantes de toda la flora mundial, manejando actualmente, alrededor de 22.000 muestras.

Tabla 1: Socios y Colaboradores del Banco de ADN del JBCVCSIC en los inicios de estas instalaciones.

PERSONAS DE CONTACTO	INSTITUCIÓN	COLABORACIÓN
Mark Chase, Edith Kapinos	Royal Botanic Gardens, Kew	Asesoramiento
Luis Silva, Mónica Moura, Maria Joao Pereira	Universidade dos Açores	Socios BIOMABANC
Roberto Jardim, Francisco Fernándes, Jose Carvalho	Jardím Botánico de Madeira	Socios BIOCLIMAC
Joao Melo, Nuno Rodrigues	Jardín Botánico de Faial (Azores)	Socios BASEMAC, BIOCLIMAC
Pedro Sosa, Miguel Angel González	Depto de Biología, ULPGC	Socios BIOMABANC
Biólogos y técnicos del JBCVC	Cabildo de Gran Canaria	Recolección
Pep Toni Rosselló, Alberto del Hoyo, Nuria	Jardí Botànic Marimurtra	Recolección y socios
Membrives		INSULARIDADES
José Luis Martín Esquivel	Gobierno de Canarias	Recolección
Ángel Fernández y su equipo	Parque Nacional de Garajonay	Recolección
Manuel Durbán Villalonga y su equipo	Parque Nacional del Teide	Recolección
Ángel Palomares y su equipo	P.N de La Caldera de Taburiente	Recolección
Aurelio Centellas Bodas y su equipo	Parque Nacional de Timanfaya	En negociación
Javier Seija Bayon y su equipo	U.I.M.A de la Gomera.	Recolección
Cristóbal Rodríguez Piñero y su equipo	U.I.M.A de Tenerife	Recolección
Miguel Ángel Morcuende y su equipo	U.I.M.A. de la Palma	En negociación
Luis Pascual y su equipo	U.I.M.A de Lanzarote	En negociación
Carlos Alba y su equipo	U.I.M.A de Fuerteventura.	En negociación
Javier Armas y su equipo	U.I.M.A del Hierro	En negociación
Stephan Scholz	Biólogo (Fuerteventura)	Recolección
Arnoldo Santos, Alfredo Reyes	ICIA, Jardín de La Orotava	Recolección y varios proyectos
Jose María Irurita Fernández	Jardín Botánico de La Cortijuela	Recolección
Josep Lluís Gradaille, Magdalena Vicens	Jardín Botanico de Sóller	Recolección
Esteban Hernández Bermejo	Jardín Botanico de La Mancha	Recolección
John Cortés	Jardín Botanico de Gibraltar	Recolección

El Banco de ADN de Kirstenboch (http://www.nbi.ac.za/frames/researchfram. html) surge como una colaboración entre el laboratorio de Sistemática Molecular Leslie Hills y el Jardín Botánico de Kew y está financiado con fondos de la Iniciativa UK Darwin, que promueve la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de recursos. Su objetivo principal es tener al menos un representante de cada género de plantas endémicas de Sudáfrica para construir, a través de estudios filogenéticos, un "árbol de la vida" de géneros sudafricanos e identificar áreas de endemismos y de alta prioridad de cara a la conservación.

En Febrero de 2005 contactamos con los responsables del Banco de ADN del JB de Kew y visitamos sus instalaciones para recoger la mayor información posible para facilitar la puesta en marcha de nuestro banco de ADN. La experiencia y asesoramiento que nos facilitó el grupo del Jodrell lab nos fue de gran valía, especialmente las indicaciones sobre purificación y conservación del ADN suministradas por Mark Chase (hoy Director del Jodrell lab) y Edith Kapinos (técnico del Banco de ADN de Kew). Los socios y colaboradores del Banco de ADN del JBCVCSIC se muestran en la Tabla 1.

En cuanto a las colaboraciones internacionales, es importante conocer los distintos artículos aprobados en La Convención de la Diversidad Biológica (http://www.biodiv.org/default.shtml) durante la Cumbre de la Tierra de 1992. Esta Convención de Diversidad Biológica busca un acercamiento al desarrollo sostenible y en su Art.5 regula la soberanía sobre las fuentes naturales y el acceso a las mismas.

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

A continuación damos una serie de pautas para facilitar la recolección de las muestras con destino a un Banco de ADN. Muchas de ellas han sido extraídas del "Manual para el muestreo genético de poblaciones naturales de plantas vasculares" (Caujapé-Castells 2004) que, hasta su publicación, puede consultarse previa petición al autor en caso de que se quiera profundizar en aspectos relacionados con la metodología de muestreo y análisis de datos en genética de poblaciones. Antes de que este manual del Banco de ADN estuviera listo, enviábamos un resumen de estas pautas que siguen a las instituciones colaboradoras junto con el "kit de muestreo". Hoy en día se les envía el manual completo.

i) Bolsas de muestreo

Las bolsas de muestreo son importantes ya que van a contener el material a partir del cual va a extraerse el ADN del banco. Disponer de buenas bolsas correctamente etiquetadas es evitar posibles errores de asignación de muestras. Después de varias pruebas, el método que estamos usando en nuestro banco de ADN para la recolección y el almacenamiento de las muestras se esquematiza en las figuras 4 y 5 (adaptado de Caujapé Castells 2004). Las mayores ventajas de este sistema son que el código de la muestra es siempre visible (con lo que se facilita su rápida localización) y que las bolsas se pueden guardar ordenadamente en una libreta tipo Multifin. No debe extraerse el DNA de toda la hoja, sino que debe guardarse una muestra seca y convenientemente organizada en una cámara fría (ver esquema de la página 19). Por el momento, nosotros guardamos estas hojas en cajas distribbuidas por número de orden en las estanterías de la mencionada cámara fría.




Figura 4. Las cuatro fases para la elaboración de las bolsas de muestreo. (1) etiquetas adhesivas con los códigos y las bolsas de plástico con cierre hermético en uno de sus extremos; (2, 3 y 4) pegar la etiqueta en lugar visible de la bolsa de muestreo y troquelar dos agujeros a la separación adecuada para ordenar las bolsas en una libreta de anillas tipo Multifin (ver siguiente Figura).




Figura 5. Almacenamiento de las bolsas de muestreo ordenadas correlativamente en una libreta de anillas tipo Multifin. a) Libreta de anillas abierta. Una libreta mediana de 4 anillas puede almacenar dos filas de hasta 25 bolsas conteniendo hojas; b) esquema de las libretas Multifin ordenadas correlativamente según el rango de muestras que contienen. Si fuera necesario, las libretas pueden ser almacenadas vertical u horizontalmente en el la cámara fría (ver plano del Laboratorio del Dpto. de Biodiversidad Molecular en la página 19 de este manual), facilitando considerablemente la localización de un individuo cualquiera en un tiempo mínimo.

ii) Normas prácticas de muestreo de hojas para extracción de ADN

Debido a que es preferible realizar extracciones a gran escala para tener un número aceptable de alícuotas de cada muestra, se aconseja recolectar el máximo de hojas que se puedan introducir en una de las bolsas de muestreo. En caso de recolectar pocos individuos (aconsejamos un mínimo de 3 por población), es conveniente que estén separados entre sí en el espacio de la población para asegurar que no están muy emparentados e intentar capturar algo de la variabilidad genética poblacional, si la hubiere. Hay también unas cuantas normas básicas que es necesario observar para garantizar una óptima extracción y posterior amplificación del ADN:

1. Fijarse bien en que todas las hojas recolectadas corresponden a la especie diana y en que no haya insectos u otros organismos pequeños adheridos a las hojas

Es muy fácil que una aguja de pino o algún trozo de otra planta se cuele en la bolsa de muestreo, por lo cual hay que ser extremadamente cuidadoso al muestrear en zonas muy frondosas. Si todas las hojas de la población mostraran síntomas de infección por parásitos o virus, conviene limpiarlas con un paño limpio empapado en agua destilada y secarlas bien con un trozo de papel higiénico antes de almacenarlas.

2. Seleccionar siempre las hojas más limpias de las plantas a muestrear, pero no muestrear exclusivamente las plantas más sanas y vistosas de la población

Aunque las plantas sanas y robustas llaman siempre más la atención, las macilentas y poco conspicuas también forman parte de la población y deben de ser muestreadas en aras de una correcta representatividad. Con frecuencia, las plantas deformes o menos atractivas poseen también alelos raros, por lo cual infra-representarlas podría provocar una estimación sesgada de los niveles de variación genética de la población.

3. Coger siempre las hojas más verdes y limpias de entre las disponibles en la planta.

Esta manera de proceder minimizará los posibles problemas de contaminación en las muestras.

4. En caso de tener que coger más de una hoja para asegurar la cantidad mínima de material por espécimen, debemos asegurarnos de que se muestrea siempre el mismo individuo.

Frecuentemente varios pies de diferentes plantas se hallan entremezclados, lo cual hace muy fácil equivocarse y representar la variación genética de dos plantas diferentes en una misma muestra.

5. Hacer un pliego testigo y depositarlo en el herbario del centro, o en otro herbario

Se debe realizar siempre un pliego testigo recogiendo varias plantas representativas de las diferentes morfologías y tamaños que se hallan en la población e indicando todos los datos relacionados con la recolección (especie, fecha, localidad, altitud y recolector). Si las plantas no estuvieran en flor, sería conveniente regresar al lugar en la época adecuada para recoger plantas con flor y fruto, especialmente si las poblaciones muestreadas plantean dudas a nivel de reconocimiento morfológico.

6. Recoger siempre hojas adultas que no hayan empezado la senescencia.

Según la experiencia del Banco de ADN de Kew (Mark Chase y Michael Fay, comunicación personal) el ADN de las hojas jóvenes de algunos grupos de plantas es imposible de amplificar debido a la presencia de compuestos químicos que no se hallan en otros tejidos. Estos compuestos probablemente impidan la predación por parte de insectos o animales antes de que las hojas se hayan endurecido.

7. No recolectar hojas crasas ni suculentas, a menos que su extracción pueda efectuarse al día siguiente de su recolección

Quizás el requisito más importante para la buena preservación y amplificación del ADN sea un secado rápido de las hojas. Según Savolainen et al. (1995), si el secado se prolonga demasiado, la planta (que aun está viva) estará sujeta a un estrés hídrico, a la carencia de nutrientes y a heridas (entre ellas, las que hemos ocasionado al desprender la hoja de la planta, al doblarla para introducirla en la bolsa, etc...). Las heridas inducen rápidamente la producción de compuestos fenólicos y radicales libres, que pueden influenciar muy fuertemente el ambiente celular y, en consecuencia, perjudicar la calidad del ADN obtenido en la extracción (McKersie et al. 1988). Además, se ha visto que existe una disminución del contenido en ADN durante los primeros estadios de la senescencia foliar, que puede representar hasta el 20% del ADN total (Scott y Possingham 1983). Las respuestas metabólicas y celulares a la preparación de pliegos de herbario son similares a las debidas a la senescencia. Por todos estos motivos, si no estamos seguros de poder realizar la extracción de este tipo de hojas cuando aun están frescas, es preferible prescindir de muestrearlas.

8. Procurar recolectar las hojas enteras, sin causarles heridas

El tamaño de las hojas de la mayoría de plantas permite depositarlas enteras dentro de la bolsa de muestreo. Hay que procurar desprenderlas del tallo o de la rama causando el mínimo de heridas, ya que en caso contrario se deteriorarían más rápidamente por los factores mencionados en el punto 7.

9. Si las hojas son muy grandes, partirlas en varios trozos

En caso de que las hojas sean exageradamente grandes y no quepan enteras en las bolsas de muestreo, se hace aconsejable partirlas en varios trozos (aunque sea en detrimento de la integridad de la hoja), ya que parece que el secado rápido es más prioritario que las heridas causadas por los cortes de cara a la extracción de ADN en óptimas condiciones. Un rápido secado de la muestra de hoja es prioritario para limitar el impacto de la senescencia, y este es el motivo por el que el gel de sílice es un material idóneo para conservar el tejido de hoja (Chase y Hills 1991).

10. Guardar siempre una muestra de hoja seca en una cámara frigorífica

Este proceder garantiza que el material genético almacenado en el Banco de ADN tiene un "seguro de vida", en caso de deterioro o de cualquier otra contingencia que haga indispensable extraer de nuevo el ADN de un mismo individuo o conjunto de individuos.

Las muestras de hoja se depositan en una bolsa cerrada herméticamente que contiene un saguito con gel de sílice.

Al cerrar la bolsa con la muestra hay que procurar que contenga el mínimo de aire posible para evitar la introducción de humedad ambiental o de gérmenes y también porque así se facilita su almacenamiento.

Si se siguen estas indicaciones, las muestras se conservan bien a temperatura ambiente durante un largo tiempo, siempre y cuando se almacenen en un sitio fresco resguardado de la humedad y de la luz. Si el color naranja del gel de sílice seco virara a verde, esto indicaría la presencia de humedad, y es necesario sustituir el saquito de gel por uno seco, y reciclar el que contiene gel húmedo (en la estufa de secado, el tiempo que haga falta para librarse de la humedad).

iii) Muestras recolectadas por colaboradores

Creemos que las instituciones y/o personas que colaboran desinteresadamente con el muestreo deben recibir todo el material necesario para llevar a cabo las recolecciones y unas indicaciones metodológicas para el muestreo de las hojas desde las que posteriormente se va a realizar la extracción del ADN. Es aconsejable preparar lo que podría denominarse un "kit de muestreo" que contenga lo siguiente:

- 1. Instrucciones para el muestreo y el envío de las muestras al Banco de ADN.
- **2.** Listado especies prioritarias, si las hubiere.
- 3. Tablas a completar por los recolectores con los datos referentes a las muestras recogidas.
- **4.** Un número suficiente de bolsas bolsas de muestreo con saquitos de gel de sílice ya etiquetadas.
- **5.** Saguitos extra para reponer los que viren.

En nuestro caso, el Banco de ADN asume todos los gastos que supongan los envíos de las muestras desde las instituciones colaboradoras. Para evitar el gasto que supondría costear varios envíos, es preferible que los colaboradores guarden las bolsas con las hojas en un lugar fresco, seco y resguardado del sol hasta que se haya recogido al menos un grupo considerable de las mismas (p.e. entre 50 o 100 bolsas) y así realizar el envío en grupos de bolsas.

Junto con las muestras de hoja es deseable recibir un pliego testigo recogido en cada población muestreada. Si no fuera posible el envío de dichos pliegos, los colaboradores deben suministrar la información sobre el herbario donde se hallan depositadas, y el código que se les haya asignado.

Para disponer de información básica sobre cada muestra (hoja y pliego asociado a la población donde se recolectó) se les hace llegar a los colaboradores una tabla de muestreo (Tabla 2) que debe procurar completarse con el máximo de información disponible. Esta tabla debe

incluir datos taxonómicos de la especie, datos de recolección (recolectores, fecha, localidad) y datos relativos a la población (fenología, altitud, UTM, etc.) para los que está destinada la columna de observaciones. Una vez los colaboradores rellenen todos los apartados de dicha tabla, esta se deberá reenviar a los responsables del Banco de ADN junto con las muestras recolectadas.

Para facilitar la toma de datos es conveniente llevar al campo varias hojas impresas de dicha tabla para que en el momento en el que se hace la recolección de las muestras ir anotando toda la información relativa a la misma.

En ocasiones habrá datos (por ejemplo, taxonómicos) que será necesario confrontar y comprobar una vez de vuelta en los laboratorios pero, sin duda, la información relativa a localidad, recolectores, fecha, fenología, altitud, UTM, etc. es aconsejable anotarla durante la visita a las poblaciones naturales.

Por último, es muy aconsejable establecer por escrito las condiciones básicas de colaboración.

Es también conveniente que se cree una página web asociada al Banco de ADN para favorecer su divulgación y facilitar el acceso de muestras al mayor número de científicos o personas interesadas. En caso de disponer de dicha página, cada institución colaboradora debe figurar como tal en la misma, así como en todos los actos oficiales en los que participe la línea del proyecto en el que se incluye la creación del Banco de ADN.

En el caso del Banco de ADN del JBCVCSIC, quizás el aspecto que consideramos más importante es dejar claro que las muestras que nos envíen los colaboradores de otras regiones geográficas están depositadas en nuestro banco en fideicomiso. Esto significa que, en caso de que alguna de las instituciones a las que pertenecen quisiera crear su propio Banco de ADN para su región geográfica, se les enviaría al menos una alícuota del ADN de los especimenes que nos enviaron y se les ofrecería toda nuestra experiencia en el montaje y gestión del Banco de ADN. Una alícuota de dicho material quedará depositada permanentemente en el Banco de ADN por razones de seguridad.

Tabla 2. Ejemplo de tabla enviada a las distintas instituciones para que en ella detallaran la información relativa a las muestras (hojas y pliegos) recolectadas por ellos como colaboración con nuestro banco de ADN.

BANCO DE ADN DEL JARDÍN BOTÁNICO CANARIO "VIERA Y CLAVIJO"-UNIDAD ASOCIADA CSIC					
Nº Bolsa	Especie	Localidad	Recolectores	Fecha	Pliego
Banco DNA2585					
Banco DNA2586					
Banco DNA2587					
Banco DNA2588					
Banco DNA2589					
Banco DNA2590					
Banco DNA2591					
Banco DNA2592					
Banco DNA2593					
Banco DNA2594					
Banco DNA2595					
Banco DNA2596					
Banco DNA2597					
Banco DNA2598					
Banco DNA2599					
Banco DNA2600					
Banco DNA2601					
Banco DNA2602					
Banco DNA2603					
Banco DNA2604					
Banco DNA2605					
Banco DNA2606					

NOTA: De momento, este mismo modelo de Tabla es el que utilizamos cuando realizamos recolecciones para el banco de ADN porque siempre es conveniente tener la información en formato papel como seguridad en caso de que la información digital fallara. Al mismo tiempo estamos valorando la posibilidad de adquirir una PDA o un Ipad en el que poder ir recogiendo los datos de forma automática en el campo.

PARTE II

Procesamiento de muestras



DISTRIBUCIÓN DE ZONAS DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

El trabajo en los laboratorios de ADN del Depto. de Biodiversidad Molecular está dividido en tres grandes zonas de actuación:

Laboratorio 1: Extracción, Cuantificación y visualización de ADN

Laboratorio 2: Amplificación de ADN Laboratorio 3: Análisis de datos

La Figura inferior delimita estas zonas y enfatiza la ubicación de los elementos de seguridad, los manuales de uso del aparataje de cada laboratorio y las rutas de evacuación (flechas rojas).

Antes de empezar cualquier labor en estos laboratorios, hay que aprender la distribución de estas zonas de trabajo. Cada paso de los protocolos que se describen el este manual debe desarrollarse en la zona adecuada, para una mayor seguridad en el trabajo y para minimizar el riesgo de contaminación de ADN.

Queda terminantemente prohibido el consumo de comidas o bebidas en los Laboratorios 1 y 2, y en la cámara fría de almacenamiento de muestras de hoja.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS DE ADN



EXTRACCIÓN DE ADN

El método empleado por lo general en nuestro laboratorio para la extracción del ADN es el método CTAB 2X (Saghai-Maroof et al. 1984, Doyle y Doyle 1987, Palmer et al. 1989) tanto para las extracciones a pequeña escala como a gran escala. No obstante, para algunas muestras especialmente difíciles, utilizamos a veces el kit Nucleon-Phytopure de Amersham-Pharmacia, que ofrece un buen rendimiento en el caso de micropreparaciones.

En esta sección se detallan los pasos a seguir para llevar a cabo las extracciones con el método CTAB 2X.

El protocolo de extracción de ADN consta de dos fases diferenciadas:

- 1. Machacado de material vegetal
- 2. Extracción de ADN

Estas fases pueden también estar distanciadas en el tiempo, dependiendo del tipo de machacado que escojamos y de nuestra organización en el laboratorio.

Antes de empezar el protocolo de extracción hemos de tener claro qué tipo de machacado es el más conveniente, teniendo en cuenta la naturaleza y estado de conservación de las muestras y nuestro plan de trabajo. Los tipos de machacado de muestras posibles en nuestro laboratorio son:

A) En mortero, sin nitrógeno líquido pero con tampón de extracción

Adecuado para muestras frescas (grandes o pequeñas) de hojas frágiles y poco fibrosas

B) En mortero, con nitrógeno líquido (pág. 22).

Adecuado para todo tipo de muestras (grandes o pequeñas), especialmente fibrosas o duras

- **C)** En el homogeneizador automático, muestras pequeñas con tampón de extracción Adecuado para todo tipo de hojas frescas.
- **D)** En el homogeneizador automático, muestras pequeñas secas sin tampón de extracción Adecuado para todo tipo de hojas, siempre que estén muy secas.
- **E)** En el homogeneizador automático, muestras grandes con tampón de extracción Adecuado para todo tipo de hojas frescas.
- **F)** En el homogeneizador automático, muestras grandes secas sin tampón de extracción Adecuado para todo tipo de hojas, siempre que estén muy secas (este último es el método que aplicamos con mayor frecuencia).


A) MACHACADO DE MUESTRAS EN MORTERO, CON TAMPÓN DE EXTRACCIÓN

IMPORTANTE! Este procedimiento es adecuado cuando las hojas son tiernas y la extracción de ADN se hace inmediatamente después del machacado. Es el caso también de hojas que no es aconsejable conservar durante mucho tiempo en el ultracongelador, que tardarían demasiado tiempo en secarse con gel de sílice (como las hojas crasas), o que se podrían deteriorar considerablemente con la conservación a largo plazo.


ELEMENTOS	UTILIZACIÓN	ALMACENAMIENTO
Aparataje (en orden de uso)		
Autoclave	Esterilización de material y disoluciones	
 Balanza 	Pesado de hojas y productos	
 Dispensador de volumen 	Obtención rápida del volumen de CTAB	
•Botella de vidrio para el dispensador 2.5l	Almacenar el CTAB para ser dispensado	
Campana extractora	Manipulaciones con Mercaptoetanol y SEVAG	
Baño termostático	Calentamiento de reactivos y extracción	
•Pipeta de 10-100μl	Manipulación de disoluciones	
Reactivos (en orden de uso)		
●CTAB 2x	Choque hipertónico	TA
 Mercaptoetanol 	Se añade al CTAB 2X	TA
Utillaje general (en orden de uso)		
●Bata	Protección personal	
 Guantes de nitrilo 	Protección personal	
 Contenedores homologados para 	Eliminación residuos tóxicos	
residuos		
•Resmas	Protección de la poyata	
 Gel de sílice blanco fino 	Machacado manual de hojas	TA
 Morteros de porcelana 	Autoclavar. Utilizar un mortero por muestra, en su	TA
	defecto reutilizar los morteros después de su	
	limpieza con jabón y posterior desinfección con	
Facethola	alcohol.	TA
•Espátula	Paso del material homogenizado desde el mortero al tubo de 1,5 ml. Hay que lavarla con agua y	IA
	alcohol después de cada uso	
Papel higiénico	Secado y limpieza de elementos	TA
•48 tubos de 1,5 ml de tapa plana	2 tubos de 1.5ml por muestra convenientemente	TA (en un vaso de
autoclavados	marcados	precipitados tapado)
•Gradilla para tubos de 1,5 ml	Ordenación de tubos	production and an income,
•Termómetro	Comprobación de la temperatura del baño	
	termostático	
 Rotulador indeleble 	Marcaje de tubos y disoluciones	
•1 punta de 100-1000μl autoclavada	Manipulación del CTAB2X	
•1 punta de 10-100μl autoclavada	Manipulación del Mercaptoetanol	

PROTOCOLO DE MACHACADO DE MUESTRAS EN MORTERO, CON TAMPÓN DE EXTRACCIÓN

- **A1.** Conectar el baño termostático para que alcance una temperatura de 65°C. Cubrir la resistencia con agua destilada. De lo contrario, el agua no se calentará y la resistencia puede sufrir daños (Fig.12). El tiempo aproximado que tarda el baño en calentar el agua a 65° C es de 15 minutos.
- **A2.** Introducir en el baño termostático un tubo de 50ml que contenga 12.5ml de CTAB y 50μl de mercaptoetanol (volumen indicado para 25 muestras para corregir el error de pipeteo, correspondiéndose con 500μl de CTAB y 2μl de mercaptoetanol por muestra. Dejarlo en el baño durante el tiempo que tardemos en machacar las muestras. Los 12.5ml de CTAB se añaden al tubo de forma más rápida utilizando un dispensador (ver Fig.13).



- **A3.** Pesar el material vegetal en la balanza (0.1g como máximo). Observar que las hojas no presentan partículas extrañas ni insectos antes de su pesada, de ser así, retirar con ayuda de un papel o bisturí.
- **A4.** Introducir el material de hoja que hemos pesado en el mortero y añadir una pequeña cantidad de gel de sílice blanco autoclavado para facilitar la rotura de las hojas al machacar (si la trituración es dificultosa, machacar con la ayuda de nitrógeno líquido como se indica en el apartado B).
- **A5.** Añadir al mortero una parte del CTAB 2X a 65° C y triturar la hoja (ha de quedar lo más fino posible). No permitir la caída de sustancias ajenas en el mortero con el fin de evitar la contaminación del material a extraer.
- **A6.** Pasar el polvo resultante a un tubo de 1,5 ml convenientemente etiquetado. Ver figura inferior para una indicación orientativa de la cantidad máxima de material a poner en el tubo de 1,5 ml.



- A7. Añadir el resto de CTAB 2X hasta alcanzar un volumen de 500μl
- **A8.** Proseguir con la extracción de ADN a pequeña o gran escala (dependiendo de la cantidad de muestra) desde el punto 4 en adelante.

B) MACHACADO DE MUESTRAS EN MORTERO, CON N₂ LÍQUIDO

IMPORTANTE! Este procedimiento es especialmente aconsejable para hojas fibrosas y cuando se va a realizar la extracción de un número elevado de muestras donde, por razones de organización, es conveniente empezar las extracciones solamente cuando hayamos machacado todo el material. Es también adecuado si inmediatamente después del machacado se quiere continuar con la extracción.

ELEMENTOS	UTILIZACIÓN	ALMACENAMIENTO
Aparataje (en orden de uso)		
 Autoclave 	Esterilización de material y disoluciones	
•Balanza	Pesado de hojas y productos	
Campana extractora	Manipulaciones con Mercaptoetanol y SEVAG	
Reactivos (en orden de uso)		
 Nitrógeno líquido 	Petrificación de muestras	Canister
Utillaje general (en orden de uso)		
•Bata	Protección personal	
•Guantes de nitrilo	Protección personal	
•Contenedores homologados para residuos	Eliminación residuos tóxicos	
•Resmas	Protección de la poyata	
• Termo	Almacenar N ₂ (I) para machacar 5-10 muestras hojas	TA
●Morteros de porcelana	Autoclavar. Utilizar un mortero por muestra, en su defecto reutilizar los morteros después de su limpieza con jabón y posterior desinfección con alcohol.	TA
●Espátula	Paso del material homogenizado desde el mortero al tubo de 1,5 ml. Hay que lavarla con agua y alcohol después de cada uso	TA
Papel higiénico	Secado y limpieza de elementos	TA
•Tubos de 1,5 ml de tapa plana autoclavados	1 tubo de 1.5ml por muestra, convenientemente marcado	TA (en un vaso de precipitados tapado)
•Gradilla para tubos de 1,5 ml	Ordenación de tubos	
Rotulador indeleble	Marcaje de tubos y disoluciones	

PROTOCOLO PARA MACHACADO DE MUESTRAS EN MORTERO, CON N₂ LÍQUIDO

B1. Si es necesario, pesar el material vegetal en la balanza (ver Foto debajo).



Balanza de precisión para eventual uso en el pesado de muestras

- **B2.** En todos los casos, observar que las hojas no presentan partículas extrañas ni insectos antes de su procesado. De ser así, retirar con ayuda de las manos, de un papel o bisturí.
- **B3.** Introducir en el mortero el material de hoja y triturar con nitrógeno líquido. No permitir la caída de sustancias ajenas en el mortero con el fin de evitar la contaminación del material a extraer.
- **B4.** Depositar el material triturado en un tubo de 1,5 ml de fondo cónico (ver Foto debajo) previamente etiquetado. (Ver nivel máximo de material en la figura 14).
- **B5.** Continuar la extracción de ADN a pequeña o gran escala (dependiendo de la cantidad de muestra) a partir del punto 1 o almacenar el tubo a -20° C o -80° C hasta la posterior extracción del ADN a pequeña o gran escala (dependiendo de la cantidad de muestra) desde el punto 4 en adelante.

C) MACHACADO DE MUESTRAS PEQUEÑAS FRESCAS CON TAMPÓN DE EXTRACCIÓN EN EL HOMOGENEIZADOR AUTOMÁTICO RETSCH ("MIXER MILL")

IMPORTANTE! estas instrucciones son estándar, y puede haber casos en los que haya que realizar ajustes *ad hoc.* La limpieza escrupulosa del material inmediatamente después de su utilización y el autoclavado de las bolas metálicas es obligatoria e inexcusable. Nunca se usa Nitrógeno líquido con el homogeneizador automático.

ELEMENTOS	UTILIZACIÓN	ALMACENAMIENTO
Aparataje (en orden de uso)		
•Autoclave	Esterilización de material y disoluciones	
 Balanza 	Pesado de hojas y productos	
•Dispensador de volumen	Obtención rápida del volumen de CTAB	
•Botella de vidrio para el dispensador 2.5l	Almacenar el CTAB para ser dispensado	
Campana extractora	Manipulaciones con Mercaptoetanol y SEVAG	
Baño termostático	Calentamiento de reactivos y extracción	
•Pipeta de 10-100μl	Manipulación de disoluciones	
Homogeneizador automático Retsch	Machacado de muestras	
Reactivos (en orden de uso)		
●CTAB 2x	Choque hipertónico	TA
 Mercaptoetanol 	Se añade al CTAB 2X	TA
Utillaje general (en orden de uso)		
Bata	Protección personal	
•Guantes de nitrilo	Protección personal	
 Contenedores homologados para residuos 	Eliminación residuos tóxicos	
•Resmas	Protección de la poyata	
•2 bolitas metálicas por muestra	Machacado de muestras	
•2 bloques de plástico para 10 tubos de 1,5 ml	Colocación de muestras para el	
	machacado automático	
Papel higiénico	Secado y limpieza de elementos	TA
•48 tubos de 1,5 ml de tapa plana autoclavados	1 tubo de 1.5ml por muestra, convenientemente marcado	TA (en un vaso de precipitados tapado)
•Gradilla para tubos de 1,5 ml	Ordenación de tubos	
•Termómetro	Comprobación de la temperatura del baño	
	termostático	
•Rotulador indeleble	Marcaje de tubos y disoluciones	
•1 punta de 100-1000μl autoclavada	Manipulación del CTAB2X	TA
•1 punta de 10-100μl autoclavada	Manipulación del Mercaptoetanol	TA

PROTOCOLO DE MACHACADO DE MUESTRAS PEQUEÑAS CON TAMPÓN EN MIXER MILL

- **C1.** Conectar el baño termostático para que alcance una temperatura de 65°C. Cubrir la resistencia con agua destilada. De lo contrario, el agua no se calentará y la resistencia puede sufrir daños (Fig.12). El tiempo aproximado que tarda el baño en calentar el agua a 65° C es de 15 minutos.
- **C2.** Introducir en el baño termostático un tubo de 50ml que contenga 12.5ml de CTAB y 50μl de mercaptoetanol (volumen indicado para 25 muestras para corregir el error de pipeteo, correspondiéndose con 500μl de CTAB y 2μl de mercaptoetanol por muestra. Dejarlo en el baño durante el tiempo que tardemos en machacar las muestras. Los 12.5ml de CTAB se añaden al tubo de forma más rápida utilizando un dispensador (ver Figura inferior).



- 1 Émbolo
- 2 Botón de ajuste del volumen
- 3 Cánula de expulsión
- 4 Caperuza de cierre
- C3. Rellenar cada tubo de 2 ml de fondo casi plano con:
 - 2 bolitas de vidrio pequeñas y una grande (ver Foto inferior izquierda)
 - 500 µl de tampón de extracción
 - muestra de hoja (no mucha cantidad, y partida en trocitos pequeños si es posible.

Las muestras deben estar lo más secas posible. En caso de ser necesario pesar la muestra, usar la báscula de precisión que está en la mesa, ver Foto inferior derecha).




Tubo de 2 ml con las bolas de vidrio



Balanza de precisión para eventual uso en el pesado de muestras

C4. Situar los tubos bien tapados en los recipientes, con el tapón en la parte del receptáculo que se tapa (ver Fotos debajo).





MUY IMPORTANTE! El aparato ha de estar equilibrado, por lo que debemos utilizar **siempre** los 2 receptáculos (ver Foto debajo a la izquierda). En caso de tener que procesar menos de 20 muestras, hay que repartirlas y colocarlas de manera que haya el mismo número de tubos en cada receptáculo.

C5. Tapar bien los receptáculos y colocarlos en los brazos del "mixer mill" en orientación opuesta (como en la Foto de debajo a la izquierda), fijándose en que encajen perfectamente en las piezas metálicas y apretándolos bien (sin forzar el mecanismo de rosca) para que no salgan disparados al iniciarse el funcionamiento del aparato. Al terminar esta operación, la muesca del mecanismo de fijación ha de quedar encajada en la posición que se muestra en la Foto de debajo (derecha).





- **C6.** Conectar el aparato por el interruptor trasero.
- C7. Seleccionar 3 minutos a una frecuencia de 30.
- C8. Pulsar "start" y esperar.
- **C9.** Al terminar el proceso, sacar los tubos de 2 ml y comprobar que la calidad del extracto es la deseada (debe ser un polvo muy fino). Si es demasiado sólido, puede añadirse una cantidad adicional de tampón de extracción y dar un pulso de vibración para homogeneizar. Si aún hay trozos grandes de hoja, es aconsejable procesar otros 3 minutos.
- **C10.** Puesto que en este tipo de machacado la extracción continúa inmediatamente después, las bolas de vidrio se desechan junto con el pellet después de la primera centrifugación del protocolo de extracción.
- **C11.** Al terminar, dejarlo todo limpio, ordenado y en su sitio correspondiente.
- C12. Desconectar el aparato por el interruptor trasero.
- **C13.** Continuar la extracción de ADN a **PEQUEÑA ESCALA** (página 31 del manual, o ver las indicaciones pegadas en la mesa 2 del laboratorio de extracción de ADN) desde el punto 4.

D) MACHACADO DE PEQUEÑAS MUESTRAS SECAS SIN TAMPÓN DE EXTRACCIÓN EN EL HOMOGENEIZADOR AUTOMÁTICO RETSCH ("MIXER MILL")


IMPORTANTE! estas instrucciones son estándar, y puede haber casos en los que haya que realizar ajustes *ad hoc.* La limpieza escrupulosa del material inmediatamente después de su utilización y el autoclavado de las bolas metálicas es obligatoria e inexcusable. Nunca se usa Nitrógeno líquido con el homogeneizador automático.

ELEMENTOS	UTILIZACIÓN	ALMACENAMIENTO
Aparataje (en orden de uso)		<u>.</u>
 Autoclave 	Esterilización de material y disoluciones	
 Balanza 	Pesado de hojas y productos	
 Homogeneizador automático Retsch 	Machacado de muestras	
Utillaje general (en orden de uso)		
●Bata	Protección personal	
•Guantes de nitrilo	Protección personal	
•Resmas	Protección de la poyata	
•2 bolitas de vidrio pequeñas y una grande por	Machacado de muestras	
muestra		
•2 bloques de plástico para 10 tubos de 1,5 ml	Colocación de muestras para el machacado	
	automático	
 Papel higiénico 	Secado y limpieza de elementos	TA
•1 tubo de 1,5 ml de tapa plana por muestra,	Colocación de las muestras	TA (en un vaso de
convenientemente marcado		precipitados tapado)
 Gradilla para tubos de 1,5 ml 	Ordenación de tubos	
 Rotulador indeleble 	Marcaje de tubos y disoluciones	

PROTOCOLO DE MACHACADO DE MUESTRAS PEQUEÑAS SECAS EN MIXER MILL

- **D1.** Rellenar cada tubo de 2 ml de fondo casi plano con:
 - 2 bolitas de vidrio pequeñas y una grande (usar solamente las bolitas destinadas a DNA, ver Foto inferior izquierda)
 - muestra de hoja seca (no mucha cantidad, y partida en trocitos pequeños si es posible. Las muestras deben estar lo más secas posible. En caso de ser necesario pesar la muestra de hoja, usar la báscula de precisión que está en la mesa, ver Foto inferior derecha)







Balanza de precisión para eventual uso en el pesado de muestras


D2. Situar los tubos bien tapados en los receptáculos, con el tapón en la parte que se tapa (Fotos inferiores).







MUY IMPORTANTE! El aparato ha de estar equilibrado, por lo que debemos utilizar **siempre** los 2 receptáculos (ver Foto inferior izquierda). En caso de tener que procesar menos de 20 muestras, hay que repartirlas y colocarlas de manera que haya el mismo número de tubos en cada receptáculo.

D3. Tapar bien los receptáculos y colocarlos en los brazos del "mixer mill" en orientación opuesta (como en la Foto inferior izquierda), fijándose en que encajen perfectamente en las piezas metálicas y apretándolos bien (sin forzar el mecanismo de rosca) para que no salgan disparados al iniciarse el funcionamiento del aparato. Al terminar esta operación, la muesca del mecanismo de fijación ha de quedar encajada en la posición que se muestra en la Foto inferior derecha.







- **D5.** Seleccionar 3 minutos a una frecuencia de 30 (estándar), o el tiempo y la frecuencia adecuados para las muestras a procesar.
- **D6.** Pulsar "start" y esperar.
- **D7.** Al terminar el proceso, sacar los tubos de 1,5 ml y comprobar que la calidad del extracto es la deseada. Si es demasiado sólido, puede añadirse una cantidad adicional de tampón de extracción y dar un pulso de vibración para homogeneizar. Si aún hay trozos grandes de hoja, es aconsejable procesar otros 3 minutos.
- **D8.** Procesar los extractos. Limpiar a conciencia los receptáculos con agua y jabón (primero) y con alcohol (después). Secar bien con un trozo de papel higiénico.
- **D9.** Si continuamos con la extracción de ADN inmediatamente después del machacado, las bolas de vidrio se desechan junto con el pellet después de la primera centrifugación del protocolo de extracción. En caso de que queramos almacenar los extractos secos en el ultracongelador por un tiempo indefinido, pueden almacenarse junto con las bolas de vidrio.
- **D10.** Al terminar, dejarlo todo limpio, ordenado y en su sitio correspondiente.
- **D11.** Desconectar el aparato por el interruptor trasero.
- **D12.** Almacenar las muestras a -20° C o -80° C o continuar la extracción de ADN a **PEQUEÑA ESCALA** a partir del punto 1.

E) MACHACADO DE MUESTRAS GRANDES FRESCAS CON TAMPÓN DE EXTRACCIÓN EN EL HOMOGENEIZADOR AUTOMÁTICO RETSCH ("MIXER MILL")

IMPORTANTE! estas instrucciones son estándar, y puede haber casos en los que haya que realizar ajustes *ad hoc.* La limpieza escrupulosa del material inmediatamente después de su utilización y el autoclavado de las bolas metálicas es obligatoria e inexcusable. Nunca se usa Nitrógeno líquido con el homogeneizador automático.

ELEMENTOS	UTILIZACIÓN	ALMACENAMIENTO
Aparataje (en orden de uso)		
Autoclave	Esterilización de material y disoluciones	
 Balanza 	Pesado de hojas y productos	
 Dispensador de volumen 	Obtención rápida del volumen de CTAB	
•Botella de vidrio para el dispensador 2.5l	Almacenar el CTAB para ser dispensado	
 Campana extractora 	Pipeteado del Mercaptoetanol	
 Baño termostático 	Calentamiento de reactivos y extracción	
•Pipeta de 10-100μl	Manipulación de disoluciones	
 Homogeneizador automático Retsch 	Machacado de muestras	
Reactivos (en orden de uso)		
●CTAB 2x	Choque hipertónico (10 ml por muestra)	TA
 Mercaptoetanol 	Se añade al CTAB 2X (40 µl por muestra)	TA
Utillaje general (en orden de uso)		
●Bata	Protección personal	
 Guantes de nitrilo 	Protección personal	
•Resmas	Protección de la poyata	
 1 bola metálica por muestra 	Machacado de muestras	
•2 recipientes metálicos Retsch de 50 ml	Colocación de muestras para el machacado automático	
 Colador 	Recuperar bola metálica	
 Papel higiénico 	Secado y limpieza de elementos	TA
•2 tubos de 50 ml autoclavados	1 tubo de 50 ml por muestra, convenientemente marcado	TA (en un vaso de precipitados tapado)
 Gradilla para tubos de 1,5 ml 	Ordenación de tubos	
•Termómetro	Comprobación de la temperatura del baño termostático	
Rotulador indeleble	Marcaje de tubos y disoluciones	
•1 punta de 100-1000μl autoclavada	Manipulación del CTAB2X	TA
•1 punta de 10-100μl autoclavada	Manipulación del Mercaptoetanol	TA

PROTOCOLO DE MACHACADO DE MUESTRAS GRANDES FRESCAS CON TAMPÓN EN MIXER MILL

- **E1.** Conectar el baño termostático para que alcance una temperatura de 65°C. Cubrir la resistencia con agua destilada. De lo contrario, el agua no se calentará y la resistencia puede sufrir daños (Fig.12). El tiempo aproximado que tarda el baño en calentar el agua a 65° C es de 15 minutos.
- **E2.** Introducir en el baño termostático 2 tubos de 50ml, que contengan cada uno 10ml de CTAB y 40μl de mercaptoetanol. Dejar durante aproximadamente 10 minutos para que los reactivos alcancen la temperatura de 65°C. Los 10ml de CTAB se añaden al tubo de forma más rápida utilizando un dispensador (Figura inferior).



- 1 Émbolo
- 2 Botón de ajuste del volumen
- 3 Cánula de expulsión
- 4 Caperuza de cierre
- E3. Rellenar cada recipiente metálico Retsch de 50 ml con (en este orden):
 - muestra de hoja
 - 1 bola metálica
 - el contenido de los tubos de 50 ml (CTAB 2X + Mercaptoetanol)
- **E4.** Situar los recipientes Retsch de 50 ml bien cerrados en los brazos del "mixer mill" como se muestra en la Foto inferior izquierda, fijándose en que encajen perfectamente en las piezas metálicas y apretándolos bien (sin forzar el mecanismo de rosca) para que no salgan disparados al iniciarse el funcionamiento del aparato. Al terminar esta operación, la muesca del mecanismo de fijación ha de quedar encajada en la posición que se muestra en la Foto inferior derecha.





- **E5.** Conectar el aparato por el interruptor trasero.
- **E6.** Seleccionar 3 minutos a una frecuencia de 30.
- E7. Pulsar "start" y esperar.
- **E8.** Al terminar el proceso, sacar los recipientes Retsch de 50 ml y comprobar que la calidad del extracto es la deseada. Si es demasiado sólido, puede añadirse una cantidad adicional de tampón de extracción y dar un pulso de vibración para homogeneizar. Si aún hay trozos grandes de hoja, es aconsejable procesar otros 3 minutos.
- **E9.** Procesar los extractos y recuperar las bolas metálicas. Limpiar a conciencia los receptáculos con agua y jabón (primero) y con alcohol (después). Secar bien con un trozo de papel higiénico.
- **E10.** Al terminar, dejarlo todo limpio, ordenado y en su sitio correspondiente.
- **E11.** Desconectar el aparato por el interruptor trasero.
- **E12.** Continuar la extracción de ADN a **GRAN ESCALA** a partir del punto 4.

F) MACHACADO DE GRANDES MUESTRAS SECAS CON TAMPÓN DE EXTRACCIÓN EN EL HOMOGENEIZADOR AUTOMÁTICO RETSCH ("MIXER MILL")

IMPORTANTE! estas instrucciones son estándar, y puede haber casos en los que haya que realizar ajustes *ad hoc.* La limpieza escrupulosa del material inmediatamente después de su utilización y el autoclavado de las bolas metálicas es obligatoria e inexcusable. Nunca se usa Nitrógeno líquido con el homogeneizador automático.

ELEMENTOS	UTILIZACIÓN	ALMACE	NAMIEN [*]	ΓΟ
Aparataje (en orden de uso)				
 Autoclave 	Esterilización de material y disoluciones			
•Balanza	Pesado de hojas y productos			
 Homogeneizador automático Retsch 	Machacado de muestras			
Utillaje general (en orden de uso)				
●Bata	Protección personal			
•Guantes de nitrilo	Protección personal			
•Resmas	Protección de la poyata			
•1 bola metálica por muestra	Machacado de muestras			
•2 recipientes metálicos Retsch de 50 ml	Colocación de muestras para el machacado automático			
Papel higiénico	Secado y limpieza de elementos	TA		
•1 tubo de 50 ml por muestra, autoclavado	Colocación de las muestras	TA (en aluminio)	papel	de
•Gradilla para tubos de 50 ml	Ordenación de tubos			
•Rotulador indeleble	Marcaje de tubos y disoluciones			

PROTOCOLO DE MACHACADO DE MUESTRAS GRANDES SECAS CON TAMPÓN EN MIXER MILL

- **F1.** Rellenar cada recipiente metálico Retsch de 50 ml con:
 - 1 bola metálica
 - muestra de hoja
- **F2.** Situar los recipientes Retsch de 50 ml bien cerrados en los brazos del "mixer mill" como se muestra en la Foto inferior izquierda, fijándose en que encajen perfectamente en las piezas metálicas y apretándolos bien (sin forzar el mecanismo de rosca) para que no salgan disparados al iniciarse el funcionamiento del aparato. Al terminar esta operación, la muesca del mecanismo de fijación ha de quedar encajada en la posición que se muestra en la Foto inferior derecha.

MUY IMPORTANTE! El "mixer mill" ha de estar siempre equilibrado, por lo que debemos utilizar **siempre** los 2 receptáculos (ver Figura inferior). En caso de tener que procesar menos de 20 muestras, hay que repartirlas y colocarlas de manera que haya el mismo número de tubos en cada receptáculo





- **F4.** Conectar el "mixer mill" por el interruptor trasero.
- F5. Seleccionar 3 minutos a una frecuencia de 30.
- **F6.** Pulsar "start" y esperar.
- **F7.** Al terminar el proceso, sacar los tubos de 1,5 ml y comprobar que la calidad del extracto es la deseada. Si es demasiado sólido, puede añadirse una cantidad adicional de tampón de extracción y dar un pulso de vibración para homogeneizar. Si aún hay trozos grandes de hoja, es aconsejable procesar otros 3 minutos.
- **F8.** Procesar los extractos y recuperar las bolas metálicas. Limpiar a conciencia los receptáculos con agua y jabón (primero) y con alcohol (después). Hay que limpiar las bolas a conciencia con agua y jabón (primero) y con alcohol (después), dejándolas secar a temperatura ambiente o en la estufa de secado. Si han de utilizarse a continuación, secar rápidamente con la ayuda de un papel o de resmas.
- **F9.** En caso de que queramos almacenar los extractos secos en el ultracongelador por un tiempo indefinido, debemos antes recuperar las bolas de cada tubo de la forma descrita en el paso F8.
- **F10.** Al terminar, dejarlo todo limpio, ordenado y en su sitio correspondiente.
- **F11.** Desconectar el "mixer mill" por el interruptor trasero.
- **F12.** Almacenar las muestras a -20° C o -80° C o continuar la extracción de ADN a **GRAN ESCALA** a partir del punto 1.

EXTRACCIÓN DE ADN A PEQUEÑA ESCALA

MUY IMPORTANTE! Antes de comenzar con la extracción, comprobar que se dispone de todo el material necesario en cantidad suficiente y que los aparatos que se van a utilizar funcionan correctamente (ver Tabla inferior). Así mismo, tener preparados tantos tubos de 1,5 ml como muestras vayamos a procesar, y marcarlos y ordenarlos correctamente. Este protocolo se ha redactado considerando que extraemos el ADN de 24 muestras.

ELEMENTOS	UTILIZACIÓN	ALMACENAMIENTO
Aparataje (en orden de uso)		
•Autoclave	Esterilización de material y disoluciones	
●Balanza	Pesado de hojas y productos	
•Dispensador de volumen de 2.5 l	Obtención rápida del volumen de CTAB	
 Botella de vidrio para el dispensador 2.5 l 	Almacenar el CTAB para ser dispensado	
Campana extractora	Manipulaciones con Mercaptoetanol y SEVAG	
 Baño termostático 	Calentamiento de reactivos y extracción	
•Pipeta de 100-1000μl	Manipulación de disoluciones	
•Pipeta de 10-100μl	Manipulación de disoluciones	
Vórtex	Agitación	
 Microcentrífuga para 24 tubos de 1,5 ml 	Separación de fases durante la extracción	
•Congelador -20°C	Almacenamiento Etanol 70% e Isopropanol	
●Botella de vidrio 0,5l autoclavada	Almacenamiento del SEVAG	
Botella de vidrio 0,5l autoclavada	Almacenamiento de la disolución de TE stock	
Frigorífico	Almacenamiento TE	
•Etiquetadora	Marcaje de tubos y alicuotas	
Reactivos (en orden de uso)		
●CTAB 2x	Choque hipertónico	TA
 Mercaptoetanol 	Se añade al CTAB 2X	TA
•SEVAG	Eliminación de impurezas del ADN	Campana extractora
•Isopropanol (2-propanol)	Precipitación del ADN	Congelador (-20° C)
●Etanol 70%	Limpieza del ADN	Congelador (-20° C)
•Tubos con TE autoclavado	Almacenamiento de TE para resuspensión del ADN	Frigorífico
Utillaje general (en orden de uso)		
●Bata	Protección personal	
•Guantes de nitrilo	Protección personal	
∙Resmas	Protección de la poyata	
 Papel higiénico 	Secado rápido y/o limpieza de elementos	TA
•24 tubos de 1,5ml <u>de tapa plana</u> , autoclavados	2 por muestra convenientemente marcados	TA (en vaso tapado)
•Gradilla para tubos de 1,5 ml	Ordenación de tubos	
•Termómetro	Comprobación de la temperatura del baño termostático	
 Rotulador indeleble 	Marcaje de tubos y disoluciones	
•28 puntas de 100-1000μl autoclavadas	Manipulación de disoluciones	TA
•3 puntas de 10-100µl autoclavadas	Manipulación de disoluciones	TA
•Temporizador	Control de tiempos	
•Tubos de 1,5ml de tapa de rosca autoclavados	Alícuotas para el Banco de ADN	TA (en vaso tapado)
•Caja de cartón para 100 tubos de 1.5ml	Almacenamiento ordenado de alícuotas	TA

PROCEDIMIENTO CTAB 2X DE EXTRACCIÓN DE ADN A PEQUEÑA ESCALA

NOTA: Tener en cuenta que, si hemos utilizado los métodos de machacado A o C, este protocolo debe empezar en el punto 4.

1. Conectar el baño termostático para que alcance una temperatura de 65°C. Cubrir la resistencia con agua destilada. De lo contrario, el agua no se calentará y la resistencia puede sufrir daños (Foto inferior). El tiempo aproximado que tarda el baño en calentar el agua a 65°C es de 15 minutos.



Nivel de la resistencia que debe ser cubierto con agua destilada antes de encender el baño

2. Introducir en el baño termostático un tubo de 50ml que contenga 12.5ml de CTAB y 50μl de mercaptoetanol (volumen indicado para 25 muestras para corregir el error de pipeteo, correspondiéndose con (500μl de CTAB y 2μl de mercaptoetanol por muestra). Dejarlo en el baño durante el tiempo que tardemos en machacar las muestras. Los 12.5ml de CTAB se añaden al tubo de forma más rápida utilizando un dispensador (Figura inferior).



- 1 Émbolo
- 2 Botón de ajuste del volumen
- 3 Cánula de expulsión
- 4 Caperuza de cierre
- **3.** Pipetear 500 μl de CTAB 2X a 65° C en los tubos de 1,5 ml que contiene la muestra (en la campana extractora).
- **4.** Mezclar con el vórtex hasta homogenización total. **NOTA** Toda la muestra ha de entrar en contacto con la solución añadida (si queda alguna parte del material seco se puede intentar mezclar utilizando como ayuda puntas de micropipetas autoclavadas, una por muestra).
- **5.** Incubar en el bloque térmico a 65°C durante 15 minutos, con agitación suave a intervalos. Al finalizar el tiempo de calentamiento, apagar el bloque térmico (en la Foto inferior).



- **6.** Añadir 500µl de SEVAG y mezclar bien por inversión varias veces durante aproximadamente 15 minutos, pues la mezcla tiende a separarse. Abrir y cerrar los tubos una o dos veces durante este tiempo para dejar escapar el gas procedente del SEVAG (en la campana extractora).
- **7.** Centrifugar a 9.000 rpm durante 10 minutos. Después de este tiempo, la separación de fases en el tubo de 1,5 ml ha de ser parecida a la figura inferior.



- **8.** Pasar el sobrenadante a un tubo limpio previamente etiquetado utilizando una pipeta de 100-1.000μl (se obtienen aproximadamente 500μl de sobrenadante). Desechar el tubo con el pellet y las bolitas de vidrio en el recipiente de seguridad correspondiente.
- **9.** Precipitar el ADN añadiendo a cada tubo 500μl de isopropanol (2-propanol) guardado en el congelador a -20°C (esta cantidad corresponde aproximadamente al volumen de sobrenadante recolectado en el paso 7). Invertir cuidadosamente el tubo hasta que el ADN precipite.


NOTA: Si la concentración de ADN es alta, se podrá ver al mezclar por inversión la presencia de filamentos blanquecinos correspondientes al ADN.

10. Dejar las muestras a -20° C durante 30 - 60 minutos (en el congelador pequeño, ver foto inferior).

NOTA: Para aumentar la precipitación del ADN se pueden dejar las muestras durante la noche a -20° C. Si hemos de interrumpir la extracción por cualquier causa, podemos hacerlo en este punto, dejando las muestras a -20° C hasta reanudar la extracción.



- **11.** Centrifugar a 13.000 rpm durante 5 minutos.
- **12.** Desechar el líquido en el recipiente de seguridad correspondiente, con muchísimo cuidado de no arrastrar el pellet de color blanquecino que se adhiere al fondo del tubo y que contiene el ADN.
- **13.** Añadir 500μl de etanol al 70% almacenado a –20°C para lavar el ADN (en el congelador pequeño, ver foto superior).
- **14.** Centrifugar a 13.000 rpm durante 3 minutos.
- 15. Desechar el líquido con cuidado de no arrastrar el pellet.
- **16.** Secar el etanol remanente en las paredes del tubo con papel, sin tocar el ADN extraído.
- **17.** Dejar los tubos destapados en la estufa a 37-40° C durante 1 hora aprox. para permitir la evaporación total del etanol.
- **18.** Añadir 100μl de TE y tapar el tubo. Dejar en la estufa hasta que el ADN se resuspenda totalmente, agitando suavemente de vez en cuando para facilitar la resuspensión que, en algunos casos, puede llevar varios días.
- **19.** Almacenar los 100μl en un tubo de rosca autoclavado (ver figura inferior), etiquetarlo convenientemente y almacenar a -20°C o -80°C, según destino del ADN.



EXTRACCIÓN DE ADN A GRAN ESCALA

MUY IMPORTANTE! Antes de comenzar con la extracción, comprobar que se dispone de todo el material necesario en cantidad suficiente y que los aparatos que se van a utilizar funcionan correctamente (ver Tabla inferior). Asimismo, tener los dos tubos de 50 ml por muestra correctamente marcados y ordenados. Es mejor marcar estos tubos con cinta blanca y rotulador, ya que así no quedan restos de tinta en el tubo y pueden reciclarse fácilmente.

MATERIAL NECESARIO

ELEMENTOS	UTILIZACIÓN	ALMACENAMIENTO
Aparataje (en orden de uso)	0.112.12.10.10.11	7 (217) (02) (7 (17)) (27)
•Autoclave	Esterilización de material y disoluciones	
•Balanza	Pesado de hojas y productos	
•Dispensador de volumen	Obtención rápida del volumen de CTAB	
Botella de vidrio para el dispensador 2.5l	Almacenar el CTAB para ser dispensado	
Campana extractora	Manipulaciones con Mercaptoetanol y	
- Campana extractora	SEVAG	
Baño termostático	Calentamiento de reactivos y extracción	
•Pipeta de 10-100μl	Manipulación de disoluciones	
•Pipeta de 100-1000μl	Manipulación de disoluciones	
•Pipeta de 1000-5000μl	Manipulación de disoluciones	
Homogeneizador Retsch	Machacado automático	
•Vórtex	Agitación	
Centrífuga para 6 tubos de 50ml	Separación de fases durante la extracción	
•Congelador -20°C	Almacenamiento Etanol 70% e Isopropanol	
Botella de vidrio 0,5l autoclavada	Almacenamiento del SEVAG	
Botella de vidrio 0,5l autoclavada	Almacenamiento de la disolución de TE	
Dotolla de vidito 0,51 autociavada	stock	
Frigorífico	Almacenamiento TE	
•Etiquetadora	Marcaje de tubos y alicuotas	
Reactivos (en orden de uso)	a. saje de tasse y anede de	
•CTAB 2x	Choque hipertónico	TA
 Mercaptoetanol 		
•SEVAG	Eliminación de impurezas del ADN	Campana extractora
•Isopropanol (2-propanol)	Precipitación del ADN	Congelador (-20°C)
•Etanol 70%	Limpieza del ADN	Congelador (-20°C)
•Tubos con TE autoclavado	Almacenamiento de TE para resuspensión	Frigorífico
	del ADN	3
Utillaje general (en orden de uso)		
●Bata	Protección personal	
•Guantes de nitrilo	Protección personal	
•Resmas	Protección de la poyata	
•N₂ líquido	Machacado manual de hojas	Deware
•Gel de sílice blanco fino	Machacado manual de hojas	TA
 Morteros de porcelana 	Autoclavar. Utilizar un mortero por muestra.	TA
	Reutilizar los morteros después de su uso	
	limpiándolos con jabón y luego con alcohol.	
•Espátula	Paso del material homogenizado desde el	TA
	mortero al tubo de 50 ml. Lavarla con agua	
B	y alcohol después de cada uso	Τ.
Papel higiénico	Secado rápido y limpieza de elementos	TA
•12 tubos de 50ml, autoclavados	2 tubos por muestra, convenientemente	TA (en vaso tapado)
-Cradilla nara tubaa da EOmil	marcados Ordenación de tubos	
•Gradilla para tubos de 50ml		
•Termómetro	Comprobación de la temperatura del baño termostático	
Rotulador indeleble	Marcaje de tubos y disoluciones	
•7 puntas de 10-100μl autoclavadas	Manipulación de disoluciones	TA
·	Manipulación de disoluciones	TA
•6 puntas de 100-1000μl autoclavadas	Manipulación de disoluciones	TA
•10 puntas de 1000-5000μl autoclavadas	•	IA
•Temporizador	Control de tiempo	TA (on voca tanada)
•Tubos 1,5ml <u>de tapón de rosca</u> autoclavados	Alicuotas para el Banco de ADN	TA (en vaso tapado)
•Caja de cartón para 100 tubos de 1,5ml	Almacenamiento ordenado de alícuotas	TA

PROTOCOLO CTAB 2X DE EXTRACCIÓN DE ADN A GRAN ESCALA

NOTA: Tener en cuenta que, si hemos utilizado los métodos de machacado A o C, este protocolo debe empezar en el punto 4.

1. Conectar el baño termostático para que alcance una temperatura de 65°C. Cubrir la resistencia con agua destilada. De lo contrario, el agua no se calentará y la resistencia puede sufrir daños (Fig.12). El tiempo aproximado que tarda el baño en calentar el agua a 65°C es de 15 minutos.




Nivel de la resistencia que debe ser cubierto con agua destilada antes de encender el baño

2. Introducir en el baño termostático 6 tubos de 50ml, que contengan cada uno 10ml de CTAB y 40μl de mercaptoetanol. Dejar durante aproximadamente 10 minutos para que los reactivos alcancen la temperatura de 65°C. Los 10ml de CTAB se añaden al tubo de forma más rápida utilizando un dispensador (Figura inferior).



- 3. Mezclar con el vórtex hasta homogenización total.
 - **NOTA:** Toda la muestra ha de entrar en contacto con la solución añadida (si queda alguna parte del material seco se puede intentar mezclar utilizando como ayuda puntas de micropipeta autoclavadas, una por muestra).
- **4.** Incubar en el baño termostático a 65°C durante 15 minutos, con agitación suave a intervalos. Al finalizar el tiempo de calentamiento, apagar el baño termostático.
- **5.** Añadir 10ml de SEVAG y mezclar bien por inversión varias veces durante aproximadamente 15 minutos pues la mezcla tiende a separarse. Abrir y cerrar los tubos una o dos veces durante este tiempo para dejar escapar el gas procedente del SEVAG.
- **6.** Centrifugar a 7.500 rpm durante 15 minutos.
- 7. Pasar el sobrenadante (ver Figura inferior) a un tubo limpio previamente etiquetado utilizando una pipeta de 1.000-5.000μl (se obtienen aproximadamente 5.000μl de sobrenadante). Desechar el tubo con el pellet en el recipiente de seguridad correspondiente.



- **8.** Precipitar el ADN añadiendo a cada tubo 5ml de isopropanol (2-propanol) guardado a -20°C. Invertir cuidadosamente el tubo varias veces para ayudar a que el ADN precipite. **NOTA** Si la concentración de ADN es alta se podrá ver al mezclar por inversión la presencia de filamentos
 - blanquecinos correspondientes al ADN.
- **9.** Dejar las muestras a –20°C durante 30 60 minutos.
 - **NOTA:** Para aumentar la precipitación del ADN se pueden dejar las muestras durante la noche a -20° C. Si hemos de interrumpir la extracción por cualquier causa, podemos hacerlo en este punto, dejando las muestras a -20° C hasta reanudar la extracción.
- **10.** Centrifugar a 4.000 rpm durante 5 minutos.
- **11.** Desechar el líquido en el recipiente de seguridad correspondiente, con muchísimo cuidado de no arrastrar el pellet de color blanquecino que se adhiere al fondo del tubo y que contiene el ADN.
- **12.** Añadir 5ml de etanol al 70% almacenado a -20°C para lavar el ADN.
- 13. Centrifugar a 3.000 rpm durante 5 minutos.
- 14. Desechar el líquido con cuidado de no arrastrar el pellet.
- **15.** Secar el etanol remanente en las paredes del tubo con papel, sin tocar el ADN extraído.
- **16.** Dejar los tubos destapados en la estufa (ver Foto inferior) a 37-40°C durante 1 hora aprox. para permitir la evaporación total del etanol.
- **17.** Añadir 3ml de TE y tapar el tubo. Dejar en la estufa hasta que el ADN se resuspenda totalmente, agitando suavemente de vez en cuando para facilitar la resuspensión. En algunos casos la resuspensión puede llevar varios días.
- **18.** Almacenar los 3ml en tubos de rosca autoclavados, etiquetarlos convenientemente y almacenar a -20°C o -80°C, según destino del ADN. Realizar alícuotas (en tubos de 1.5ml de tapa de rosca: 1 alícuota de 100μl, 5 alícuotas de 100μl cada una; y el resto en tubos de 1.5ml, donde almacenaremos un volumen máximo de 1ml), etiquetarlas convenientemente y almacenar a -20°C o -80°C, según destino del ADN.

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL ADN EXTRAÍDO

Una vez extraído el ADN se requiere conocer su concentración y pureza, porque muchos de los protocolos de amplificación empleados en las técnicas moleculares requieren esta información.

Mediciones con el biofotómetro.

La evaluación cuantitativa del ADN la realizamos mediante el biofotómetros Eppendorff del Laboratorio 1 (Foto inferior), que hace incidir un haz de luz monocromática a través de una muestra y mide la cantidad de luz que ésta absorbe.

Teniendo en cuenta que los ácidos nucleicos tienen un máximo de absorción a una longitud de onda de 260nm (debido a la presencia de bases nitrogenadas aromáticas a lo largo de las cadenas de ADN) y dado que se conoce que 1 unidad de absorbancia corresponde a una concentración de 50µg/ml en el caso del ADN bicatenario, el aparato puede calcular de forma fiable la concentración del ADN midiendo la absorbancia a 260nm.



Biofotómetro Eppendorff

MATERIAL NECESARIO

MATERIAL NECESARIO		
ELEMENTOS	UTILIZACIÓN	ALMACENAMIENTO
Aparataje (en orden de uso)		
•Pipeta de 10-100μl	Manipulación de disoluciones	
•Pipeta de 0.5-10μl	Manipulación de disoluciones	
 Biofotómetro Eppendorf 	Medir la concentración de ADNds	
Reactivos (en orden de uso)		
 TE autoclavado 	Diluir el ADN para medir su concentración y	Frigorífico
	enjuague final de la uvette	
●H ₂ Odd	Limpieza de la uvette	
Utillaje general (en orden de uso)		
●Bata	Protección personal	
 Guantes de nitrilo 	Protección personal	
•Resmas	Protección de la poyata	
 Papel higiénico 	Secado y limpieza de elementos	TA
•Tubo de 1.5ml autoclavado	1 tubo por muestra para realizar la dilución del ADN. Marcar el tubo con el número de la muestra.	TA (en un vaso de precipitados tapado)
•Gradilla para tubos de 1.5ml	Ordenación de tubos	
Rotulador indeleble	Marcaje de tubos y disoluciones	
•Cubeta Uvette	Cubeta para medir la concentración (lavar con H ₂ Odd entre cada muestra y realizar un lavado final con TE)	TA
 Puntas de 0.5-10μl autoclavadas 	Medición del ADN a(1 punta por muestra)	
•Puntas de 10-100μl autoclavadas	Manipulación de disoluciones	TA

IMPORTANTE! La medición de la concentración del ADN debe realizarse en la misma cubeta donde se mide el blanco para evitar errores; por ello la cubeta se puede lavar al cambiar de muestra (lavar con agua destilada y un último enjuague con TE). Utilizar como diluyente y blanco TE ya que la utilización de H₂Odd puede provocar variación en las mediciones.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN **CUANTITATIVA** DEL ADN EXTRAÍDO CON EL BIOFOTÓMETRO EPPENDORFF

IMPORTANTE! Antes de comenzar con la cuantificación, comprobar que se dispone de todo el material necesario en cantidad suficiente y que los aparatos que se van a utilizar funcionan correctamente (ver Tabla 6).

- 1. Homogeneizar correctamente la muestra de ADN extraído.
- 2. Diluir 5µl de ADN en 60µl de TE.
- **3.** Conectar el biofotómetro y seleccionar el método de cuantificación "dsADN" (del inglés "double stranded ADN").
- **4.** Anotar la dilución realizada y colocar 65 μl de TE en la cubeta de medición (Foto inferior). La cubeta debe colocarse con la parte inferior cerrada de cara al operario. Pulsar la tecla "blank" para que el aparato procese el TE como blanco (para que la lectura obtenida sea la verdadera absorbancia de la muestra, es necesario corregir las lecturas con un blanco que no contenga ADN). En la pantalla debe aparecer 0.000.



Cubeta del biofotómetro Eppendorff

5. Desechar el TE e introducir la dilución con ADN (ver punto 2) en la cubeta de medición, evitando la presencia de aire. Los resultados aparecen en la pantalla del aparato al pulsar "sample".

EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL ADN EXTRAÍDO

Para comprobar la calidad del ADN extraído se realiza una electroforesis en gel de agarosa al 0.8%. A continuación se detalla el material y los pasos necesarios para elaborar un gel de agarosa, para cargar las muestras de ADN en el mismo y para su tinción con SYBR Safe o en su defecto Bromuro de Etidio.

MATERIAL NECESARIO

ELEMENTOS	UTILIZACIÓN	ALMACENAMIENT O
Aparataje (en orden de uso)		-
 Cubeta de electroforesis 	Realización de la electroforesis en gel horizontal	
 Balanza 	Pesaje de la agarosa	
•Microondas	Disolver el gel de agarosa	
•Agitador magnético	Mantener en movimiento el gel de agarosa mientras alcanza una temperatura de 55-57°C	
 Fuente de alimentación 	Poner en marcha la electroforesis	
•Pipeta 0.5-10μl	Cargar el gel	
Reactivos (en orden de uso)		
●TBE 1x	Disolver la agarosa y mantener inmerso el gel durante la electroforesis	TA
•H ₂ Odd	Diluir el TBE10x	TA
•Agarosa	Preparar el gel	TA
•Jugo azul	Precipita el ADN en el gel y permite observar las bandas mediante su coloración	Frigorifico
•SYBR Safe	Tinción del gel	TA (a oscuras)
Utillaje general (en orden de uso)		
●Bata	Protección personal	
•Guantes de nitrilo	Protección personal	
•Resmas	Protección de la poyata	
 ◆Papel higiénico 	Secado y limpieza de elementos	TA
•Cinta blanca de laboratorio	Sellado del soporte del gel	
•Nivel	Comprobar que el soporte del gel esté nivelado	
• Probeta	Medir el volumen de TBE	
•Matráz aforado	Disolver el gel de agarosa	
•Guantes ignífugos o manoplas	Evitar quemaduras al sacar el matraz del microondas	
•Vaso de precipitado	Atemperar el gel añadiendo agua en el vaso (lo suficientemente grande como para que quepa el matraz que utilicemos)	
•Termómetro	Medir la temperatura del gel	
∙lmán	Movimiento del gel mediante el agitador magnético	
•Rotulador indeleble	Marcaje de tubos y disoluciones	
•Puntas de 0.5-10μl autoclavadas	Medición del ADN (1 punta por muestra)	
•Fiambrera de plástico	Tinción con bromuro de etidio	

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN **CUALITATIVA** DEL ADN EXTRAÍDO EN GEL DE AGAROSA Y TINCIÓN DE GELES LA SOLUCIÓN **SYBR Safe Stain** (INVITROGEN)

IMPORTANTE! Antes de empezar, comprobar que se dispone de todo el material de la tabla de la página anterior. Siempre que sea posible es recomendable usar productos de tinción de geles de agarosa menos nocivos que el bromuro de etidio. La tinción con SYBR Safe puede usarse como una alternativa más segura, pues aunque es tan sensible como el Bromuro de etidio, no es carcinógeno, Otros productos similares al SYBR Safe son: Midori Green DNA Stain (Nippon Genetics) o RedSafe (iNtRON Biotechnology).

NOTA: Si ya hay agarosa de la concentración adecuada en un Erlenmeyer tapado y etiquetado con una fecha de elaboración no muy antigua, el procedimiento empieza a partir del punto 6.

1. Secar el soporte del gel, eliminar posibles restos de polvo e impurezas y precintar los extremos abiertos con cinta adhesiva de laboratorio (Foto inferior). Comprobar que la cinta esté bien pegada a la bandeja.



2. Poner el peine en su lugar correspondiente y colocar la bandeja en una zona plana ayudándonos con un nivel (Foto inferior). Comprobar que el peine este perfectamente limpio y que no contiene ningún resto de agarosa seca de geles elaborados anteriormente.






Figura 25. Colocación del peine en la bandeja.

3. Diluir el tampón TBE 10X con H₂Odd hasta alcanzar una concentración 1X. El volumen de TBE 1X necesario depende de la cubeta que se utilice (Tabla inferior).

CUBETA DE ELECTROFORESIS	VOLUMEN TAMPÓN TBE	VOLUMEN GEL
Cubeta Ecogen 10 pocillos	250ml	30ml
Cubeta Ecogen 40 pocillos	1.500ml	125ml
Cubeta Fisher 40 pocillos	2.000ml	150ml
Cubeta Ecogen 108 pocillos	2.000ml	500ml

4. Añadir el tampón en el Erlenmeyer junto con un imán.

- **5.** Pesar la agarosa necesaria (para un gel al 0,8% se pesan 0,8g por cada 100ml de TBE 1X) e introducirla en el Erlenmeyer.
- **6.** Llenar un vaso de precipitado de las dimensiones adecuadas (el Erlenmeyer no debe tocar las paredes del vaso) con un poco de agua corriente fría y hielo escachado para acelerar el enfriamiento del gel de agarosa después de su calentamiento. Hay que ajustar el nivel del agua con el Erlenmeyer que contiene la disolución de TBE 1X y agarosa, de forma que el agua llegue justo al nivel máximo de la disolución y el Erlenmeyer no flote. Poner el vaso sobre un agitador magnético y colocar al lado el termómetro.
- 7. Disolver la agarosa en el microondas. Calentar hasta que se disuelva totalmente, evitando que la mezcla ascienda por el matraz y se vierta al exterior durante el calentamiento. Es conveniente agitar la disolución de vez en cuando. Una vez disuelta totalmente (se debe ver totalmente transparente, sin grumos traslúcidos en su interior) apagar el microondas y sacar el Erlenmeyer.





Esquematización del enfriamiento de geles de agarosa previo al vertido en el soporte del gel. Debe observarse que el nivel del agua con hielo sea igual al de la disolución de agarosa, para lo cual es conveniente realizar el ajuste antes de calentar la disolución de agarosa (ver paso 6). Es imprescindible que el agitador magnético esté conectado a una velocidad baja para garantizar un enfriamiento uniforme de la disolución de agarosa sin generación de burbujas de aire.

- **8.** Introducir el Erlenmeyer en el vaso de precipitados con el agua. Poner en marcha el agitador magnético seleccionando una velocidad de agitación lenta (para evitar la formación de burbujas de aire) e introducir el termómetro en el interior del Erlenmeyer, según describe la Figura de arriba.
- **9.** Una vez que la disolución de agarosa alcanza una temperatura de 55° C, retirar el termómetro y añadir 3µl de la solución de SYBR Safe 10,000 X por cada 125ml de solución de agarosa. Seguir agitando unos segundos con el imán. A continuación verter la agarosa en el soporte del gel. Limpiar el termómetro con papel secante. Si observamos burbujas en el gel, eliminarlas con una punta de pipeta autoclavada (se deben retirar lo más rápido posible, ya que al enfriarse se solidifica el gel).
- **10.** Dejar enfriar el gel hasta que se endurezca (aproximadamente 20-30 minutos dependiendo del tamaño; comprobar la dureza con el dedo antes de proceder al paso 11).
- **11.** Retirar la cinta adhesiva de laboratorio y el peine con mucho cuidado. Introducir el soporte y el gel en la cubeta de electroforesis, asegurándose de que el tampón cubre el gel.

PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE MUESTRAS EN EL GEL DE AGAROSA

1. Partir un trozo de Parafilm y colocar sobre él 3μl de jugo azul por muestra (ver foto inferior). En caso de haber muchas muestras, repartir las gotas de forma que no sea posible que se fusionen al ejecutar el paso 2.



Gotas de jugo azul sobre Parafilm, listas para mezclar con el ADN.

- 2. Pipetear 5μl del ADN extraído y ponerlo sobre la correspondiente gota de jugo azul.
- **3.** Mezclar varias veces hasta observar un color homogéneo. El pipeteo del ADN debe ser lo más cuidadoso posible para evitar su rotura o degradación.
- **4.** Cargar los 8μl en el pocillo. Al cargar la mezcla no introducir demasiado la punta de la pipeta para evitar la rotura del fondo de los pocillos. Intentar depositar las muestras en los pocillos lo más rápido posible.
- **5.** Al finalizar la carga de muestras, colocar el soporte del gel en el centro de la cubeta para que toda la superficie de agarosa reciba la misma corriente. Los pocillos de las muestras deben estar más cercanos al polo negativo, ya que el ADN esta cargado negativamente y migra hacía el polo positivo.
- **6.** Verificar que el tampón de electrodo (TBE 1X) cubre el gel.
- 7. Cerrar la tapa de la cubeta y colocar los electrodos.
- **8.** Conectar la fuente de alimentación de forma que la intensidad de corriente no supere los 90mA.
- 9. Dejar migrar las muestras el tiempo que corresponda al tamaño y concentración del gel.
- **10.** Una vez finalizado el tiempo de migración apagar la fuente de alimentación y retirar los electrodos para sacar el gel de agarosa.

PROCEDIMIENTO PARA LA TINCIÓN DE GELES DE AGAROSA CON BROMURO DE ETIDIO

IMPORTANTE! Hay ocasiones en que las personas que se encuentran en los laboratorios no tienen conciencia de muchas de las sustancias que se utilizan en ellos. Es el caso, por ejemplo, del personal de limpieza. Siendo esto así, el único procedimiento responsable es tratar el Bromuro de Etidio o cualquier otra sustancia potencialmente peligrosa con las máximas precauciones y minimizar la contaminación local. Por este motivo, forzamos el lavado del gel con agua destilada después de la tinción, ya que de esta forma evitamos el riesgo de respirar partículas de sales de Bromuro de Etidio que quedarían en el trans-iluminador y que podrían ser movilizadas e inhaladas por el personal de limpieza o por el personal de laboratorio. Aunque recientes investigaciones muestran que el riesgo del Bromuro de Etidio puede no ser tan grave como se dice, estas partículas sí serían especialmente peligrosas. Actualmente ya no usamos este producto de tinción de geles de Agarosa, ya que lo hemos sustituido por la alternativa más segura del SYBR Safe.

- **1.** Colocar el gel dentro de la bandeja de tinción que contiene la *disolución de uso* de bromuro de etidio y cerrar la tapa.
- **2.** Poner la bandeja sobre un agitador orbital y dejar tiñéndose durante 20-30 minutos. El papel y los guantes utilizados en la zona de tinción deben ser desechados en el contenedor de residuos de dicha zona.
- **3.** Cambiar el gel a una bandeja que debe contener agua destilada y dejar durante 10-15 minutos.
- **4.** Transcurrido el tiempo de lavado, colocar el gel sobre el iluminador de luz ultravioleta y fotografiarlo, en caso de que haya bandas visibles.

PROCEDIMIENTO PARA LA VISUALIZACIÓN Y FOTOGRAFIADO DE LOS GELES DE AGAROSA CON EL EQUIPO DE IMAGEN **ALPHA-IMAGER EP**

- **1.** Colocar el gel de agarosa una vez finalizada la electroforesis (no es necesario desteñirlo previamente), desplazándolo suavemente al interior de la cabina de la cámara.
- **2.** Cerrar la puerta de la cabina y hacer clic sobre el icono del programa Alpha-Imager en el escritorio del ordenador.
- **3.** Una vez se abre la ventana principal del programa hacer clic sobre "Acquire" (junto al dibujo cámara fotos).
- **4.** Encender la luz UV (interruptor trans UV).
- **5.** Comprobar las condiciones de apertura, zoom y focus (las que aparecen por defecto casi siempre van bien).
- **6.** Hacer click sobre "Preview" (en verde).
- **7.** Hacer clic sobre "Acquire" (en rojo). Comprobar que la imagen se ha obtenido correctamente (si no es así volver al paso 5 y hacer el Preview pero con otras condiciones).
- 8. IMPORTANTE: ¡¡Apagar la luz UV!!
- **9.** Para visualizar mejor la imagen del gel, en la ventana principal del programa hay numerosas opciones (contraste, luminosidad, rotar, etc.) sino también se puede editar y ajustar tras guardarla como .jpg con el programa Adobe Photoshop.
- **10.** Guardar la imagen del gel (se puede guardar en un pen drive si se quiere descargar en otro ordenador).
- **11.** Desechar el gel en el contenedor de sólidos y de limpiar y secar bien la superficie del interior de la cámara.



Foto del Alphaimager en su ubicación actual en el Laboratorio 1.

ORGANIZACIÓN DE LAS MUESTRAS EN EL BANCO DE ADN

MUY IMPORTANTE: Antes de proceder a la extracción de ADN, es EXTREMADAMENTE IMPORTANTE conservar una muestra de hoja seca convenientemente etiquetada y organizada en fría. Actualmente las tenemos en una cámara fría anexa a los laboratorios del Departamento de Biodiversidad Molecular del JBCVCSIC (ver plano de las instalaciones de los laboratorios moleculares en la página 19), que pronto habilitaremos como congelador a -20°C. Este proceder es extremadamente importante como "Seguro de vida" en caso de deterioro del material genético extraído y organizado y almacenado en el Banco de ADN.

Una vez extraído el ADN genómico y comprobado que cumple los mínimos requisitos de concentración (50ng/microl.) y calidad (no se ha degradado durante el proceso de extracción) para ser incluido en el banco de ADN, los extractos son repartidos en alícuotas que se almacenaran en ultracogeadores a a -80°C. La conservación de extractos de ADN durante largos períodos de tiempo no es fácil y no está aún completamente estudiada. Lo que parece estar claro es que es crucial, una buena conservación y deshidratación del material previa a su extracción y, la purificación tras la misma porque la presencia de endonucleasas y otros componentes celulares pueden acelerar el proceso de degradación del ADN. Hay estudios que apuntan a que los extractos de ADN purificados en Cloruro de Cesio y almacenados a -80°C son los que se mantienen más estables a lo largo del tiempo (En el JB de Kew se han hecho pruebas con extractos almacenados durante más de 10 años y los han logrado amplificar sin problemas). Otros estudios, sugieren que los extractos de ADN almacenados en seco, son aún mucho más estables que cuando se almacenan en frio. De hecho la empresa WHATMAN HISPANICA, S.L. comercializa unos kits (FTA Starter Pack WB 120061) para conservar muestras de tejido vegetal en seco en lo que ellos han llamado tarjetas FTA, que además pueden personalizarse con un código de barras. Esto supone una gran ventaja sobre todo en cuánto a espacio necesario para su almacenamiento, ya que en un simple armario y a temperatura ambiente se podrían almacenar en las mencionadas tarjetas un volumen de muestras probablemente equivalente al que se puede almacenar en varios ultracongeladores. Además, dejaría de existir el riesgo de perder muestras por problemas de descongelación en los casos en los que por fallos eléctricos los ultracongeladores dejan de funcionar como es debido. Otra alternativa que se considera adecuada es en lugar de almacenar extractos de ADN, almacenar los tejidos v/o las células desde las que se van a realizar las extracciones porque añaden la ventaja adicional de proveer una continua fuente de ADN (En el JB de Missouri, conservan las hojas secas en una cámara frigorífica a -20°C).

Las alícuotas preparadas por cada muestra de ADN extraído, son repartidas en nuestro banco de ADN de la siguiente forma:

- a) Las alícuotas de mayor volumen 1ml ó 100 μ L (según se hayan extraído a gran o a pequeña escala) quedarán almacenadas como depósito permanente en el banco de ADN ("stock permanente").
- b) El resto de alícuotas irán a formar parte del "stock de uso interno" y del "stock de distribución" (el número de alícuotas depositado en cada uno de ellos, variará según se hayan extraído a gran o a pequeña escala).
- c) Cuando así se nos sea requerido, también destinaremos una parte del banco de ADN a almacenar muestras en fideicomiso.

i) Etiquetado y organización de los tubos.

Los tubos de rosca que contienen el ADN se identifican con una etiqueta en la que se incluyen los siguientes datos (ver figura 31):

- a) Nombre del taxón. (p.e Salvia canariensis)
- b) Código del vial asignado en el Banco de ADN. (p.e CODE: 1468))
- c) Logotipo del Banco de ADN y de Interreg.
- d) Código de barras con número equivalente al que le corresponde a la especie en la base de planta viva del JBCVCSIC (p.e 7370//0005)



Figura 31: Ejemplo de etiqueta con la que identificamos los tubos del Banco de ADN.

Para la elaboración de las etiquetas empleamos una etiquetadora automática (Brother Ptouch 9600) que comercializa cintas en un material cuya adherencia resiste tanto altas como bajas temperaturas y que nos permite imprimirlas de forma automática a través de un ordenador.

NOTA: Las primeras etiquetas del Banco de ADN del JBCVCSIC se realizaron manualmente sobre cinta blanca de laboratorio y con rotuladores permanentes. Este procedimiento sigue usándose en caso de urgencia.

Estos tubos conteniendo las alícuotas de ADN se reparten de 100 en 100 (10 filas de 10 tubos) en cajas de cartón de la casa comercial Sarstedt (ver tabla para ref.) que se ordenarán y colocarán en los cajones y estantes del ultracongelador del Banco de ADN.

ii) Etiquetado y organización de las cajas.

Las cajas conteniendo los tubos con las alícuotas de ADN se han ordenado, a su vez, de 3 formas diferentes (cajas S, C y V) en función del destino de las muestras de ADN que se almacenen en las mismas. Las cajas S y C ("stock permanente" y "de uso interno", respectivamente) son las que contienen alícuotas de mayor volumen (1mL y 100 μ L) mientras que las cajas V ("stock de distribución") contienen alícuotas de 20-40 μ L.

Cada caja estará perfectamente etiquetada de forma que se facilite la localización de las muestras dentro del ultracongelador. El color de la etiqueta varía en función del tipo de caja (azul para cajas S, roja para cajas C y verde para cajas V). Las cajas C han sido a su vez organizadas de forma que haya un tubo por muestra para un rango de 100 números (vial codes), de forma que tanto los tubos dentro de las cajas (filas de 1- 10) como las cajas dentro de los cajones del ultracongelador son ordenadas de forma correlativa, es decir, la primera caja (C1) contendrá los tubos con los códigos (Vial Code) del 1 al 100 (ambos inclusive).


En cada etiqueta aparece el logo identificativo del Banco de ADN, el tipo de alícuotas almacenado en la caja y el número de caja correspondiente.

- En **las cajas etiquetadas de color azul (cajas S)** se organizan las alícuotas de 1mL cuando se ha realizado la extracción a gran escala (máximo 3 alícuotas por muestra) ó de 100µL únicamente cuando se han realizado varias extracciones a pequeña escala (mínimo 1 alícuota por muestra).



Fig 32. Ejemplo de etiqueta de color azul para cajas del "stock permanente".

- Las **cajas etiquetadas de color rojo (cajas C)** contienen las alícuotas de 100μL. Existe una alícuota por cada muestra extraída, tanto a gran escala como a pequeña escala, por lo que están organizadas de acuerdo con el Vial Code. En el ejemplo de la página siguiente se muestra la caja número 12 (C12) que incluye los tubos de rosca correspondientes a las muestras con los códigos desde 1101 hasta la 1200 (ambos inclusive).



.Fig 33. Ejemplo de etiqueta de color rojo para cajas del "stock de uso interno".

- En las **cajas etiquetadas de color verde (cajas V)** se organizan las alícuotas de $20\mu\text{L}-40\mu\text{L}$. Para aquellas muestras que se han podido extraer con el método CTAB a gran escala se realizarán 10 a 20 alícuotas por muestra y para las que se han extraído a pequeña escala de 2 a 5 alícuotas.




Fig 34. Ejemplo de etiqueta de color verde para cajas del "stock de distribución".

Se ha realizado un registro en Excel al que llamamos "Registro Banco de ADN" con varias columnas destinadas a la información relativa a las "Alícuotas del Banco". Se ha establecido una columna para indicar el número de la caja (según destino) en la que se encuentra cada muestra o código del Banco (Vial Code) y, otra para el número de alícuotas (dependiendo de su volumen) que hay por muestra en cada caja. De esta forma, cuando se necesita localizar una muestra determinada en el ultracongelador, es recomendable hacer una búsqueda previa en el Registro del Banco porque según el código de la muestra y el volumen de la alícuota que se quiere localizar, en la columna correspondiente debe aparecer registrado el número de la caja en la que se encuentra dicha muestra, lo que nos facilitará enormemente su localización. Por ejemplo, si quisiéramos localizar la especie *Sideritis soluta subsp. soluta* (identificada con el código 671) veríamos al consultar el Registro del Banco que de dicha muestra se han almacenado: 1 alícuota de 100 μL en la caja C7, 5 alícuotas de 20 μL en la caja V30 y 2 alícuotas de 1 ml en la caja S6.

VIAL	TAXON	ALICUOTAS	VOLUMEN	Nº CAJA
671	Sideritis soluta subsp. soluta	1	100 μL	C7
		5	20 µL	V30
		2	1ml	S6

Fig 35. Ejemplo de columnas del Registro del Banco de ADN donde se incluye la información relativa a la localización, volumen y cantidad de alícuotas por vial code en las cajas del mismo.

ENVIO DE MUESTRAS DESDE EL BANCO DE ADN

Las muestras que sean solicitadas al Banco de ADN serán siempre tomadas desde el stock de distribución (alícuotas de $20-40\mu$ L) y se prepararán para su envío de forma que se encuentren en tubos perfectamente etiquetados y que se acompañen de toda la documentación necesaria (Anexos 3 y 4).

Dicho envío consistirá en un número razonable de alícuotas por muestra, con el único e importante condicionante de que vayan a ser empleadas exclusivamente en proyectos de investigación, para lo que el receptor deberá firmar un documento aceptando dichas condiciones (ver anexo 4 y leer la política de gestión de muestras de nuestro banco de ADN en http://www.bioclimac.com/mbdna/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=221).

Cuando el envío sea a centros internacionales, se debe incluir en el paquete un certificado fitosanitario (para evitar problemas de aduana) en el que se indique la ausencia de productos tóxicos en las muestras y por tanto su completa inocuidad.

Todos los envíos realizados desde el Jardín Canario van acompañados de un documento que deberá ser devuelto con la firma del receptor de las mismas, de forma que acepta el compromiso a hacer un uso responsable y sin ánimo de lucro de las muestras. El documento presentado está inspirado en el documento que el Banco de ADN de Kew envía junto con las muestras, siendo prácticamente idéntico al mismo (Anexo 4).

Junto con las muestras se debe adjuntar una hoja con la información relacionada a la recolección, cuantificación y purificación del ADN (Anexo 5):

- a) Población donde se recolectó.
- b) Fecha y nombre de los recolectores.
- c) Código del pliego testigo.
- f) Código del vial/es enviado/s.

Debido a que el volumen de muestras que se manejan desde un Banco de ADN es bastante considerable, es importante llevar un registro de cada una de las muestras enviadas, la fecha y el receptor del envío. Además se deben crear una base de datos con la información de todas las especies almacenadas en el Banco, su procedencia, datos acerca de su recolección, extracción, purificación y cuantificación de las mismas.

PARTE III

Gestión de las muestras



DESTINO DE LAS MUESTRAS DEL BANCO

La gestión de las muestras del Banco de ADN del JBCVCSIC está orientada principalmente a la investigación, ya que el material genético almacenado es una herramienta valiosísima para estudios filogenéticos y de genética a nivel poblacional.

Lógicamente, parte de las muestras se utilizan en proyectos financiados y desarrollados en el propio centro donde se encuentra el Banco de ADN, pero consideramos que el objetivo principal debe ser llevar a cabo proyectos financiados y desarrollados en colaboración con otras instituciones tanto nacionales como internacionales que aporten líneas de especialización que no se están desarrollando en el centro.

Ya en los primeros momentos de funcionamiento del Banco de ADN del JBCVCSIC le dimos prioridad a formar parte de la Iniciativa del Consorcio del Código de Barras de La Vida (http://www.barcoding.si.edu), que fue creada para estimular la creación de una base de datos con secuencias que sirva como una biblioteca universal para la comparación de especies. En sus inicios en 2004, este Consorcio estaba constituido por 46 instituciones de las que el Jardín Canario era la única representante española. Las regiones de ADN elegidas inicialmente como candidatas a códigos de barras de plantas (psbA-trnH e ITS, Fig. 36-37 y Tabla 26) han sido reemplazadas por rbcL y matK (PWG 2009), aunque la discusión sobre la utilidad de las primeras y otras continúa.

Es importante divulgar la información relativa a las muestras ya incluidas en el Banco de ADN, así como el listado con las especies que se consideran como prioritarias. Esto facilitará tanto la recolección de ulteriores muestras como la solicitud de muestras por parte del mayor número de investigadores posible. El listado de especies prioritarias debe estar abierto a las propuestas que lleguen desde los distintos grupos colaboradores del Banco, de forma que se muestrearán más intensivamente las especies en las que ellos tengan más interés. En la web del Departamento de Biodiversidad Molecular y Banco de ADN del JBCVCSIC puede encontrarse esta y otra información relevante.

La persona interesada puede visitar el hipervínculo de debajo.

http://www.bioclimac.com/mbdna/

Actualmente el Banco de ADN del JBCVCSIC cuenta con unas 7.000 muestras (Anexo 5) correspondientes a más de 40 familias distintas que abarcan un gran número de géneros, entre los que se encuentran algunos tan emblemáticos e importantes en la flora canaria como son *Argyranthemum, Crambe, Dracaena, Echium, Phoenix, Sideritis o Sonchus*. En breve se va a elaborar un listado detallado de las muestras residentes en el Banco de ADN que estará a disposición de cualquier investigador interesado para eventuales peticiones de material en la web consignada arriba.

AMPLIFICACIÓN DEL ADN

Las reacciones de amplificación del ADN están basadas en la reacción en cadena de la polimerasa o PCR (Mullis, 1985), que permite la obtención de un gran número de copias de un fragmento de ADN particular. Esta técnica se fundamenta en la propiedad natural de las ADN polimerasas para replicar hebras de ADN cuando son sometidas a ciclos de alta y baja temperatura. La ADN polimerasa purificada a partir de la bacteria *Thermus aquaticus* (de ahí la denominación <u>Taq</u> polimerasa) fue la primera polimerasa en comercializarse, siendo aún muy utilizada por ser termófila y por lo tanti, capaz de resistir temperaturas superiores a 45°C. En la actualidad existen otras variantes como la "Phusion DNA polymerase" o la "Platinum Taq DNA polymerase" que parecen ser más eficientes y precisas pero que también son menos económicas.

La <u>Taq</u> polimerasa para iniciar la reacción necesita además de deoxinucleótidos (dNTPs) que va añadiendo a un ADN molde, de dos *cebadores* (o Primers), que son secuencias cortas de unos veinte nucleótidos, que actuarán como límites de la región de la molécula que va a ser amplificada. Los ciclos de temperatura (desnaturalización-hibridación-extensión) se repetirán un número de veces variable dependiendo de la cantidad de fragmentos amplificados que deseemos y del tamaño de la región del ADN que queramos amplificar. Finalizada la PCR tendremos múltiples copias del fragmento de ADN elegido con las que podremos llevar a cabo distintas técnicas moleculares como la secuenciación.

PROCEDIMIENTO PARA EL PEDIDO DE CEBADORES DE AMPLIFICACIÓN O SECUENCIACIÓN

Los cebadores se piden a la empresa IDT a través de Elisa (Biotein), para lo que hay que enviar un email (elisa@biotein.net) adjuntando una tabla Excel con los siguientes datos:

Nombre	Sequence 5´-3´	Escala	Bases	Tratamiento
		100nm		DST
		100nm		DST

Los cebadores se reciben en una media de 7-10 días y llegan en un sobre que contiene los tubos de rosca con los cebadores liofilizados y una hoja indicando los nombres y la concentración de los mismos. Por email Elisa envía las hojas con las especificaciones correspondientes.

RESUSPENSIÓN Y DILUCIÓN DE LOS CEBADORES

Tabla20. Material mínimo necesario para la preparación de los stocks de primers.

ELEMENTOS NECESARIOS	UTILIZACIÓN
Utillaje general (en orden de uso)	_
Bata	Protección personal
Guantes de nitrilo	Protección personal
Resmas	Protección de la poyata
Destilador de agua	Obtención de H2Odd
Autoclave	Esterilización de H2Odd y frasco
Pipetas electrónicas	Pipeteado de soluciones
Puntas con filtro	Pipeteado de soluciones
Productos	
H ₂ Odd autoclavada	Para resuspender el pellet de primer

PROCEDIMIENTO

1. Es conveniente centrifugar brevemente el tubo de rosca que contiene el cebador antes de abrirlo por primera vez.

Los cebadores siempre se piden liofilizados, de forma que se reciben en forma de precipitado deshidratado en el interior de un tubo de rosca. Durante el transporte de los mismos hasta el laboratorio, dicho precipitado puede separarse del fondo del tubo, de forma que fácilmente podría salir fuera del tubo cuando abrimos el mismo por primera vez.

2. El cebador debe ser hidratado o resuspendido con agua destilada autoclavada o alternativamente, se puede utilizar tampón TE.

Para estimar el volumen de H_2Odd autoclavada (μ L) que hay que añadir para preparar una solución stock de los cebadores a 100 μ M hay que añadir 10 veces el número de nanomoles de ADN presentes en el tubo (información que encontrarás en la hoja de especificaciones del fabricante). Así, habría que diluir 50nmoles de cebador en 500 μ L de H_2Odd para tener una solución stock a 100 μ M.

3. La solución stock (100 μM) debe mantenerse en el congelador a -20°C y sólo descongelarse cuando sea necesario preparar más alícuotas de la solución de trabajo (20μM)

Nosotros tenemos una caja con las soluciones stocks de los distintos cebadores, independiente de la caja que contiene las alícuotas de trabajo de dichos primers. Como el número de cebadores con los que trabajamos es considerable, hemos separado los mismos según se trate de primers para secuenciación, microsatélites o para ISSRs.

PREPARACIÓN DE DILUCIÓN DE LOS CEBADORES DE AMPLIFICACIÓN Y SECUENCIACIÓN

a) Soluciones de trabajo para amplificación:

Para preparar las alícuotas de cebador a la concentración de trabajo (20 μ M) hay que diluir 5 veces la solución de cebador stock (100 μ M). Así, para de preparar 50 μ I de solución a 20 μ M tenemos que diluir 10 μ I del cebador a 100 μ M (stock) en 40 μ I de H₂Odd.

Estas soluciones de trabajo se almacenan a -20°C en sus cajas correspondientes.

NOTA: En el segundo cajón del congelador frente al ultracongelador de -80°C en el laboratorio reamplificación hay dos cajas que contienen las alícuotas de trabajo de los cebadores. Una de ella contiene los cebadores para secuenciación (son los que tenemos en mayor número) y, otra contiene los cebadores para microsatélites e ISSRs.

b) Soluciones de trabajo para secuenciación

Para preparar las alícuotas de cebador a la concentración de 5pM para las reacciones de secuenciación (requerida por Macrogen) hay que diluir 4 veces la solución de trabajo del cebador (20 μ M). Así, para de preparar 40 μ l de solución a 5 pM tenemos que diluir 10 μ l del cebador a 20 μ M (stock) en 30 μ l de H₂Odd.

Estas soluciones sólo se preparan en el momento del envío de muestras al servicio de secuenciación (ver más adelante) y se almacenan junto con las muestras de ADN hasta su recogida.

CEBADORES UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DEL BANCO DE ADN (JBCVCSIC)

Tabla XXXX Detalles relacionados con los cebadores de las principales regiones analizadas en los laboratorios del Banco de ADN para el desarrollo de los distintos proyectos de investigación que se llevan a cabo en el Departamento de Biodiversidad Molecular del JBCVC.

Nombre	Secuencia 5'-3'	Referencias	uso
matK Xf	TAATTTACGATCAATTCATTC	Ford et al., 2009	barcoding
matK 5 R	GTTCTAGCACAAGAAAGTCG	Ford et al., 2009	barcoding
matk 3 F	CGTACAGTACTTTTGTGTTTACGAG	Ki-Joong Kim	barcoding
matk 1R	ACCCAGTCCATCTGGAAATCTTGGTTC	Ki-Joong Kim (barcoding
matK-F_uni	AATTTACGATCHATTCATTCMATWTTCCC	Shaefer et al., 2007	barcoding
matK-R_uni	AGTTYTARCACAAGAAAGTCGAARTATATA	Shaefer et al., 2007	barcoding
matk1F	ACTGTATCGCACTATGTATCA	Sang et al., 1997	barcoding
matk1R	GAACTAGTCGGATGGAGTAG	Sang et al., 1997	barcoding
matK 2.1af	ATCCATCTGGAAATCTTAGTTC	CBOL PWG, 2009	barcoding
390F	CGATCTATTCATTCAATATTTCCATTCAATATTTC	Cuenoud et al., 2002	barcoding
1326R	TCTAGCACACGAAAGTCGAAGT	Cuenoud et al., 2002	barcoding
NY552-F	CTGGATYCAAGATGCTCCTT	D. Little (NYBG)	barcoding
NY1150-R	GGTCTTTGAGAAGAACGGAGA	D. Little (NYBG)	barcoding
rbcLa f	ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGC	David Erickson, 2007	barcoding
rbcL ajf634R	GAAACGGTCTCTCCAACGCAT	Aron Fazekas, 2008	barcoding
rbcF	ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGC	CBOL PWG, 2009	barcoding
rbcR	GAAACGGTCTCTCCAACGCAT	CBOL PWG, 2009	barcoding
OLMSTEAD-1F	ATGTCACCACAAACAGAAAC	Olmstead et al., 1992	barcoding
rbcL-724R	TCGCATGTACCYGCAGTTGC	Olmstead et al., 1992	barcoding
rbcL-1460R	TCCTTTTAGTAAAAGATTGGGCCGAG	Olmstead et al., 1992	barcoding
18F	GGAAGGAGAAGTCGTAACAAGG	Mummenhoff et al., 1997	filogenia
5.8F	CTTCTGGCCGAGGGCACGTC	Mummenhoff et al., 1997	filogenia
5.8R	GCTACGTTCTTCATCGATGC	Mummenhoff et al., 1997	filogenia
25R	TCCTCCGCTTATTGATATGC	Mummenhoff et al., 1997	filogenia
ITS1	GGAAGTAGAAGTCGTAACAAGG	White et al., 1990	filogenia
ITS2	TCCTCCGCTTATTGATATGC	White et al., 1990	filogenia
A2	CAAATGCGATGCTCTAACCT	Taberlet et al., 1991	filogenia
В	TCTACCGATTTCGCCATATC	Taberlet et al., 1991	filogenia
psbAF	GTTATGCATGAACGTAATGCTC	Sang et al., 1997	filogenia
trnHR	CGCGCATGGTGGATTCACAAATC	Sang et al., 1997	filogenia
trnH-R	CGCGCATGGTGGATTCACAATCC	Kress et al., 2005	filogenia
rpL14	AAGGAAATCCAAAAGGAACTCG	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
rpL36	GGRTTGGAACAAATTACTATAATTCG	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
petL	AGTAGAAAACCGAAATAACTAGTTA	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
psbE	TATCGAATACTGGTAATAATATCAGC	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
psbJ	ATAGGTACTGTARCYGGTATT	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
petA	AACARTTYGARAAGGTTCAATT	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
accD	AATYGTACCACGTAATCYTTTAAA	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
psal-75R	AGAAGCCATTGCAATTGCCGGAAA	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
trnV(UAC)x2	GTCTACGGTTCGARTCCGTA	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
ndhC	TATTATTAGAAATGYCCARAAAATATCATATTC	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
ndhJ	ATGCCYGAAAGTTGGATAGG	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
TabE	GGTTCAAGTCCCTCTATCCC	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
psbD	CTCCGTARCCAGTCATCCATA	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
trnT(GGU)-R	CCCTTTTAACTCAGTGGTAG	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
atpl	TATTTACAAGYGGTATTCAAGCT	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
uthi	INTINONAUTUUTATTOAAUUT	Onaw Grai., 2007	5. 11.11 posicionino

Nombre	Secuencia 5´-3´	Referencias	uso
atpH	CCAAYCCAGCAGCAATAAC	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
trnQ(UUG)	GCGTGGCCAAGYGGTAAGGC	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
rpS16x1	GTTGCTTTYTACCACATCGTTT	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
rpS16x2F2	AAAGTGGGTTTTTATGATCC	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
trnK(UUU)x1	TTAAAAGCCGAGTACTCTACC	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
ndhAx1	GCYCAATCWATTAGTTATGAAATACC	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
ndhAx2	GGTTGACGCCAMARATTCCA	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
rpL32-R	CCAATATCCCTTYYTTTTCCAA	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
ndhF	GAAAGGTATKATCCAYGMATATT	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
trnL(UAG)	CTGCTTCCTAAGAGCAGCGT	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
rpL32-F	CAGTTCCAAAAAACGTACTTC	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
trnG(UUC)*	GAATCGAACCCGCATCGTTAG	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
trnS(GCU)*	AACTCGTACAACGGATTAGCAATC	Shaw et al., 2007	genética poblaciones
trnK-F(ccmp1)	CAGGTAAACTTCTCAACGGA	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
trnK-R	CCGAAGTCAAAAGAGCGATT	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
trnS-F ccmp2)	GATCCCGGACGTAATCCTG	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
trnS-R	ATCGTACCGAGGGTTCGAAT	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
trnG-F (ccmp3)	CAGACCAAAAGCTGACATAG	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
trnG-R	GTTTCATTCGGCTCCTTTAT	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
atpF-F (ccmp4)	AATGCTGAATCGACGACCTA	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
atpF-R	CCAAAATATTGGGAGGACTCT	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
rps2-F (ccmp5)	TGTTCCAATATCTTCTTGTCATTT	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
rps2-R	AGGTTCCATCGGAACAATTAT	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
ORF77F(ccmp6)	CGATGCATATGTAGAAAGCC	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
ORF 77-R	CATTACGTGCGACTATCTCC	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
atpB-F (ccmp7)	CAACATATACCACTGTCAAG	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
atpB–R	ACATCATTATTGTATACTCTTTC	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
rpl20-F (ccmp8)	TTGGCTACTCTAACCTTCCC	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
rpl20-R	TTCTTTCTTATTTCGCAGAGAA	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
ORF-F (ccmp9)	GGATTTGTACATATAGGACA	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
ORF -R	CTCAACTCTAAGAAATACTTG	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
rpl2-F (ccmp10)	TTTTTTTTAGTGAACGTGTCA	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
rpl2-R	TTCGTCGACGTAGTAAATAG	Weising & Gardner, 1999	microsats ADNcp
7–27.2-F	CCTCTCTTGTGTGTTTTCACTCTT	Yang et al., 2005	microsats ADNn
7–27.2-R	TAACTTTTGGTGGGGGTGCT	Yang et al., 2005	microsats ADNn
100.2-16-F	TGAAAGAAGAGAGAACAGAATCA	Yang et al., 2005	microsats ADNn
100.2-16-R	CCCATACCCAACTACCCAAG	Yang et al., 2005	microsats ADNn
200.2-4-F	GCGAAATACAAATCTGGTTGAGA	Yang et al., 2005	microsats ADNn
200.2-4-R	CCTTCTTCCTTGACCACAAATCT	Yang et al., 2005	microsats ADNn
25.6-16-F	CGGAGATTTGAGAGAAGTAGATA	Yang et al., 2005	microsats ADNn
25.6-16-R	CGATTACGACAACTCAATTTCACA	Yang et al., 2005	microsats ADNn
50-7-F	CAATTCTTTGCGATTTCATCA	Yang et al., 2005	microsats ADNn
50-7-R	CCGCCAAAACAACTTTCACT	Yang et al., 2005	microsats ADNn
11–20.1-F	GCACACGCAACTTTGACT	Yang et al., 2005	microsats ADNn
11–20.1-R	GCAAAAGAAAGGGAGAGAATCA	Yang et al., 2005	microsats ADNn
25.3-33-F	GAGGAGAAGAAGCCATTGAAGAA	Yang et al., 2005	microsats ADNn
25.3-33-R	CACTTGAGCACCTTGATCCAGATA	Yang et al., 2005	microsats ADNn
50–9 -F	TGCATTTCTTTCGATTCTCC	Yang et al., 2005	microsats ADNn
50–9 -R	AAATAATCCACCTTCTGATTTCTG	Yang et al., 2005	microsats ADNn
13-39-F	CCGTGTAGATGTCTGGTTGC	Yang et al., 2005	microsats ADNn
13-39-R	TTTCTTTCTTAGGTAGGTCCACTGA	Yang et al., 2005	microsats ADNn

Nombre	Secuencia 5´-3´	Referencias	uso
7–27.1-F	TCCCAGAAAACTCCCACTTC	Yang et al., 2005	microsats ADNn
7–27.1-R	AAAAACCTCGTCATCTTCCAG	Yang et al., 2005	microsats ADNn
11–3-F	GAAGAAATTGCAGAATCCATGA	Yang et al., 2005	microsats ADNn
11–3-R	CGGCTTTGTCTTTTAGTTTCG	Yang et al., 2005	microsats ADNn
50-21-F	TACAGGTTGGAGTGGTTGGA	Yang et al., 2005	microsats ADNn
50-21-R	GGGTTTCTTCTTTTATCGTTGA	Yang et al., 2005	microsats ADNn
10-15-F	GAATCGTCACTTCATTTTGCTG	Yang et al., 2005	microsats ADNn
10-15-R	TCGCCATTGTTGAAACTTGA	Yang et al., 2005	microsats ADNn
1–40-F	CAAAAACCCTTCTCCAAATCC	Yang et al., 2005	microsats ADNn
1–40-R	CAAACCCTACAATCAATCTCCA	Yang et al., 2005	microsats ADNn
Goofy	(GT)7YG	Mort et al., 2003	ISSR
Mao	CTC)7RC	Mort et al., 2003	ISSR
Dat	(GA)7RG	Mort et al., 2003	ISSR
807-1	(AG)8RG	Mort et al., 2003	ISSR
17902	(GT)6AY.	Mort et al., 2003	ISSR
I-CT9G	стстстстстстст	Mort et al., 2003	ISSR
I-GAC5C	GACGACGACGACC	Mort et al., 2003	ISSR
I-CT9G	стстстстстстст	Meimberg et al., 2006	ISSR
I-GAC5C	GACGACGACGACC	Meimberg et al., 2006	ISSR
I-GA8C	GAGAGAGAGAGAC	Meimberg et al., 2006	ISSR
I-CA9G	CACACACACACACAG	Meimberg et al., 2006	ISSR
I-AC9G	ACACACACACACACACG	Meimberg et al., 2006	ISSR
I-AC9C	ACACACACACACACACC	Meimberg et al., 2006	ISSR
I-ACG5G	ACGACGACGACGG	Meimberg et al., 2006	ISSR
I-ACG5C	ACGACGACGACGC	Meimberg et al., 2006	ISSR
I-TCG5G	TCGTCGTCGTCGG	Meimberg et al., 2006	ISSR
I-TCG5C	TCGTCGTCGTCGC	Meimberg et al., 2006	ISSR

PROTOCOLO DE AMPLIFICACIÓN DEL ADN

MATERIAL NECESARIO

ELEMENTOS	UTILIZACIÓN	CONSERVACIÓN
Aparataje (en orden de uso)		
■Autoclave	Esterilización de material y disoluciones	TA
□ Pipeta de 100-1000μl	Manipulación de disoluciones	TA
□Pipeta de 10-100μl	Manipulación de disoluciones	TA
■ Pipeta de 0.5-10μl	Manipulación de disoluciones	TA
■Vórtex	Agitación	TA
■ Máguina de Hielo	Reacciónes de PCR	TA
■ Frigorífico	Almacenamiento TE, H2Odd y muestras ADN.	TA
■Congelador -20°C	Almacenamiento alícuotas de amplificación ADN	TA
■Termociclador	Reacciónes de PCR	TA
Reactivos (en orden de uso)		
™H ₂ Odd	Alícuotas de amplificación ADN	Frigorífico
¹ Primer	Alícuotas de amplificación ADN	Congelador (-20°C)
^{1,2} BSA	Alícuotas de amplificación ADN	Congelador (-20°C)
^{1,3} Tampón 10X	Alícuotas de amplificación ADN	Congelador (-20°C)
^{1,3} MgCl ₂	Alícuotas de amplificación ADN	Congelador (-20°C)
^{1,3} dNTPs	Alícuotas de amplificación ADN	Congelador (-20°C)
^{1,3} Taq polimerasa	Alícuotas de amplificación ADN	Congelador (-20°C)
""master mix"	Kit comercial	Frigorífico
Utillaje general (en orden de uso)		
■Bata	Protección personal	TA
■Guantes de nitrilo	Protección personal	TA
■Resmas	Protección de la poyata	TA
■Papel higiénico	Secado y limpieza de elementos	TA
■Papel de aluminio	Pesado de agarosa	TA
■Rotulador permanente	Rotulado de tubos y soluciones	TA
■ Puntas ajustables a cada pipeta	Dispensado de soluciones	TA
■tubos de 0,2 ml de tapa plana autoclavados	1 x muestra convenientemente marcados en el	TA
o placa de 48 y 96 pocillos	caso de los tubos y 1 placa según se vaya a amplificar 48 ó 96 muestras en el 2º caso.	
■Gradilla para tubos 0.2 mL o para placas.	Colocación y ordenación de tubos	TA
■Rotulador indeleble	Marcaje de tubos y disoluciones	TA
■Bandeja para hielo	Montaje PCR en frío	TA
■tubos de 1,5 ml de tapa plana autoclavados	Preparación cóctel reacción	TA
■Gradilla para tubos de 1,5 ml	Colocación tubos cóctel y alícuotas	TA

IMPORTANTE!

¹ Cada investigador habrá de tener una caja personal en el congelador conteniendo las alícuotas de amplificación. Esto es importantísimo porque evita la contaminación de las disoluciones que son de uso común con ADN ajeno. No utilizar NUNCA alícuotas de otra persona. También es recomendable utilizar pipetas específicas para ADN (es decir, no las mismas que se utilicen para otras técnicas).

² El BSA (Bovine serum albumin) es optativo y se suele añadir para muestras en las que se sospecha que componentes secundarios pudieran estar interfiriendo en la reacción.

³ La adición de estos componentes al cóctel de reacción se simplifica mucho con la utilización de los denominados "master mix" que distintas compañías comercializan y en los que ya vienen todos estos componentes premezclados y a unas concentraciones adecuadas para la amplificación del ADN.

Alícuotas para componentes del cóctel de amplificación y secuenciación

Tabla 20. Material mínimo necesario para la preparación de alícuotas de los componentes del cóctel de amplificación.

ELEMENTOS NECESARIOS	UTILIZACIÓN
Utillaje general (en orden de uso)	
Bata	Protección personal
Guantes de nitrilo	Protección personal
Resmas	Protección de la poyata
Destilador de agua	Obtención de H2Odd
Autoclave	Esterilización de H2Odd y frasco
tubo de 1.5ml estéril	Alícuotas MgCl2, dNTPs y tampón 10X
tubo de 0.5ml estéril	Alícuotas Taq polimerasa
Cinta blanca	Etiquetado de las disoluciones
Rotulador	Etiquetado de las disoluciones
Pipetas electrónicas	Pipeteado de soluciones
Productos	
MgCl ₂ 25mM	Preparar alícuotas de trabajo
dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)	Preparar alícuotas de trabajo
Tampon 10X	Preparar alícuotas de trabajo
Taq polimerasa	Preparar alícuotas de trabajo
Primers	Preparar alícuotas de trabajo
H ₂ Odd autoclavada	Diluciones de primers

PROCEDIMIENTO

Alicuotas de TAMPON 10X

Las *Taq* polimerasas vienen acompañadas de viales de tampón 10X con o sin Mg2+ incorporado. En cualquier caso pipetear en un tubo de 1.5ml estéril 150µl de tampón 10X 8con o sin Mg2+) del tubo stock hasta finalizar el mismo. Guardar en el congelador.

-Alicuotas de MgCl2

Si la *Taq* polimerasa viene acompañadas de viales de Mg2+ pipetear en un tubo de 1.5ml estéril 150µl del mismo desde el tubo stock hasta finalizar el mismo. Guardar en el congelador.

-Alicuotas de dNTPs (4 x 125μM- Roche)

Es aconsejable hacer alícuotas para usar solo una vez o dos (para descongelar pocas veces). Pipetear en un tubo de 1.5 ml estéril $10\mu l$ de cada uno de los nucleótidos (dATP, dTTP, dCTP, dGTP) y añadir $60\mu l$ de agua destilada para así tener una alícuota de $100\mu l$ a a 10mM. Guardar en el congelador en la caja correspondiente.

Alicuotas de Taq polimerasa

Algunos tubos de Taq polimerasa están especialmente diseñados para hacernos gastar mucho más enzima del necesario. Por tanto, hay que hacer alícuotas de Taq en tubos de 0.5ml, que ofrecen mucha mejor visibilidad y facilidad de pipeteo.

Pipetear unos 15μ l de Taq polimerasa en tubos de 0.5 ml. Realizar las alícuotas rápidamente para evitar el deterioro de la Taq polimerasa. Guardar en el congelador.

-Alicuotas de Primers amplificación

Pipetear en un tubo de 1.5ml estéril 40μ l de la solución stock de cada uno de los primers (100mM) y 10μ l de H_2Odd autoclavada para lograr tener una solución de trabajo a 20μ M. Preparar unas 10 alícuotas de 50μ l de cada uno de los primers. Guardar en el congelador a -20° C.

-Alicuotas de Primers secuenciación

Pipetear en un tubo de 1.5ml estéril 30μ l de la solución de trabajo de cada uno de los primers de amplificación (20μ M) en 10μ l de H_2Odd autoclavada para lograr una concentración final de 5 pmol.

PROCEDIMIENTO DE AMPLIFICACIÓN DEL ADN

1. Se debe coger una alícuotas de cada uno de los distintos reactivos que se van a utilizar en la amplificación del ADN. Dichas alícuotas están almacenadas en el congelador a -20°C en una caja que llamaremos: "ALÍCUOTAS DE PCR" y en ella habrán varias alícuotas de TAMPÓN 10X, Mg2+, DNTPS, BSA" que habrá que ir reponiendo a medida que se vayan agotando. (ver apartado anterior preparación alícuotas).

Las alícuotas son importantes porque nos permiten minimizar el número de congelaciones/ descongelaciones que van a sufrir los productos de amplificación. Ello redunda en un menor riesgo de deterioro de estos productos y en un ahorro de tiempo. Especialmente los desoxinucleótidos (dNTPs) y los cebadores o primers (10 ó más nucleótidos) y, por supuesto, la Tag polimerasa son muy sensibles a los cambios bruscos de temperatura.

Cuando hay muchas personas trabajando en el laboratorio, es conveniente que haya una persona encargada de hacer las alícuotas. No tiene que ser siempre la misma, sino que se pueden establecer turnos. El sentido de esta estrategia es minimizar el riesgo de contaminaciones y, sobre todo, tener a quién preguntar en caso de que no salga nada.

2. Estimar en el biofotómetro la concentración de ADN de las muestras a amplificar y hacer diluciones en función de los valores obtenidos, de forma que en cada tubo haya una concentración final de ADN entre 20 y 50 ng/μl.

Hay que tener en cuenta que la estimación mediante marcadores de tamaño (DNA size markers or ladders) en los geles de agarosa es orientativa y, solamente proporciona información acerca de qué muestras han dado mayor rendimiento en la extracción y cuáles menor. Normalmente, 10 ng de ADN por de amplificación o PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) suelen ser suficientes.

3. Preparación del *cóctel base o premezcla de amplificación*, añadiendo cada uno de los componentes que se incluyen en las Tablas a)-e) que se muestran a continuación y en el orden que se indica en las mismas (preferiblemente con un PRIMER que haya funcionado previamente).

Según se emplee la *Taq* polimerasa de una casa comercial u otra, o un kit de amplificación ("Master mix") hay pequeñas variaciones en la preparación del cóctel base, que tienen que ver principalmente con la inclusión o no de Mg2+ en el tampón 10X y en el volumen de *Taq* polimerasa a añadir.

4. Una vez tenemos cada uno de los tubos de 0.2 ml (o placas de 48/96 pocillos) con la premezcla formada por el ADN y los componentes del cóctel, se les da un vórtex (para evitar que la *Taq* se guede en el fondo del tubo) y se cargan en el termociclador.

NOTA: Algunas "Master mixes" (color oscuro) traen incorporado el tampón de carga por lo que una vez finalizada la PCR, se podrán cargar 5 µl del producto amplificado directamente en el gel de agarosa para su electroforesis. Si la "Master mix" es incolora significa que previamente a la electroforesis, habrá que mezclar 5 µl del producto amplificado con 3µl del tampón de carga (azul de bromofenol).

A continuación se muestran varias tablas con las concentraciones y volúmenes recomendados para elaborar el cóctel de amplificación para cada una de las Taqs de las diferentes casas comerciales.

RECETA DE AMPLIFICACIÓN PARA LA *Taq* de Roche (5U/µI)

CÓCTEL BASE DE AMPLIFICACIÓN			
Producto	Volumen		
DNA (20-50ng/μL)	1.0-2.0 μΙ		
H ₂ Odd	Χ μΙ		
Tampón 10X	2.5µl		
BSA (20mg/mL)	2.0 μΙ		
dNTPs (10mM)	0.5μΙ		
Primers (20μM)	0.25-0.50μΙ		
Taq polimerasa (5U/μl)	0.3μΙ		
Volumen final	25.0 μl		

 ${f NOTA}$: el volumen de H_2Odd (${f X}$) se ajusta dependiendo del volumen de ADN que se añada.

RECETA DE AMPLIFICACIÓN PARA LA Taq de Kapa Biosystems o KAPATaq (5U/ μ I)

CÓCTEL BASE DE AMPLIFICACIÓN			
Producto	Volumen		
DNA (20-50ng/μL)	2.0μΙ		
H ₂ Odd	μΙ		
Tampón 10X con Mg 2+	2.5µl		
BSA (20mg/mL)	2μΙ		
dNTPs (10mM)	0.5μl		
Primers (20μM)	0.25-0.50μl		
Taq polimerasa (5U/μl)	0.1μΙ		
Volumen final	25.0 μl		

NOTA: el volumen de H_2Odd (\mathbf{X}) se ajusta dependiendo del volumen de ADN que se añada.

RECETA DE AMPLIFICACIÓN PARA LA *Taq* de Bioline o BIOTAQ (5U/μΙ)

CÓCTEL BASE DE AMPLIFICACIÓN			
Producto	Volumen		
DNA (20-50ng/μL)	1.0-2.0 µl		
H ₂ Odd	Χ μΙ		
Tampón 10X	2.5µl		
BSA (20mg/mL)	2.0 μΙ		
MgCl ₂ (2.5 mM)	1.5μl		
dNTPs (10mM)	0.5μΙ		
Primer (20μM)	0.25-0.50μl		
Taq polimerasa (5U/μl)	0.3μΙ		
Volumen final	25.0 μl		

 ${f NOTA}$: el volumen de H_2Odd (${f X}$) se ajusta dependiendo del volumen de ADN que se añada.

RECETA DE AMPLIFICACIÓN PARA LA *Taq* de Ecogen o EcoTaq (5U/μΙ)

CÓCTEL BASE DE AMPLIFICACIÓN			
Producto	Volumen		
DNA (20-50ng/μL)	1.0-2.0 µl		
H ₂ Odd	16.2 μl		
Tampón 10X	2.5µl		
BSA (20mg/mL)	1.0 μΙ		
MgCl ₂ (2.5 mM)	1.4μΙ		
dNTPs (10mM)	0.5μl		
Primer (20μM)	0.50µl		
Taq polimerasa (5U/μl)	0.3μΙ		
Volumen final	25.0 μl		

 ${f NOTA}$: el volumen de H_2Odd (${f X}$) se ajusta dependiendo del volumen de ADN que se añada.

RECETA DE AMPLIFICACIÓN PARA LA **Reddy Mix TM PCR Master Mix** (Termo Scientific)

CÓCTEL BASE DE AMPLIFICACIÓN			
Producto	Volumen		
DNA (20-50ng/μL)	2.0 μΙ		
"Master mix"	21μΙ		
BSA (20mg/mL)	2μΙ		
Primer (20μM)	0.5μl		
Volumen final	25.0 μl		

CONSEJOS A SEGUIR PARA LA AMPLIFICACIÓN DE ADN.

En primer lugar, recuerda que deberás tener "tu propia caja de amplificación" conteniendo alícuotas a la concentración de trabajo de cada uno de los componentes del cóctel (tampón 10X, MgCl₂, dNTPs), además deberás coger las alícuotas de los primers (forward y reverse) correspondientes a la región que vas a amplificar y, el H₂Odd (está repartida en tubos de 1,5 mL en una caja en la nevera). En el caso de usar la "Master mix", deberás coger 1 vial de la caja original y guardarlo en tu caja personal hasta que se agote.

- 1. Para paliar los inevitables errores de pipeteo es conveniente hacer los cálculos de los volúmenes a incluir en el cóctel base, para 2 ó 3 muestras más de las que realmente vamos a amplificar y, teniendo en cuenta si el volumen final de reacción va a ser 25 ó 50µl. Así, si vamos a amplificar 2µl de ADN para un volumen final de 25µl debemos añadir 23µl de cóctel a cada uno de los tubos o pocillos de las placas, conteniendo el ADN.
- **2.** Cargar la Taq justo antes de colocar los tubos o placa en el termociclador, en caso de no utilizar "mastermix".
- 3. Una vez cargada la Taq y/o la "Master mix", agitar en vórtex para uniformizar la disolución.
- **4.** Se debe incluir un control positivo (muestra que ya ha amplificado anteriormente) para comprobar que no hay ningún componente del cóctel degradado o que algo haya fallado en la amplificación.
- **5.** Se debe incluir un control negativo (tubo con mezcla de reacción pero sin ADN).para comprobar que no hay ningún componente del cóctel contaminado.

ALGUNOS TRUCOS

- **1.** Si hay que hacer muchas amplificaciones, puede acelerarse el proceso cargando con antelación el ADN en placas de 48 o 96 pocillos, que se guardarán a -20°C convenientemente selladas y etiquetadas hasta su uso.
- **2.** Para facilitar la carga del ADN en las placas (sobre todo si hay más de una especie o población) es aconsejable delimitar con rotulador los pocillos correspondientes a cada tipo de ADN.
- 3. Los cócteles pueden también elaborarse con antelación incluyendo todos los productos MENOS LA Taq POLIMERASA (cuando no se utilizan "Master mixes") y guardar en congelador hasta su uso. Para no tenerlos demasiado tiempo en el congelador, es aconsejable hacer solamente los cócteles para las reacciones planificadas para una semana. La cantidad adecuada de Taq POLIMERASA debe añadirse al cóctel justo antes de cargar el cóctel en los pocillos.
- **4.** Etiquetar convenientemente estos cócteles para evitar confusiones que ocasionarían una grave pérdida de tiempo.

PROGRAMAS Y TERMOCICLADORES

Una vez tenemos cada uno de los tubos de 0.2 ml o las placas (48/96 pocillos) con la mezcla formada por el ADN y los componentes del cóctel, en el termociclador, se debe elegir el programa de amplificación (**ver tabla XX**) que se considere más adecuado (según la Tm de los primers y según el tamaño de la región a amplificar).

NOTA: La Ta debe ser aproximadamente la Tm estimada para el primer que se vaya a utilizar. Se suele recomendar 2-4°C por encima o por debajo de la Tm. Además, cuando la Tm es menor de 70°C se recomienda dividir la PCR en 3 fases, donde la última debe consistir en un paso de extensión a 72°C. Cuando la Tm es superior a 70°C, se recomienda realizar una rampa para la Ta. Si el fragmento a amplificar es muy largo, se recomienda un último paso de 10 minutos a 72°C para garantizar la finalización de todas las elongaciones en el último ciclo.

Actualmente, en el laboratorio tenemos varios modelos de termocicladores:

- 1 MasterCycler gradient y 1 Mastercycler ep (Eppendorf),
- 1 C1000 Thermal Cycler (BioRad),
- 2 Veritis Thermal Cycler (Applied Biosystems)

Es conveniente que siempre elijas el que mejor se ajuste a tus necesidades (p.e las placas de 48 pocillos vienen adaptadas para el *C100 Thermal Cycler-BioRad* mientras que las de 96 se pueden usar con el resto salvo el *Mastercycler gradient- Eppendorf* que es mejor utilizarlo únicamente con tubos de 0,2 mL). Además, en algunas ocasiones, será necesario establecer un gradiente de temperaturas para determinar cual es la Ta que mejor se ajusta a tus primers. Hay varios modelos de termociclador que permiten hacer gradientes, pero cada uno con sus particularidades así el *MasterCycler gradient* sólo acepta un rango de temperaturas distinto en la primera fila del bloque térmico, mientras que el *MasterCycler ep* permite establecer una temperatura diferente para cada columna del bloque térmico. El termociclador *Veriti* es una combinación de los dos anteriores pues el bloque está dividido en 6 secciones de forma que puedes establecer una temperatura distinta para cada 6 secciones o definir la temperatura como si las diferentes secciones fuera un único bloque. Por lo tanto, de nuevo elige bien el termociclador y consulta el manual.

Junto a cada termociclador, hay unas instrucciones breves que sirven de guía para llevar a cabo los aspectos más básicos. No obstante, si vas a utilizar por primera vez un termociclador que no conoces, es muy recomendable consultar el manual de instrucciones.

Las fotografías inferiores corresponden a los diferentes modelos de termocicladores disponibles en el Laboratorio 2.







Mastercycler ep



C1000 Thermal Cycler



Veritis Thermal Cycler

PROTOCOLO PARA LA COMPROBACIÓN DEL RESULTADO Y CALIDAD DE LA AMPLIFICACIÓN

MATERIAL NECESARIO

ELEMENTOS	UTILIZACIÓN	CONSERVACIÓN
Aparataje (en orden de uso)		
■Autoclave	Esterilización de material y disoluciones	TA
□ Pipeta de 100-1000μl	Manipulación de disoluciones	TA
■Pipeta de 10-100μl	Manipulación de disoluciones	TA
■ Pipeta de 0.5-10µl	Manipulación de disoluciones	TA
■ Frigorífico	Almacenamiento TE, H2Odd y muestras ADN.	TA
■Congelador -20°C	Almacenamiento alícuotas de amplificación ADN	TA
■Microondas o agitador magnético-calefactor	Preparación gel de agarosa	TA
■Fuentes de alimentación electroforesis	Electroforesis producto amplificado.	TA
■Transiluminador de luz UV	Fotografiar geles teñidos con Bromuro de Etidio	Cuarto oscuro
■Cámara fotos	Fotografiar geles teñidos con Bromuro de Etidio	Cuarto oscuro
■Botellas de vidrio 0,5l autoclavada	Almacenamiento de disoluciones stock (TE y TBE)	TA
Reactivos (en orden de uso)		
■ Agarosa estándar (Grado Biología Molecular)	Geles de electroforesis	TA
■ PCR 100bp Low Ladder	Marcador de tamaño electroforesis	Frigorífico (4°C)
■ TBE	Tampón electroforesis	TA
⁴ SYBR SAFE (o Bromuro de Etidio)	Tinción de geles de agarosa	Cuarto oscuro
Utillaje general (en orden de uso)		
■Bata	Protección personal	TA
■Guantes de nitrilo	Protección personal	TA
■Resmas	Protección de la poyata	TA
■Papel higiénico	Secado y limpieza de elementos	TA
■Papel de aluminio	Pesado de agarosa	TA
■Rotulador permanente	Rotulado de tubos y soluciones	TA
■Contenedores homologados residuos	Protección personal y medio ambiente	TA
■ Puntas ajustables a cada pipeta	Dispensado de soluciones	TA
■Espatula	Pesado de agarosa	TA
■Cinta blanca	Etiquetado disoluciones/bordes soportes gel agarosa	TA
■Soportes gel electroforesis	Electroforesis	TA
■Matraz Erlenmeyer e imán magnético	Preparación gel electroforesis (agarosa y TBE)	TA
■Nivel	Gel agarosa	TA
■ Gafas protectoras de luz UV	Visualización bandas en gel de agarosa	TA

NOTA: ⁴ Aunque para la tinción de los geles se recomienda emplear colorantes del tipo SyBrSafe, la preparación y el manejo del Bromuro de Etidio se describe en apartados anteriores.

PROCEDIMIENTO

1. Realizar la electroforesis de los productos amplificados.

Antes de que finalice el programa en el termociclador es conveniente tener preparado el gel de agarosa donde se van a cargar las muestras para su posterior electroforesis. Los geles de agarosa se pueden preparar a una concentración del 0,8%, 1% o al 1.8% (ver pag. 41 y 42), para su posterior electroforesis a 90-100 voltios durante 45' a 2h, dependiendo de si se trata de productos de mayor tamaño (500-1000bp) o de microsatélites o ISSR (fragmentos pequeños que hay que dejar que se separen bien entre sí).

- **2.** Tinción del gel con SYBRSafe (o en su defecto con Bromuro de Etidio) y fotografiarlo con la cámara Alpha Imager (ver procedimiento en las págs. 43 a 46).
- 3. Interpretación del patrón de bandas observado tras la tinción del gel.

Según sean las bandas que observemos en el gel sabremos si la amplificación ha sido exitosa o no. Además, es conveniente comprobar que el tamaño de las bandas o fragmentos obtenidos se corresponden con el tamaño esperado de la región amplificada. De ahí la importancia de añadir siempre en el primer pocillo del gel, un marcador de tamaño o DNA ladder con un patrón de bandas de tamaño conocido (hay muchas casas comerciales que tienen marcadores de tamaño, lo importante es que se ajusten a la técnica y regiones que vayas a desarrollar, así para secuenciación marcadores que abarquen de 100 a 1500 bp son los más utilizados mientras que para técnicas como los ISSR es conveniente un marcador que abarque un rango mayor en fragmentos de pequeño tamaño (50-500 bp)

En la figura 29 se muestra un gel con muestras cuya amplificación ha sido exitosa (banda única, brillante y a la altura del tamaño que le corresponde respecto al marcador) y muestras que no han amplificado (donde no se observa banda ninguna).




Figura 29. Gel de agarosa al 1,8% dónde se observa el patrón de bandas resultante tras la amplificación de una región de 900pb correspondiente al ADNcp.

PURIFICACIÓN DEL ADN

Tras la reacción de PCR, se eligen las muestras para las que se hayan obtenido una banda intensa y bien definida en el gel de agarosa. Para eliminar los componentes del cóctel que hayan podido quedar en exceso al finalizar la amplificación y por lo tanto, puedan inhibir o "contaminar" la reacción de secuenciación se deben purificar las muestras de ADN amplificado. Para ello se suelen emplear kit comerciales que incluyen columnas de purificación. Algunos de estos kit son: "GFX PCR ADN and Gel Band Purification" de la casa comercial Amersham o "GenElute PCR Clean-Up" de la casa comercial Sigma (ver tabla 18 para referencias).

NOTA: Todos los kits comerciales de purificación contienen productos y protocolos similares y tienen una eficiencia similar. En nuestro caso es el precio el que nos ha hecho elegir el kit "GenElute PCR Clean-Up" (Sigma) porque es el que ofrece la mejor relación calidad-precio.

MATERIAL NECESARIO

ELEMENTOS	UTILIZACIÓN	CONSERVACIÓN
Aparataje (en orden de uso)		
■Autoclave	Esterilización de material y disoluciones	TA
□ Pipeta de 100-1000μl	Manipulación de disoluciones	TA
■Pipeta de 10-100μl	Manipulación de disoluciones	TA
■ Pipeta de 0.5-10µl	Manipulación de disoluciones	TA
■Vórtex	Agitación	TA
■ Frigorífico	Almacenamiento TE, H2Odd y muestras ADN.	TA
■Microcentrífuga para 24 tubos de 1,5 ml	Purificación del ADN amplificado	TA
■Botellas de vidrio 0,5l autoclavada	Almacenamiento de disoluciones stock (TE y TBE)	TA
■Estufa	Evaporación del Etanol 70% y resuspensión en TE	TA
■Biofotómetro	Cuantificación muestras	TA
Reactivos (en orden de uso)		
■Columnas y reactivos de purificación	Limpieza del ADN	Congelador (-20°C)
■Etanol al 70%	Limpieza del ADN	TA
oTE	Resuspensión del ADN para su almacenamiento	Frigorífico (4°C)
Utillaje general (en orden de uso)		
■Bata	Protección personal	TA
■Guantes de nitrilo	Protección personal	TA
■Resmas	Protección de la poyata	TA
■Papel higiénico	Secado y limpieza de elementos	TA
■Papel de aluminio	Pesado de agarosa	TA
■Rotulador permanente	Rotulado de tubos y soluciones	TA
■Contenedores homologados residuos	Protección personal y medio ambiente	TA
■ Puntas ajustables a cada pipeta	Dispensado de soluciones	TA
■Rotulador indeleble	Marcaje de tubos y disoluciones	TA
■tubos de 1,5 ml de tapa plana autoclavados	1tubo por muestra convenientemente marcados	TA
■Gradilla para tubos de 1,5 ml	Ordenación de tubos	TA
■ Cubetas biofotómetro		TA

PROTOCOLO DE PURIFICACIÓN DE ADN CON EL KIT GenElute PCR Clean-Up DE SIGMA

Material necesario

Este kit está diseñado para la purificación rápida de productos de amplificación de doble cadena o de cadena sencilla de un tamaño comprendido entre 100 bp y 10Kb. Permite la separación del ADN de los otros componentes de reacción como el exceso de cebadores, nucleótidos, la ADN polimerasa y sales.

Este kit tiene la ventaja de que no necesita de resinas o de componentes tóxicos orgánicos como el fenol y/o el cloroformo que se utiliza con otros kits.

Reactivos y componentes que contiene el kit (para unas 70 purificaciones):

Producto	volumen
Column Preparation Solution	60ml
Binding Solution	40ml
Wash Solution Concentrate	12ml
Elution Solution	8ml
GenElute Miniprep Binding Column	70 columnas
Collection Tubes 2 ml	2 x 70 tubos

NOTA: Para evitar la confusión entre los reactivos se rotula cada uno de ellos en función del orden en el que los usaremos. Así tendremos Solución 1, 2 y 3.

Reactivos y Equipamientos necesarios pero no incluidos en el kit:

- Etanol absoluto
- Microcentrífuga
- Tubos 1.5 ml para Microcentrífuga (uno por muestra)
- H₂Odd para Biología Molecular
- Micropipetas y puntas estériles

PROCEDIMIENTO DE PURIFICACIÓN DE ADN CON EL KIT GenElute PCR Clean-Up DE SIGMA

- 1. Comprobar que ninguno de los reactivos ha precipitado. En caso de que se haya formado algún precipitado de los reactivos, calentar a 55-65° C hasta que el mismo se disuelva y dejar que vuelva a temperatura ambiente antes de utilizarlo.
- **2.** Diluir la solución de lavado ("Wash Solution Concentrate") añadiendo 48 ml de etanol 100%. Después de cada uso cerrar bien el tubo para prevenir la evaporación del alcohol.
- **3.** Colocar las columnas del kit que necesitemos en los tubos colectores correspondientes (1 por columna).
- **4.** Añadir 500 μL de la **Solución 1** ("Column Preparation Solution").
- **5.** Centrifugar a 12.000g durante1 minuto.
- **6.** Descartar el eluyente (en este paso se prepara la columna para maximizar la unión del ADN a al misma)

NOTA: Asegurarse de que se ha añadido el Etanol absoluto antes de usarlo. Para evitar contaminaciones es importante que entre paso y paso de centrífuga, se desechen las soluciones que precipitan en el tubo colector, para que las mismas no toquen la base de la columna.

7. Añadir 5 volúmenes de la **Solución 2** ("Binding Solution") por cada volumen de producto amplificado (hasta un máximo de 100 µl). Así tenemos que:

Reacciones con un Vf= 50 µL → añadiremos 250 µL de Solución 2.

Reacciones con un Vf= 25 µL → añadiremos 125 µL de Solución 2.

- 8. Pipetear varias veces dentro del tubo para mezclar bien y transferir la mezcla a la columna.
- 9. Centrifugar a máxima velocidad (16.000g) durante 1 minuto.
- **10.** Descartar el eluyente pero se mantiene el tubo colector (en este paso se produce la unión del DNA a la membrana del interior de la columna).
- **11**. Añadir 500 µL de la solución que llamaremos **Solución 3** ("Wash Solution") a la columna.
- **12.** Centrifugar a máxima velocidad (16.000g) durante 1 minuto. Eliminar el eluyente pero mantener el tubo colector (este paso lava el ADN unido a la columna).
- 13. Colocar de nuevo la columna en el tubo colector.
- **14.** Centrifugar a máxima velocidad durante 2 minutos.
- **15.** Eliminar el tubo colector con todos los residuos que haya en su interior.

En este paso se continúa con la limpieza del ADN unido a la columna de forma que se elimina el exceso de Etanol.

- **16.** Colocar la columna con el ADN en un tubo de 1.5 ml.
- 17. Añadir 40-50µL de TE (o de la "Elution Solution" incluida en el kit, o de H2Odd) al centro de la columna.
- **18.** Incubar durante 1 minuto a temperatura ambiente.

NOTA: En caso de eluir con agua asegurarse de que tiene un pH entre 5.5 y 8.5. La dilución se puede realizar también con la Elution Solution diluida 10 veces con agua. El ADN debe ser recuperado con una solución baja en sales.

19. Centrifugar a máxima velocidad durante 1 minuto.

NOTA: Después de este último paso, el producto de ADN amplificado pasará al tubo de 1.5 ml y estará preparado para usarse o para almacenarlo a -20°C.

PROTOCOLO DE OBTENCIÓN DE MICROSATÉLITES NUCLEARES

1. Preparar el cóctel base de amplificación, añadiendo los componentes en el orden que se muestra en la tabla a continuación.

NOTA: El protocolo que mostramos fue llevado a cabo con la PCR Master Mix "Reddy Mix" de Thermo Scientific (AB-0619-LD/B) y los primers empleados se corresponden con los incluidos en la publicación de Yang et al, 2005 para el ADNn. Las cantidades y concentraciones de cada primer se añadieron según las recomendaciones indicadas en dicho artículo.

Cóctel base de amplificación	
Producto	Volumen
DNA (20-50ng/μL)	1.0 μl
"Master mix"	23.5µl
Primer forward(20µM)	0.25µl
Primer reverse(20µM)	0.25μl
Volumen final	25.0µl

2. Electroforesis de los productos amplificados, tinción y fotografiado de los geles de agarosa.

NOTA: Al finalizar la PCR, los productos amplificados se cargan directamente en un gel de agarosa (1'8%) y se deja en electroforesis aprox. 1h a 90mA. Luego se tiñen y fotografian según se ha explicado en los apartados anteriores (pág 43 a 46).

3. Interpretación del patrón de bandas y elección de los cebadores a secuenciar.

NOTA: Debido al elevado coste del marcaje de los cebadores, es importante estimar el grado de variabilidad detectada por cada primer (según se detecte la presencia de más o menos bandas) antes de seleccionar aquellos que se van a marcar con fluorocromos.

4. Elección de los fluorocromos y envío al Servicio de Secuenciación.

NOTA: Una vez elegidos los primers más polimórficos y antes de hacer el pedido de los mismos, con el marcaje correspondiente, lo más conveniente es que ponerse en contacto con el Servicio de Secuenciación al que van a enviar las muestras, para solicitar protocolos y tipos de marcaje que utilizan.

5. Preparación de reacciones "multiplex".

NOTA: Una opción que economiza bastante la obtención de microsatélites es la preparación de reacciones multiplex, en las que de se combinan los productos resultantes de la amplificación con primers marcados con distintos fluorocromos, de forma que para regiones del ADNn con similar tamaño, los primers correspondientes se deben marcar con fluorocromos distinto (p.e. IRD700/800) para poder así, distinguirlos tras la carga de la mezcla en el secuenciador.

PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE MICROSATÉLITES NUCLEARES

En el ADN existen numerosas regiones donde se encuentran secuencias repetidas de 2 a 9 pb denominadas microsatélites. Un microsatélite esta típicamente conformado por un motivo repetitivo, en el cual se encuentra contenido la secuencia repetida, y dos regiones flanqueantes, a ambos lados del mismo. Para que un microsatélite sea considerado útil como marcador molecular, toda la variación o polimorfismo debe hallarse dentro del motivo repetitivo, y por el contrario, las regiones flanqueantes deben estar altamente conservadas al punto de no presentar ninguna variación de secuencia. Por ello, los motivos repetitivos se pueden identificar utilizando cebadores de PCR pues al tener la misma secuencia que los extremos de las regiones flanqueantes de los microsatélites, van a hibridar con ellos. La variación en el número de repeticiones crea diferentes alelos los cuales se distinguen entre sí por la longitud total del fragmento. Partiendo de la hipótesis de que un microsatélite sólo varía por el número de repeticiones dentro del motivo repetitivo, fragmentos que tienen el mismo tamaño, y por lo tanto, solo generan una banda al ser sometidos a una electroforésis, tienen la misma secuencia, de manera que todos los fragmentos de un mismo tamaño representarían un alelo. Estos polimorfismos se heredan de forma codominante, así los individuos que fueran heterocigotos para un locus determinado generarían dos bandas electroforéticas, mientras que, los homocigotos generarían una banda cuyo tamaño depende del número de secuencias repetidas

1. Preparar diluciones* del producto amplificado antes de añadir 1.5 μ L de cada uno de los amplicones en un mismo tubo de PCR (o pocillo de placa).

NOTA: Debido a que cada fluorocromo emite a una intensidad diferente es necesario ir haciendo ajustes hasta encontrar un equilibrio entre las diferentes intensidades. * Normalmente diluciones de 1/5 ó 1/7 son suficientes.

2. Combinar los productos resultantes de la amplificación con primers marcados con fluorocromos.

NOTA: Se pueden cargar los productos amplificados con 4 primers distintos aunque coincidan en el marcaje pero siempre, teniendo en cuenta de que los que coincidan en tipo de marcaje no lo hagan en tamaño en pares de bases

En cada carga en el secuenciador se puede analizar una mezcla de los productos amplificados con 4 fluorocromos distintos (p.e. NED, VIC, FAM ó PET), de forma que cada tubo contendría:

1.5 µl primer marcado fluorocromo A

1.5 μ l primer marcado fluorocromo B

1.5 µl primer marcado fluorocromo C

1.5 μ l primer marcado fluorocromo D



!Mezclar bien!

3. Añadir el marcador de tamaño standard (LIZ) y la formamida, antes de someterlos a la electroforesis capilar.

NOTA: En el Servicio de Secuenciación con el que nosotros trabajamos, nos dan la opción de no tener que comprar la formamida ni el stándar de tamaño (LIZ) sino que nos lo incluyen en el precio final por reacción preparada.

Tomar los microlitros correspondientes de la mezcla (1-1,5 µl) y combinarlo con el "loadding buffer" antes de su electroforesis en el Secuenciador.

LOADING BUFFER:

Hi-Di Formamide(Applied Biosystems 4311320)	10.0µl
LIZ Standard(Applied Biosystems 4322682)	0.3µl

PROTOCOLO DE OBTENCIÓN DE ISSRs

Los marcadores inter-microsatélite (ISSRs) han sido desarrollados a partir de las repeticiones microsatélites mediente el anclaje de cebadores específicos para dichas repeticiones. Estos marcadores ISSR poseen características que los hacen atractivos para la diferenciación varietal de diferentes especies vegetales.

La identificación de la flora silvestre es importante para la protección de una especie, pues debe demostrarse que es distinta de otras especies existentes, y es suficientemente uniforme y estable en sus características más relevantes. Los marcadores ISSR, al contrario que los marcadores microsatélites (SSR), no necesitan información previa de secuencia, mostrándose además más reproducibles que los RAPDs. Estas características los hacen idóneos para su utilización en la diferenciación de variedades vegetales.

La variación en tamaño de los productos de la PCR se debe a las diferencias en el número de las unidades repetidas en el microsatélite. Los polimorfismos de los ISSR se pueden visualizar mediante electroforesis en geles de agarosa o de policrilamida. Los alelos del microsatélite se detectan usando diversos métodos: tinción con bromuro de etidio, nitrato de plata, radioisótopos o fluorescencia.

METODOLOGÍA Y VISUALIZACIÓN DE LOS ISSRs

1. Se debe coger una alícuota de cada uno de los distintos reactivos que se van a utilizar en la amplificación del ADN (ver apartado preparación diluciones). Dichas alícuotas se encuentran almacenadas en el congelador a -20°C repartidos en cajas que llamaremos: "ALíCUOTAS DE TAMPÓN 10X, Mg2+, DNTPS, BSA".

Las alícuotas son importantes porque nos permiten minimizar el número de congelaciones/ descongelaciones que van a sufrir los productos de amplificación. Ello redunda en un menor riesgo de deterioro de estos productos y en un ahorro de tiempo. Especialmente los desoxinucleótidos (dNTPs) y los cebadores o primers (10 ó más nucleótidos) y, por supuesto, la Tag polimerasa son muy sensibles a los cambios bruscos de temperatura.

Cuando hay muchas personas trabajando en el laboratorio, es conveniente que haya una persona encargada de hacer las alícuotas. No tiene que ser siempre la misma, sino que se pueden establecer turnos. El sentido de esta estrategia es minimizar el riesgo de contaminaciones y, sobre todo, tener a quién preguntar en caso de que no salga nada.

2. Estimar en el biofotómetro la concentración de ADN de las muestras a amplificar y hacer diluciones en función de los valores obtenidos, de forma que en cada tubo haya una concentración final de ADN entre 20 y 50 ng/μl.

Hay que tener en cuenta que la estimación mediante marcadores de tamaño (DNA size markers or ladders) en los geles de agarosa es orientativa y, solamente proporciona información acerca de qué muestras han dado mayor rendimiento en la extracción y cuáles menor. Normalmente, 10 ng de ADN por de amplificación o PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) suelen ser suficientes.

3. Preparación del *cóctel base o premezcla de amplificación*, añadiendo cada uno de los componentes que se incluyen en las Tablas a)-e).

SECUENCIACIÓN DEL ADN

Las reacciones de secuenciación consisten en una PCR, con la particularidad de que se utiliza solamente uno de los dos primers empleados en la amplificación. Otra particularidad es que, además de los cuatro deoxinucleótidos (dNTPs), se emplean dideoxinucleótidos (ddNTPs) que están marcados con diferentes fluorocromos (Big Dye o Rhodaminas). Cuando la polimerasa incorpora un ddNTPs se interrumpe la elongación de la cadena, de forma que al término de la reacción habremos obtenido tantos fragmentos como nucleótidos tenga la región a secuenciar. A continuación las muestras son sometidas a una electroforesis capilar, donde los fragmentos se separarán de forma ordenada según su tamaño.

PROTOCOLO PARA EL ENVIO DE MUESTRAS A MACROGEN (AMSTERDAM)

Debido a lo económico (si envías un número superior a 20 reacciones el envío es gratuito) y lo rápido del proceso (como máximo en 7 días tienes los resultados) para la secuenciación de las muestras hemos optado por la opción de enviarlas a la empresa Macrogen (**European Express Service**).

1. Activar una cuenta de cliente a través de su página web (http://dna.macrogen.com) de forma que te facilitaran un nombre de ususario y una contraseña a través de la cual podrás acceder a toda la información relativa a tus secuencias.

Este paso no es difícil pero si que te piden bastantes datos, entre ellos algunos relacionados con la facturación, aspecto que te recomendamos tengas solucionado antes de la activación de la cuenta. Nosotros optamos hacer el pago del Servico a través de una cuenta en verde con uno de nuestros distribuidores

2. Rellenar los datos del pedido (campo "Make an order") en tu página de cliente asociada a su web indicando: el tipo de pedido (New Order/Additional Order), el tipo de servicio (Express 24 horas o Regular 4-6 días), además de indicar si envías las muestras en tubos o placas y todos los detalles relativos al tipo de servicio que quieres. La página la van modificando y actualizando frecuentemente, por lo que sólo vamos a indicar los pasos más importantes (algunos están extraídos directamente de la página de Macrogen):

01 Sample Information

Sample condition= DNA

Sample Type= PCR product

Product size= Te dan varios opciones (< o > 500 bp, o una mezcla de tamaños)

Additionally Required Service= Purification

Sequencing Type= single extention

Sample Align= tube/plate

Preferred Sample Storage= 1month/3 month

BLAST Service= Yes/NO

Reaction Information Input

Import of Excel File (For all user plaform)

Direct entering

Tienes la opción de descargar desde un archivo Excel la información relativa a tus muestras (Sample Name and Primer Name) o de anotarla, directamente, en las columnas y filas destinadas a ello, antes de guardar la información.

Submit reaction information

03 Sample Information Input

Aquí debes indicar la concentración de tus muestras (se puede dejar en blanco). Si haces clic en "concentration" el mismo valor que hayas puesto en la primera fila se te copiará en las que aparezcan por debajo.

Si se trata de una placa se le puede asignar el mismo nombre a todas las muestras (haciendo clic en "Plate Name Execute" cuando has elegido la opción "1plate/1 primer", en caso que hayas elegido las otras opciones "2 primer / 1plate" o "multi primers / 1plate" deberás de indicar el nombre de la muestra y primer por pocillo (ver instrucciones en la web)

Primer Information Input

A la hora de incluir la información relativa a los primers debes de tener en cuenta las siguientes opciones:

- a) Puedes elegir un primer de la lista de primers **universales** que Macrogen ofrece gratuitamente (en este caso no debes indicar ni la secuencia ni la concentración)
- b) Puedes enviar los primers junto al DNA (**enclosed**) y entonces debes de indicarles a la concentración a la que los envías (5pmol).
- C) Los primers que vas enviando en pedidos anteriores, los almacenan hasta que se agotan, de forma que puedes comprobar si aún tienen tu primer almacenado (stored primer list) antes de hacer el envío porque, en ese caso, no tendrías que enviar el mismo.
- d) También disponen de un servicio de **síntesis** de primers (Cuesta 0.5 €/base y los tienen en stock hasta que se acaban).

Una vez has incluido todos estos datos hay que guardarlos (Save) y someter la información (Submit reaction information) antes de poder pasar a la siguiente página dónde te aparecen todos los datos que has ido añadiendo (nombre de tus muestras y primers; concentración de tus muestras y primers; tamaño del fragmento amplificado; número de reacciones por muestra, etc.). Una vez compruebas que todo está correcto, guardas y te aparece un cuadro de texto preguntando si quieres concluir con el pedido, si aceptas, se te abre la última página dónde te dan la opción de imprimir un resumen de tu pedido (Print sumary)

- 3. Preparación del envío de los productos amplificados (en tubo o en placa). Ten en cuenta que:
 - a) Antes de hacer el envío de tus muestras debes haber comprobado en un gel que el amplificado tiene el tamaño esperado y está lo suficientemente concentrado (si la concentración de ADN es baja, la calidad de la secuencia no será buena).
 - b) Si vas a enviar producto amplificado y no pides que te purifiquen es suficiente con enviar 15-20µl de producto de PCR, pero si quieres que te lo purifiquen entonces te piden que envíes 30µl.
 - c) Si vas a incluir los primers en tu envío, debes calcular el volumen final, de forma que hayan 20µl de primer a 10 pmol/uL por cada 5 reacciones.
 - d) El envío se puede hacer tanto en tubos de 1,5 mL como en placas de 96 con semifaldón. Hay instrucciones específicas para cada uno de los casos y para si vas a enviar una placa a secuenciar con un único par de primers, o con varios ("1 primer/1 plate"; "2 primer / 1plate" o "multi primers / 1plate"). En la página de Macrogen viene información detallada.de cada modalidad.

Tanto si envías los productos amplificados en tubo como en placa, hay que sellar bien el recipiente para evitar posibles derrames durante el transporte. Se envían a temperatura ambiente.

NOTA: Los tubos los sellamos con parafilm y las placas con tiras de tapas (nosotros usamos las de BIORAD, ref. TCS0803). Cuando el número de muestras a enviar es elevado los tubos los colocamos en unas gradillas de corcho que son muy económicas y prácticas (RD, ref. 244111) pero si vamos a enviar pocos tubos los ponemos en una bolsa de plástico con cierre hermético y dentro de un sobre acolchado.

4. Teléfono de contacto y datos/documentos que hay que facilitar para el envío:

Macrogen te recomienda una serie de mensajerías a través de las cuales hacer el envío de tus muestras, pero de las recomendadas, únicamente DHL te permite hacer envíos de muestras desde Canarias, el resto sólo permite envío de documentación.

Cuando se solicita la recogida por teléfono (**DHL EXPRESS-Aéreo: 902 12 24 24**) te piden que digas el nº de cuenta de facturación (**9645-1934-3**), nombre de la empresa a la que pertenece (**Macrogen**), país y código postal (**Holanda, 1105 AZ**) y dirección de recogida. Además, debes indicar el contenido de tu envío (**Muestras vegetales inocuas**), dimensiones y peso y dirección de recogida.

Los documentos que debes tener preparados junto a las muestras de ADN son:

- a) Resumen de la información de tus muestras impreso (último paso en la web de Macrogen cuando haces el pedido "Print summary")
- b) Certificado de no peligrosidad (Red Juli1-BANCODEADN-BANCOADN-**ENVIOS MACROGEN**)
- c) Albarán de DHL para el que necesitarás más detalles de las direcciones de recogida y envío (ver debajo)

Dirección de recogida:

Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo" Camino del Palmeral, 15. Tafira Alta 35017 Las Palmas de Gran Canaria. Tfno de contacto:928-21-94-21 ext:14770

Dirección de envío:

Macrogen Europe Laboratory IWO, Kamer IA3 - 195 Meibergdreef 39 1105 AZ Amsterdam. The Netherlands 31-(0)20-566-5472; europe@macrogen.com

EL CÓDIGO DE BARRAS DE LA VIDA. MOTIVACIÓN Y DESARROLLO

i) Los caracteres morfológicos y la Taxonomía

La Taxonomía es la rama de la Biología que trata del descubrimiento, descripción, identificación y clasificación de las especies de organismos vivos. Puesto que todas las disciplinas de la Biología dependen de una identificación correcta y sin ambigüedades de las Unidades Biológicas a las que se refieren, la Taxonomía se hace indispensable para llevar a cabo cualquier investigación, estrategia de gestión o plan de conservación de la diversidad biológica. Debemos saber qué es lo que hemos de investigar o conservar antes de ponernos manos a la obra. Desde los tiempos de Linneo, la Taxonomía utiliza sólo caracteres morfológicos como referencia. Aunque las variables morfológicas son y seguirán siendo de importancia capital para muchas disciplinas de la biología, pueden también presentar diversos problemas para la caracterización sin ambigüedades de los organismos vivos. Entre los más frecuentes, podemos citar:

1. Las adaptaciones a diferentes ambientes inducen ambigüedades taxonómicas

En muchas ocasiones, organismos de la misma especie que viven en diferentes ambientes presentan características morfológicas también diferentes. Este hecho, debido a la facilidad de aclimatación de la vida, dificulta la identificación taxonómica y muy frecuentemente resulta en la definición de "especies" nuevas sin ninguna base biológica.

2. Muchos organismos cambian su morfología radicalmente a lo largo de su ciclo vital

Existen organismos que sufren metamorfosis y son muy diferentes en estado adulto y estado joven (pensemos en los cambios que sufre un gusano de seda hasta llegar a convertirse en mariposa). Las morfologías cambiantes dificultan en extremo la identificación de los organismos, hasta el punto de que diferentes estadios vitales de una misma especie han sido erróneamente asignados a especies diferentes en muchas ocasiones.

3. La variabilidad intra-específica hace a veces difícil la identificación taxonómica

Nunca todos los individuos de una especie son idénticos en todas sus características morfológicas, sino que frecuentemente presentan rangos de variación bastante amplios dependiendo de las características ecológicas de su área de distribución y de la variación connatural a la vida. Además, en muchas ocasiones, las características morfológicas son biométricas, con lo que dependen de la edad y el estado de salud del individuo. Si esta variabilidad intrínseca está distribuida de manera sesgada en el espacio (es decir, si las características extremas se dan solamente en un o unas pocas poblaciones) el taxónomo puede asignar la categoría de "nueva especie" a una población que, en realidad, solamente debería ser considerada representante de uno de los rangos de variación extremos de la especie a la que pertenece.

4. El análisis matemático de las variables morfológicas es confuso

Las variables morfológicas están influidas por multitud de genes que, en la inmensa mayoría de casos, no se conocen. Además, en muchas ocasiones, un mismo carácter morfológico puede estar determinado por genes diferentes en diferentes organismos, aunque sean con-específicos. Estos y otros inconvenientes limitan la validez del análisis estadístico con variables morfológicas a una aproximación fenotípica. Llevarlo más allá conllevaría el riesgo de sesgar nuestras conclusiones, porque nunca podríamos asegurar que estamos comparando diferentes individuos en base a información de las mismas regiones del genoma.

ii) Los caracteres moleculares y la Taxonomía

Los avances en biología molecular han permitido incorporar nuevas variables que, junto a las utilizadas por la morfología, pueden facilitar la identificación taxonómica. Los caracteres moleculares no están exentos de problemas, pero pueden representar una gran ayuda para la Taxonomía, porque se mantienen invariables a lo largo de la vida de un organismo desde su nacimiento hasta incluso después de su muerte (siempre que el estado de conservación haya sido adecuado), y por ello pueden permitir la identificación en cualquier estadio del desarrollo, o solamente a través de una las partes del organismo. Además, en el caso de variables genéticas asociadas a secuencias de ADN, sabemos que analizamos las mismas regiones del genoma en todos los organismos considerados y podemos establecer las comparaciones nucleótido a nucleótido después de haber alineado las secuencias (en virtud de lo que se denomina "homología posicional"), con lo cual garantizamos la robustez de las comparaciones.

Estas ventajas de las secuencias del ADN respecto de las variables morfológicas apoyan la idea de que podría ser posible utilizar la información molecular para identificar a todas las especies de organismos vivos: un "código de barras de la vida". Esta idea fue postulada

explícitamente por primera vez por el Dr. Paul Herbert, de la Universidad de Guelph (Canadá), en trabajos con invertebrados (Herbert et al., 2003).

En esencia, un código de barras de ADN consiste en el uso de una secuencia corta y estandarizada del genoma como herramienta molecular precisa y fiable para ayudar a caracterizar, distinguir o descubrir especies y para asignar individuos (o partes de individuos no identificadas) a sus especies correctas.

A diferencia de los códigos de barras usados para identificar productos y bienes materiales (que son arbitrarios al estar definidos por el usuario), un "código de barras de la vida" es parte de la constitución genética de los organismos o, de forma más precisa, de la secuencia de nucleótidos de ciertas regiones de su ADN que son informativas a este nivel. Esta diferencia implica que la implementación de un "código de barras de la vida" no es directa y exige un riguroso trabajo de investigación, ya que primero se deben descubrir qué regiones del ADN son más adecuadas para identificar a los organismos y luego verificar que su secuencia no coincide con la de ningún otro organismo vivo para esa misma región del genoma.

El Consorcio para el Código de Barras de la Vida (CCBV de aquí en adelante) es la iniciativa internacional dedicada a desarrollar códigos de barras basados en secuencias de ADN (http://barcoding.si.edu/). El CCBV se creó en 2004 con el apoyo de la Fundación Alfred P. Sloan (aunque su secretariado reside en la Smithsonian Institution de Washington) y agrupa a:

- Jardines Botánicos, Museos de Historia Natural, Herbarios y Zoos.
- Organizaciones de investigación dedicadas a la biodiversidad, conservación, bioinformática, genética y actividades relacionadas.
- Universidades
- Agencias gubernamentales, ONGs y otras organizaciones que basan su actividad en la información taxonómica
- Compañías privadas

El JBCVCSIC fue el primer grupo de investigación español en formar parte del CCBV y es hasta hoy el único representante de nuestro país en el consorcio.

iii) Hacia un código de barras molecular para las plantas

En Febrero de 2005 una comisión de expertos en ADN vegetal (Anexo 6) se reunió en el Jardín Botánico de Kew para discutir la aplicabilidad de la idea del código de barras en vegetales y decidir qué regiones del genoma de las plantas eran las más idóneas para empezar a investigar. Según se debatió en esta reunión, los tres criterios generales que deben satisfacer las regiones que son potenciales candidatas a funcionar como código de barras de la vida son:

1. Presentar considerable variabilidad y divergencia entre especies

Puesto que la identificación que se pretende es a nivel específico, el rango de variabilidad de las secuencias escogidas ha de ser lo suficientemente elevado como para discriminar a este nivel de la jerarquía biológica. No obstante, es más que posible que las secuencias escogidas (especialmente las del ADN nuclear) presenten diferentes grados de variabilidad intra-específica en diferentes linajes, por lo cual habrá que secuenciar varios individuos por especie y establecer el rango de variabilidad que delimita el umbral entre individuos con-específicos e individuos de diferentes especies.

2. Tener una secuencia relativamente corta

En muchos casos, los especimenes secuenciados van a ser organismos muertos o partes de organismos conservados en colecciones de museo o pliegos de herbario. Estas muestras son valiosísimas, porque muchas de ellas contienen los tipos a partir de los que fueron definidas las especies. No obstante, por su antigüedad (pueden tener más de 100 años) y su estado de conservación (que puede haber sido malo en términos de temperatura, humedad o exposición a agentes químicos) pueden estar muy deterioradas. Si el ADN de estas muestras está degradado y utilizáramos regiones de secuencia larga, entonces se correría el riesgo de que estuvieran fragmentadas en cuyo caso se dispondría de información incompleta. Por el contrario, un amplicón (la región amplificada) pequeño y con elevado número de copias en el genoma propugna un mayor éxito de las amplificaciones, porque se incrementa la probabilidad de que la secuencia deseada haya sido preservada (Deguilloux et al. 2002). La longitud idónea de las regiones a utilizar se estableció alrededor de los 700 bp.

3. Disponer de secuencias flanqueantes conservadas

Aunque pueden existir regiones de interés potencial para ciertos géneros o especies, la idea del código de barras se refiere a todos los organismos, y solamente si existen cebadores universales podremos estandarizar los datos y garantizar comparaciones adecuadas.

Las regiones escogidas inicialmente como códigos de barras de plantas en la ya mencionada reunión de Londres de Febrero de 2005, fueron la región ITS (ADN nuclear) y la región trnH-psbA (ADN cloroplástico), basándose en un trabajo del grupo de investigación de John W. Kress (Kress et al. 2005). Finalmente, el Plant Working Group del Consorcio del Código de Barras de La Vida (CBOL PWG) en 2009 eligió como códigos de barras oficiales de plantas terrestres a 2 regiones del ADN cloroplástico (rbcL y matk). No obstante, en la actualidad se siguen explorando regiones alternativas que de forma complementaria a la combinación de los 2 locus oficiales permitan alcanzar una mayor discriminación taxonómica. Cabe señalar que cerca del 30% de los casos analizados en la publicación del CBOL PWG de 2009, no pudieron resolverse. Por lo tanto, es muy posible que en el futuro se seleccione alguna región más como "código de barras" y que se reemplace la región matK para la que se han detectado dificultades en su amplificación y secuenciación por otra(s), que ofrezcan menos problemas técnicos. Este hecho representa un motivo más por el que es necesario tener el ADN perfectamente organizado en un banco, ya que solamente de esta manera será posible generar (para las mismas muestras) nuevas secuencias correspondientes a otras regiones del genoma de interés potencial como los locus 812 y 651 propuestos por Damon Little (NYBG).

a) La región rbcL

La sección de la region *rbcL* considerada como "barcode" (código de barras) es la correspondiente al extremo 5'que se muestra, a continuación en la figura **XXX**. En Arabidopsis thaliana la secuencia para esta región va desde 1-599 pares de bases o desde 27 a 579 pb (si se excluye la secuencia del primer).




Esquema de la ubicación de la región *rbcL* considerada como código de barras, incluída en la secuencia completa de Arabidopsis thaliana (extraído de la página web del CBOL.)

Los primers utilizados para amplificar esta región se corresponden con los recomendados por David Erickson (2007) y Aron Fazekas (2008), que aparecen detallados en la Tabla XX.

b) La región matK

Para *matK* la región propuesta como código de barras, se corresponde con la zona comprendida entre 205-1046 pares de bases (227-1019 si excluimos la secuencia del primer) de la secuencia en Arabidopsis thaliana que se muestra en la figura a continuación:




Esquema de la ubicación de la región *matK* considerada como código de barras, incluída en la secuencia completa de Arabidopsis thaliana (extraído de la página web del CBOL). La designación de primers F y R ("forward o reverse") varía en función de los diseñadores de los primers.

Para angiospermas el CBOL PWG (PNAs, 2009) recomendó el uso de los primers diseñados por Ki-Joong Kim pero en algunos grupos es necesario el uso de otros cebadores como los diseñados por Cuenod (2002), Little (2008) ó Ford (2009). Ver detalles de los distintos cebadores en la Tabla correspondiente.

c) La región trnH-psbA

Aunque esta región finalmente no se consideró como código de barras, la incluímos en este apartado porque a nosotros nos ha dado buenos resultados en la discriminación de algunas especies para las que *rbcL* y/o *matK* no resolvían. La región *trnH-psbA* es una región nocodificante localizada en el ADN cloroplástico (cpADN) que tiene una longitud de unos 450 bp. De los nueve espaciadores intergénicos cloroplásticos testados por el grupo de Kress et al. (2005), *trnH-psbA* fue el que exhibió mayor valor de divergencia en seis de los ocho géneros testados y en 11 de los 14 pares de especies escogidas por estos autores. Esta región también fue la que mejor se comportó en el muestreo taxonómico amplio que se realizó (amplificando en el 100% de los taxones incluidos). Además, los especimenes de herbario no dieron problemas de amplificación. En los casos analizados por Kress et al. (2005), el amplicón de la región *trnH-psbA* va desde 247 a 1.221 bp, aunque en el 92% de los taxones probados está entre 340 y 660 bp, en consonancia con otro criterio de interés para la iniciativa del código de barras. Todas las especies testadas tenían también secuencias únicas para este espaciador, por lo cual la posibilidad de polimorfismo parece mínima.

Los cebadores que utilizamos en nuestro laboratorio para amplifica esta región son los que aparecen en la Tabla correspondiente.



Esquema de la ubicación de la región *psbA-trnH* en el ADN cloroplástico, después del extremo 3' de la región *trnK* (IR-A e IR-B son las dos repeticiones invertidas de este genoma).

v) Los bancos de ADN y el código de barras de la vida.

Si existen regiones en el ADN vegetal que puedan operar como códigos de barras, los bancos de ADN adquirirán un papel determinante en la gestión de la biodiversidad, ya que serán los depositarios del material genético que contiene esa información tan importante para elaborar el censo de los seres vivos que habitan nuestro planeta. En este sentido, una de las misiones del Banco de ADN del Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo" es la de generar y almacenar información molecular relevante para la identificación, la investigación y la gestión de la Flora de las Islas Canarias.

Merece la pena hacer hincapié en que las consecuencias de contener las claves de la identidad de cualquier planta tendrán implicaciones de gran calado para la gestión de la biodiversidad, no solamente desde el punto de vista taxonómico y de la investigación del origen y relaciones entre los elementos de la biodiversidad, sino también desde un punto de vista legal: las secuencias "código de barras" permitirán identificar rápidamente y sin ambigüedades el tráfico de plantas endémicas o amenazadas y podrán detectar fraudes en la composición biológica de productos comerciales.

vi) El futuro ¿lejano?

En caso de que las regiones propuestas como código de barras molecular funcionen, deberá realizarse un arduo trabajo de catalogación taxonómica, amplificación de ADN, alineación y almacenamiento de secuencias para generar una enorme base de datos que contenga los códigos de barras para todos los organismos que se conocen en la actualidad. También habrá que evaluar la posible variabilidad intra-específica, estandarizar todas las secuencias en la creciente base de datos (para eliminar el factor de variación de longitud para la misma secuencia en diferentes organismos) y perfeccionar algoritmos de búsqueda que permitan encontrar secuencias coincidentes o parecidas con la mayor rapidez posible. Se trata de un constante trabajo multi- e inter-disciplinar que requerirá un elevado grado de coordinación internacional.

A largo plazo, el objetivo de la iniciativa del código de barras de la vida es construir un aparato portátil que, en cuestión de pocos minutos y desde cualquier región del planeta, secuencie las regiones de interés para cualquier organismo y nos permita saber el nombre de este organismo (en caso de que su secuencia se halle depositada en la base de datos del código de barras de la vida), o nos diga si se puede tratar de un organismo nuevo para la ciencia que hay que describir. Aunque este objetivo puede parecer muy lejano por los diferentes y complicados frentes en los que hay que trabajar, los avances técnicos y científicos asociados a la tecnología del ADN podrían hacerlo realidad antes de lo que esperamos.

vii) Un código de barras para la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria

Las Reservas de la Biosfera son porciones del territorio de un país asociadas a un proyecto de conservación y manejo ambientalmente sostenibles. Éstas son propuestas por los gobiernos nacionales y, en su caso, aprobadas por el Programa MAB de la UNESCO. La investigación científica ha sido un importante componente a lo largo de las dos décadas de existencia de este Programa, de forma que los resultados y la experiencia obtenidos se han traducido en conocimientos y prácticas innovadoras en el área de la ecología y el medio ambiente. La UNESCO y el MAB, en cooperación con otros programas internacionales, han llevado a cabo acciones en diversos campos, desarrollando iniciativas como el MAB Fauna y MAB Flora para el inventario de especies o el programa Diversitas para la investigación científica sobre biodiversidad. Por otro lado, se han desarrollado un conjunto de redes regionales e interregionales como el Programa Iberoamericano de Ciencias y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), iniciativa que alcanza a más de 19 países de América Latina, España y Portugal, y que comprende la Red Iberoamericana de Reservas de Biosfera. Además en 1996 la UNESCO-MAB inicia el Proyecto de Estrategias de Diversidad Biológica para Islas y Áreas Costeras (IBSICA) enfocado especialmente en aquellos países que tienen o que planean tener Reservas de Biosfera en islas y/o zonas costeras y cuyos gobiernos han ratificado el Convenio sobre Diversidad Biológica. IBSICA patrocina una red recientemente establecida llamada "REDBIOS" (Red de Reservas de la Biosfera del Atlántico Este) entre las Islas Canarias, Cabo Verde, Marruecos y

Dentro de los objetivos que se contemplan en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera y del Proyecto IBSICA están: aumentar las capacidades locales de investigación, formación y

gestión del uso sostenible de los recursos renovables; establecer el intercambio de información, de resultados de investigación y científicos, particularmente en lo que se refiere a la preservación y uso sostenible de la biodiversidad y, por último, la difusión de conocimientos adquiridos en la investigación comparativa a través de publicaciones y bases de datos en red.

Las Reservas de la Biosfera deben combinar las siguientes tres funciones básicas, de forma que se debería procurar que fueran lugares de excelencia para el ensayo y la demostración de métodos de conservación y desarrollo sostenible:

- **1.** Conservación de la diversidad genética, de especies, ecosistemas y paisajes y de la diversidad cultural.
- 2. Desarrollo ambientalmente sostenible de las poblaciones humanas de la Reserva y de su entorno.
- **3.** Apoyo logístico para respaldar y fomentar las actividades de investigación básica y aplicada, de educación, de formación y de monitoreo relacionadas con las actividades de interés local, nacional e internacional.

Estas tres funciones y en especial la primera y la tercera muestran el importante rol que la investigación científica juega en las Reservas de la Biosfera. (Santiago Karez, C. et al. 1998)

Se podría decir que las Reservas de la Biosfera son conjuntos de unidades de territorio distribuidas a nivel planetario en las que el manejo y conservación están asociados a muy diversas condiciones biogeográficas y ecológicas, a la historia natural y cultural de las mismas y a los distintos usos que de los recursos naturales se realicen en ellas.

La declaración de una parte de Gran Canaria como Reserva de La Biosfera (30 de Junio de 2005) es una oportunidad única para poder apostar por el uso racional de la biodiversidad canaria para el beneficio de las poblaciones locales, en primera instancia, pero también de las Islas Canarias en particular y del resto de España en general. Desde nuestro punto de vista, la participación de científicos y de la propia administración de la Reserva, así como de otras organizaciones locales, en la regulación y prioridades de la investigación en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria es más que recomendable.

El Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo", a través de la coordinación entre su Departamento de Flora Amenazada, su Herbario y su Laboratorio de Biodiversidad Molecular, está acometiendo un proyecto para aplicar la investigación del código de barras de la vida a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y ayudar así a caracterizar y evaluar su diversidad vegetal. Este objetivo se hace indispensable para conseguir un mejor conocimiento taxonómico de la diversidad vegetal de la isla de Gran Canaria, ya que las zonas elegidas como parte de la Reserva de la Biosfera contienen las mejores representaciones de la biodiversidad de la Isla, abarcando Reservas Naturales (como la de Inagua o la Reserva Especial de Güi-Güi), Parques Naturales (Tamadaba y Pilancones), Monumentos Naturales (como el del Risco de Tirajana, el del Roque Nublo o el de Tauro), y LICs (como el macizo de Amurga). Pero, más allá de sus capacidades identificadoras, las secuencias de ADN pueden también utilizarse para estimar las relaciones filogenéticas entre diferentes especies (y por tanto, para establecer prioridades de conservación) o para otorgarnos cierto poder de predicción respecto de los cambios que están afectando negativamente a la biodiversidad.

Objetivos del proyecto

La biodiversidad funciona como una compleja red de interacciones en la que la supervivencia de una sola especie depende de las aportaciones de muchas de las demás. Aplicaremos este principio a la gestión de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria para convertirla en un escenario de gestión multi-disciplinaria de la biodiversidad donde se supere el (biológicamente incoherente) esquema clásico de priorizar los casos más críticamente amenazados o "emblemáticos", para implantar un modelo holístico y sostenible que escoja las estrategias más adecuadas de gestión y conservación basándose en datos fiables sobre cada problemática. La primera fase de acción incrementará el conocimiento actual sobre la biodiversidad vegetal de la Reserva, incidiendo en:

- (a) la geo-referenciación, herborización y genotipado de los 228 endemismos de especial interés con dos marcadores de secuencia (*rbcL* y *matK*),
- (b) la recolección sostenible de germoplasma en los 29 endemismos en peligro crítico de extinción, cuyos recursos intrínsecos de supervivencia podrían estar prácticamente agotados, y donde la generalizada escasez de poblaciones hace prescindibles algunos estudios, y
- (c) el muestreo intensivo de ADN en otros endemismos menos amenazados para posibilitar futuras investigaciones que maximicen la diversidad genética representada en las recolecciones de germoplasma y aporten variables de selección de poblaciones para eventuales reforzamientos y reintroducciones.

Nuestros objetivos al final de esta primera fase son:

- 1. Asignar valores de complejidad evolutiva por cada unidad de territorio para detectar eventuales "santuarios de biodiversidad" en la Reserva,
- 2. Testar el impacto humano en la biodiversidad vegetal comparando la información obtenida en las dos zonas núcleo, las de transición y amortiguación,
- 3. Aportar nuevos datos a las estimaciones de la diversidad filogenética de la Flora Canaria en curso, y
- 4. Facilitar futuras acciones de divulgación e investigaciones multi-disciplinarias coordinadas desde el JBCVCSIC (Cabildo de Gran Canaria).

Protocolos de preparación de disoluciones para extracción, amplificación y secuenciación de ADN.



CONSEJOS BÁSICOS SOBRE MANIPULACIÓN GENERAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Existen varias recomendaciones elementales para una manipulación segura de productos de laboratorio, a saber:

- **1.** Evitar el contacto directo con los productos químicos y su inhalación utilizando guantes de látex y mascarillas.
- **2.** Interpretar los pictogramas de las etiquetas de los productos para conocer el grado de peligrosidad de éstos.
- **3.** Actuar como si todos los productos fueran peligrosos, asumiendo siempre la máxima protección en caso de desconocer las propiedades de los productos o disoluciones que estamos manipulando.
- **4.** Nunca manipular productos químicos altamente peligrosos (Nitrógeno líquido, ácidos concentrados, soluciones con elevada toxicidad por inhalación) si no hay otras personas en el laboratorio o en sus aledaños.
- **5.** Nunca almacenar los ácidos y productos inflamables en el exterior, sino en un compartimento aislado con puertas. En nuestro laboratorio, el armario ignífugo que está en el Laboratorio 1 junto a la mesa de machacado de muestras está destinado a almacenar productos volátiles o inflamables (Foto inferior, izquierda). Los ácidos y bases se guardan en el Laboratorio 2 (Foto inferior, centro), en el armario con extracción al exterior.
- **6.** Al elaborar disoluciones, etiquetar siempre el recipiente de almacenamiento con un rotulador indeleble especificando su contenido, el nombre de la disolución, su composición, la fecha de elaboración y las iniciales de la persona que la haya hecho. Todo esto es importante para estimar cuando hay que cambiar un producto o disolución y a quién hay que preguntar en caso de que se tengan dudas sobre una disolución nueva. Marcar el nombre de la disolución también en las probetas, especialmente si van a dejarse sobre la poyata durante cierto tiempo, para evitar accidentes y/o confusiones.
- **7.** Cuando una persona acabe una disolución o la deje a niveles inutilizables por cualquier usuario posterior, debe reemplazarla, siguiendo las directrices anteriores, la receta correspondiente y las más elementales normas de solidaridad en el laboratorio.

TODAS LAS FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN ESTE LABORATORIO SE HALLAN EN FORMATO PAPEL EN EL ARCHIVO DE FICHAS DE SEGURIDAD DEL MUEBLE DEL LABORATORIO 1 (Foto inferior, derecha).

ADEMÁS, PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER ORDENADOR CONECTADO A LA RED EN LA RUTA

Red Juli1 en Juli/Banco de ADN/Banco de ADN/SEGURIDAD EN EL LAB



Armario de volátiles



Armario de ácidos y bases (gris)



Armario de EPIs y fichas de seguridad

Bromuro de Etidio

IMPORTANTE: En la actualidad ya no utilizamos Bromuro de Etidio, sino SyBrSafe, que parece ser mucho menos mutagénico. Conservamos esta receta por si los laboratorios que usan algunos de los contenidos de este manual todavía utilizan Bromuro de Etidio.

Tabla 9. Material mínimo necesario para preparación disolución Bromuro de Etidio.

ELEMENTOS NECESARIOS	UTILIZACIÓN
Utillaje general (en orden de uso)	
Bata	Protección personal
Guantes de nitrilo	Protección personal
Destilador de agua	Obtención de H2Odd
Autoclave	Esterilización del H2Odd
Resmas	Protección de la poyata
Balanza	Pesado del Bromuro de Etidio
Cinta blanca	Etiquetado de las disoluciones
Rotulador	Etiquetado de las disoluciones
Frasco pequeño opaco	Almacenamiento de la disolución stock
Fiambrera de plástico opaca o envuelta en papel de aluminio	Almacenamiento de la disolución de uso
Pipeta de 10-100 μl	Dilución de la disolución stock
Punta de pipeta de 10-100 μl	Dilución de la disolución stock
Probeta de 500 ml	Medida del volumen necesario de H2Odd
Productos	
H ₂ Odd autoclavada	5 ml
Bromuro de etidio	50 mg

PROCEDIMIENTO

Antes de empezar, verificar que se dispone de todo el material y los productos de la Tabla 9. En caso de disponer ya de disolución stock, solamente deberemos preparar la disolución de uso. En caso contrario deberemos preparar ambas.

Disolución stock

Tiene una concentración de 10mg/ml, puede guardarse durante bastante tiempo y sirve de base para la solución de tinción.

- 1. Añadir 5ml de H₂Odd autoclavada en un frasco opaco envuelto en papel de aluminio para evitar el contacto del producto con la luz
- 2. Pesar 50mg de bromuro de etidio y añadirlo al H₂Odd (evitar el uso de espátula, intentar pesar el producto vertiéndolo directamente desde el bote al papel de aluminio de la platina de la balanza).
- 3. Mezclar agitando en el mismo frasco opaco.
- **4.** Etiquetar convenientemente y guardar a TA, en sitio resguardado de la luz

Disolución de uso

- 1. Diluir 50μl de la solución stock en 500ml de H₂Odd autoclavada dentro de una fiambrera opaca o recubierta con papel de aluminio (esta bandeja será el recipiente donde se lleven a cabo las tinciones).
- **2.** Tapar la fiambrera y dejar en el agitador orbital a velocidad 3 hasta la homogeneización total de la disolución. Esta disolución debe cambiarse cada cierto tiempo, depositando la disolución vieja en el recipiente homologado correspondiente.
- **3.** Etiquetar convenientemente en sitio visible de la fiambrera y guardar a TA, en sitio resguardado de la luz.

NOTA: Evitar la contaminación de material al elaborar esta disolución, ya que pueden quedar trazas de bromuro de etidio.

CTAB 2X

Tabla 10. Material mínimo necesario para la preparación disolución CTAB 2X.

ELEMENTOS NECESARIOS	UTILIZACIÓN
Utillaje general (en orden de uso)	
Bata	Protección personal
Guantes de nitrilo	Protección personal
Resmas	Protección de la poyata
Destilador de agua	Obtención de H2Odd
Autoclave	Esterilización del H2Odd
Cinta blanca	Etiquetado de las disoluciones
Rotulador indeleble	Etiquetado de las disoluciones
Vaso de precipitados de 2l	Preparación de la disolución
Agitador magnético e Imán	Agitación magnética de la disolución
Balanza	Pesaje de productos
Espátula	Añadir productos para pesar
Probeta de 250ml	Medición de las disoluciones
Probeta de 11	
Dispensador de volumen	Obtención rápida del volumen de CTAB
Botella de vidrio opaco para el dispensador 2.5l	Almacenar el CTAB para ser dispensado
Productos	
H ₂ Odd autoclavada	Para enrasar a 2,5 litros
Hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB)	50 g
Tris 1M pH8	250 ml
NaCl	204,75 g
EDTA 0,25 M	200 ml

PROCEDIMIENTO

Antes de empezar, verificar que se dispone de todo el material y los productos de la Tabla 10.

- **1.** Disolver los reactivos y las disoluciones en los volúmenes indicados en la Tabla 10 en unos 2 litros de agua destilada y autoclavada.
- 2. Dejar la disolución agitándose mientras añadimos los productos.
- **3.** Una vez añadimos todos los productos, hay que dejar reposar la disolución ya que esta genera espuma. Con el reposo, la espuma se deposita en la parte superior y observamos que los reactivos se han disuelto totalmente.
- **4.** Enrasar a 2,5 litros e introducir en la botella de vidrio opaco para el dispensador 2,5 litros.
- **5.** Etiquetar el frasco con el nombre, la concentración, la fecha y las iniciales de la persona que preparó la disolución. Después de un tiempo de reposo en la botella, la espuma desaparece totalmente.
- **6.** Guardar a temperatura ambiente.

EDTA 0.25M pH8

Tabla 11. Material mínimo necesario para la preparación disolución EDTA 0.25M.

ELEMENTOS NECESARIOS	UTILIZACIÓN
Utillaje general (en orden de uso)	
Bata	Protección personal
Guantes de nitrilo	Protección personal
Resmas	Protección de la poyata
Destilador de agua	Obtención de H ₂ Odd
Autoclave	Esterilización de H2Odd y frasco
Balanza	Pesado del EDTA
Vaso de precipitados de 11	Mezclar la disolución
Agitador magnético e Imán	Agitación magnética de la disolución
Probeta de 11	Medida del volumen final de la disolución
Frasco de 1I	Almacenamiento de la disolución
Cinta blanca	Etiquetado de las disoluciones
Rotulador	Etiquetado de las disoluciones
Productos	
H ₂ Odd autoclavada	Para enrasar a 1 litro
EDTA	93,05 g
NaOH	100 lentejas

PROCEDIMIENTO

Antes de empezar, verificar que se dispone de todo el material y los productos de la Tabla 11.

- **1.** Pesar 93.05g de EDTA.
- 2. Disolver en 800ml de H2Odd y autoclavada. Para diluirlo, calentar mientras se agita.
- **3.** Dejar enfriar la disolución para ajustar el pH.
- **4.** Añadir aproximadamente 100 lentejas de NaOH. Esperar a que se disuelvan midiendo el pH y ajustar finalmente a 8.
- **5.** Enrasar a 1 l e introducir en una botella previamente autoclavada.
- **6.** Etiquetar el frasco con el nombre, la concentración, la fecha y las iniciales de la persona que preparó la disolución.
- 7. Almacenar en frigorífico, a 2-8°C.

EDTA 0.5M pH8

Tabla 12. Material mínimo necesario para la preparación disolución EDTA 0.5M

ELEMENTOS NECESARIOS	UTILIZACIÓN
Utillaje general (en orden de uso)	
Bata	Protección personal
Guantes de nitrilo	Protección personal
Destilador de agua	Obtención de H2Odd
Autoclave	Esterilización de H2Odd y frasco
Resmas	Protección de la poyata
Balanza	Pesado del EDTA
Vaso de precipitados de 0.5l	Mezclar la disolución
Cinta blanca	Etiquetado de las disoluciones
Rotulador	Etiquetado de las disoluciones
Probeta de 0.5l	Medida del volumen final de la disolución
Frasco de 0.5l	Almacenamiento de la disolución
Productos	
H ₂ Odd autoclavaza	Para enrasar a 200 ml
EDTA	93,05 g
Tris	Indeterminado, para ajustar la disolución

PROCEDIMIENTO

Antes de empezar, verificar que se dispone de todo el material y los productos de la Tabla 12.

- **1.** Pesar 93.05g de EDTA.
- 2. Disolver en 200ml de H₂Odd y autoclavada. Para diluirlo, calentar mientras se agita. **Este** paso lleva su tiempo. ¡Tener paciencia! Cuando el EDTA esté prácticamente disuelto añadir el Tris en polvo.
- **3.** Ajustar el pH con Tris en polvo. Una vez que la disolución adquiere un pH aproximado a 8 el Tris se disuelve totalmente y toda la disolución se vuelve translúcida.
- **4.** Enrasar a 0.5l e introducir en una botella previamente autoclavada.
- **5.** Etiquetar el frasco con el nombre, la concentración, la fecha y las iniciales de la persona que preparó la disolución.
- **6.** Almacenar en frigorífico a 2-8°C.

ETANOL 70%

Tabla 13. Material mínimo necesario para la preparación disolución Etanol al 70%.

ELEMENTOS NECESARIOS	UTILIZACIÓN	
Utillaje general (en orden de uso)		
Bata	Protección personal	
Guantes de nitrilo	Protección personal	
Destilador de agua	Obtención de H ₂ Odd	
Autoclave	Esterilización de H2Odd y frasco	
Resmas	Protección de la poyata	
Cinta blanca	Etiquetado de las disoluciones	
Rotulador	Etiquetado de las disoluciones	
Probeta de 0.5l	Medida del volumen final de la disolución	
Frasco de 0.5l	Almacenamiento de la disolución	
Productos		
H ₂ Odd autoclavada	Para enrasar a 500 ml	
Etanol 100%	350 ml	

PROCEDIMIENTO

Antes de empezar, verificar que se dispone de todo el material y los productos de la Tabla 13.

- 1. Medir 350 ml de etanol en una probeta de 0.5 l
- **2.** Enrasar a 0.5 l con H₂Odd y autoclavada e introducir en una botella previamente autoclavada.
- **3.** Etiquetar el frasco con el nombre, la concentración, la fecha y las iniciales de la persona que preparó la disolución.
- 4. Almacenar a -20°C.

JUGO AZUL

Tabla 14. Material mínimo necesario para la preparación disolución Jugo Azul.

ELEMENTOS NECESARIOS	UTILIZACIÓN	
Utillaje general (en orden de uso)		
Bata	Protección personal	
Guantes de nitrilo	Protección personal	
Destilador de agua	Obtención de H2Odd	
Autoclave	Esterilización de H2Odd y frasco	
Resmas	Protección de la poyata	
Cinta blanca	Etiquetado de las disoluciones	
Rotulador	Etiquetado de las disoluciones	
Vaso de precipitados de 250ml	Mezclar la disolución	
Probeta de 250ml	Medida del volumen final de la disolución	
Probeta de 25ml	Medida del volumen final de la disolución	
Probeta de 10ml	Medida del volumen final de la disolución	
5 Tubos Falcon autoclavados	Almacenamiento de la disolución	
Tubos de 1.5ml	Almacenamiento de alícuotas de la disolución	
Productos necesarios para 250 ml de disolución		
Glicerina	190ml	
TBE 10X	12.5ml	
EDTA 0.25M	20ml	
SDS 20%	2.5ml	
Azul de bromofenol	Una pizca	
H ₂ Odd autoclavada	25ml	

PROCEDIMIENTO

Antes de empezar, verificar que se dispone de todo el material y los productos de la Tabla 14.

- **1.** Mezclar y disolver los reactivos en las cantidades que aparecen en la Tabla 14.
- **2.** Repartir la disolución en 5 tubos Falcon.
- **3.** Etiquetar los tubos con el nombre, la concentración, la fecha y las iniciales de la persona que preparó la disolución.
- 4. Realizar alícuotas de 1ml en tubos de 1,5 ml para su utilización rutinaria.
- **5.** Almacenar en frigorífico a 2-8°C.

SDS 20%

Tabla 15. Material mínimo necesario para la preparación disolución SDS 20%.

ELEMENTOS NECESARIOS	UTILIZACIÓN
Utillaje general (en orden de uso)
Bata	Protección personal
Guantes de nitrilo	Protección personal
Destilador de agua	Obtención de H2Odd
Autoclave	Esterilización de H2Odd y frasco
Resmas	Protección de la poyata
Balanza	Pesaje de SDS
Cinta blanca	Etiquetado de las disoluciones
Rotulador	Etiquetado de las disoluciones
Probeta de 0.5l	Medida del volumen final de la disolución
Frasco de 0.5l	Almacenamiento de la disolución
Productos	
H ₂ Odd autoclavada	Para enrasar a 500 ml
SDS (Lauryl Sulfate)	100 g

PROCEDIMIENTO

Antes de empezar, verificar que se dispone de todo el material y los productos de la Tabla 15.

- 1. Disolver 100g de SDS en unos 450 ml de H2Odd y autoclavada
- 2. Enrasar a 500 ml con H₂Odd y autoclavada e introducir en una botella previamente autoclavada.
- **3.** Etiquetar el frasco con el nombre, la concentración, la fecha y las iniciales de la persona que preparó la disolución.
- **4.** Almacenar a temperatura ambiente.

SEVAG

Tabla 16. Material mínimo necesario para la preparación disolución SEVAG

ELEMENTOS NECESARIOS	UTILIZACIÓN
Utillaje general (en orden de uso)	
Bata	Protección personal
Guantes de nitrilo	Protección personal
Resmas	Protección de la poyata
Destilador de agua	Obtención de H ₂ Odd
Autoclave	Esterilización de H2Odd y frasco
Probeta de 100 ml	Medición de Alcohol isoamílico
Frasco de 2.5l	Almacenamiento de la disolución
Cinta blanca	Etiquetado de las disoluciones
Rotulador	Etiquetado de las disoluciones
Productos	
Cloroformo	1.500 ml
Alcohol isoamílico (3 -methylbutanol) u octanol	62,5 ml

PROCEDIMIENTO

Antes de empezar, verificar que se dispone de todo el material y los productos de la Tabla 16.

- 1. Verter el contenido de 3 botellas de 500ml de cloroformo en el frasco de 2.5 litros.
- 2. Añadir 62.5ml de alcohol isoamílico en el frasco de 2.5 litros. Mezclar bien.
- **3.** Etiquetar el frasco con el nombre, la concentración, la fecha y las iniciales de la persona que preparó la disolución.
- **4.** Almacenar a temperatura ambiente.

TBE 10X

Tabla 17. Material mínimo necesario para la preparación disolución de TBE 10X

ELEMENTOS NECESARIOS	UTILIZACION
Utillaje general (en orden de uso)	
Bata	Protección personal
Guantes de nitrilo	Protección personal
Resmas	Protección de la poyata
Destilador de agua	Obtención de H2Odd
Autoclave	Esterilización de H2Odd y frasco
Probeta de 100 ml	Medición del EDTA
Frasco de 2.5l	Almacenamiento de la disolución
Cinta blanca	Etiquetado de las disoluciones
Rotulador	Etiquetado de las disoluciones
Productos	
H ₂ Odd autoclavada	Para enrasar a 1 litro
Sigma 7-9	108 g
Ác. Bórico	55 g
EDTA 0.5 M ph8.0	40 ml

PROCEDIMIENTO

Antes de empezar, verificar que se dispone de todo el material y los productos de la Tabla 17.

- **1.** Disolver todos los productos (Sigma 7-9, Ac. Bórico y EDTA 0,5M) en H₂Odd autoclavada y enrasar a 1L, no se ajusta el pH. Dejarlo en agitación hasta que la solución se vuelva translúcida. ¡Hay que tener paciencia! (puede llevar de 15 a 30 minutos)
- **2.** Etiquetar el frasco con el nombre, la concentración, la fecha y las iniciales de la persona que preparó la disolución.
- **3.** Almacenar a temperatura ambiente.

NOTA: Este tampón se prepara al 10X ya que a esta concentración se mantiene más estable.

TE (Tampón Tris-EDTA pH 8)

Tabla 18. Material mínimo necesario para la preparación disolución de TE

ELEMENTOS NECESARIOS	UTILIZACIÓN
Utillaje general (en orden de uso)	
Bata	Protección personal
Guantes de nitrilo	Protección personal
Resmas	Protección de la poyata
Destilador de agua	Obtención de H ₂ Odd
Autoclave	Esterilización de H2Odd y frasco
Probeta de 100 ml	Medición de Tris y EDTA
Frasco de 2.5l	Almacenamiento de la disolución
Cinta blanca	Etiquetado de las disoluciones
Rotulador	Etiquetado de las disoluciones
Productos	
H ₂ Odd autoclavada	Para enrasar a 1 litro
Tris 1M	100 ml
EDTA 0. 5 M ph8.0	2 ml

PROCEDIMIENTO

Antes de empezar, verificar que se dispone de todo el material y los productos de la Tabla 18.

- **1.** Disolver los productos en H₂Odd autoclavada y enrasar a 1 litro, no se ajusta el pH.
- **2.** Etiquetar el frasco con el nombre, la concentración, la fecha y las iniciales de la persona que preparó la disolución.
- 3. Guardar en frigorífico a 2-8°C.

Tris1M pH 8

Tabla 19. Material mínimo necesario para la preparación disolución de TE.

ELEMENTOS NECESARIOS	UTILIZACIÓN
Utillaje general (en orden de uso)	
Bata	Protección personal
Guantes de nitrilo	Protección personal
Resmas	Protección de la poyata
Destilador de agua	Obtención de H ₂ Odd
Autoclave	Esterilización de H2Odd y frasco
Probeta de 1000 ml	Mezcla disolución
Frasco de 2.5l	Almacenamiento de la disolución
Cinta blanca	Etiquetado de las disoluciones
Rotulador	Etiquetado de las disoluciones
Productos	
H ₂ Odd autoclavada	Para enrasar a 1 litro
Trizma base	121,1 g

PROCEDIMIENTO

Antes de empezar, verificar que se dispone de todo el material y los productos de la Tabla 19.

- 1. Añadir 121.1g de Trizma base a 400 ml H2Odd autoclavada hasta que se disuelva totalmente.
- 2. Ajustar a pH = 8 con HCl concentrado y enrasar hasta 1 itro con agua destilada y autoclavada
- **3.** Etiquetar el frasco con el nombre, la concentración, la fecha y las iniciales de la persona que preparó la disolución.
- **4.** Guardar en frigorífico a 2-8°C.

Alícuotas para componentes del cóctel de amplificación y secuenciación

Tabla 20. Material mínimo necesario para la preparación de alícuotas de los componentes del cóctel de amplificación.

ELEMENTOS NECESARIOS	UTILIZACIÓN
Utillaje general (en orden de uso)	
Bata	Protección personal
Guantes de nitrilo	Protección personal
Resmas	Protección de la poyata
Destilador de agua	Obtención de H2Odd
Autoclave	Esterilización de H2Odd y frasco
tubo de 1.5ml estéril	Alícuotas MgCl2, dNTPs y tampón 10X
tubo de 0.5ml estéril	Alícuotas Taq polimerasa
Cinta blanca	Etiquetado de las disoluciones
Rotulador	Etiquetado de las disoluciones
Pipetas electrónicas	Pipeteado de soluciones
Productos	
MgCl ₂ 25mM	Preparar alícuotas de trabajo
dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)	Preparar alícuotas de trabajo
Tampon 10X	Preparar alícuotas de trabajo
Taq polimerasa	Preparar alícuotas de trabajo
Primers	Preparar alícuotas de trabajo
H ₂ Odd autoclavada	Diluciones de primers

PROCEDIMIENTO

Alicuotas de TAMPON 10X

Las *Taq* polimerasas vienen acompañadas de viales de tampón 10X con o sin Mg2+ incorporado. En cualquier caso pipetear en un tubo de 1.5ml estéril 150µl de tampón 10X 8con o sin Mg2+) del tubo stock hasta finalizar el mismo. Guardar en el congelador.

-Alicuotas de MgCl2

Si la *Taq* polimerasa viene acompañadas de viales de Mg2+ pipetear en un tubo de 1.5ml estéril 150µl del mismo desde el tubo stock hasta finalizar el mismo. Guardar en el congelador.

-Alicuotas de dNTPs (4 x 125µM- Roche)

Es aconsejable hacer alícuotas para usar solo una vez o dos (para descongelar pocas veces). Pipetear en un tubo de 1.5 ml estéril $10\mu l$ de cada uno de los nucleótidos (dATP, dTTP, dCTP, dGTP) y añadir $60\mu l$ de agua destilada para así tener una alícuota de $100\mu l$ a a 10mM. Guardar en el congelador en la caja correspondiente.

Alicuotas de Taq polimerasa

Algunos tubos de Taq polimerasa están especialmente diseñados para hacernos gastar mucho más enzima del necesario. Por tanto, hay que hacer alícuotas de Taq en tubos de 0.5ml, que ofrecen mucha mejor visibilidad y facilidad de pipeteo.

Pipetear unos 15µl de Taq polimerasa en tubos de 0.5 ml. Realizar las alícuotas rápidamente para evitar el deterioro de la Taq polimerasa. Guardar en el congelador.

-Alicuotas de Primers amplificación

Pipetear en un tubo de 1.5ml estéril 40μ l de la solución stock de cada uno de los primers (100mM) y 10μ l de H_2Odd autoclavada para lograr tener una solución de trabajo a 20μ M. Preparar unas 10 alícuotas de 50μ l de cada uno de los primers. Guardar en el congelador a -20° C.

-Alicuotas de Primers secuenciación

Pipetear en un tubo de 1.5ml estéril 30μ l de la solución de trabajo de cada uno de los primers de amplificación (20μ M) en 10μ l de H_2Odd autoclavada para lograr una concentración final de 5 pmol.

BIBLIOGRAFÍA

- **Cabrera García, N. et al (2005)**. Creación de un Banco de ADN para la Flora Canaria. Il Congreso de Biología de La Conservación de Plantas. 21-23 de Septiembre de 2005. Jardín Botánico Alántico (Gijón).
- Caujapé-Castells, J. et al (2006). El Banco de ADN de la flora canaria: creación, progresos y líneas futuras de desarrollo. Bot. Mac. 26, en prensa.
- **Chase MW, Hills HH (1991**). Silica gel: an ideal material for field preservation of leaf samples for ADN studies. Taxon 40: 215-220.
- Doyle and Doyle Phytochem. Bull. 19: 11—15 (1987);
- **United Nations Educational, Scientific and Cultural organization** (<u>www.unesco.org/mab</u>). Gran Canaria: Reserva Mundial de la Biosfera.
 - (http://www.grancanaria.com/patronato_turismo/fileadmin/PDF/grancanaria_reserva_biosfera.pdf)
- **Herbert, P.D.N, et al, (2003)**. "Barcoding animal life; cytochrome C oxidase (ADNmt) subunit 1 divergences among closely related species" Proc. Royal Society London B270: 596-599.
- **Kress, W.J. et al.** (2005). Use of ADN barcotes to identify flowering plants. PNAS, vol. 102, n° 23. 8369-8374.
- Martín J.L., M. Marrero, N. Zurita, M. Arechavaleta & I. Izquierdo. (2005). Biodiversidad en gráficas. Especies Silvestres de las Islas Canarias. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Gobierno de Canarias, 56 pp.
- McKersie BD, Senaratna T, Walker MA, Kendall EJ, Hetherington PR (1988) Deterioration of the membrane during aging in plants: evidence for free radical mediation. In Noodeon LD, Leopold AC (eds) Senescence and aging in plants, pp. 441-464. Academic Press, San Diego.
- Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, la FAO y la UICN. (1997). Primer congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras áreas protegidas. Santa Marta, Colombia (21-28 Mayo, 1997). Taller sobre Reservas de Biosfera UNESCO-MaB. (27 y 28 de mayo de 1997) Marta, Colombia.
- **Mummenhoff, K.** *et al.* **(1997).** Molecular phylogenetics of *Thlaspi* s. I. (Brassicaceae) based on chloroplast ADN restriction site variation and sequences of the internal transcribed spacers of nuclear ribosomal ADN. Can.J.Bot 75: 469-482.
- Naranjo Suárez, J. et al (2004) Atlas de la Flora de Gran Canaria. Bot. Macaronésica 25: 189-196 (2004).
- Palmer, et al. (1989). Ann. Miss. Bot. Gard. 75: 1180—1206
- Programa de la iniciativa europea INTERREG IIIB Açores-Madeira-Canarias 2000-2006.
- Proyecto "BIOMABANC: Bancos de la biodiversidad de la flora Macaronesia" (Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo", Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín Botánico de Madeira y la Universidad de Acores).
- **Savolainen V, Cuénoud P, Spichiger R, Martínez MDP, Crèvecoeur M, Manen JF (1995)** The use of herbarium specimens in ADN phylogenetics: evaluation and improvement. Pl Syst. Evol. 197: 87-98.
- **Scott ME, Possingham JV (1983)** Changes in chloroplast ADN levels during growth of spinach leaves. J. Exp. Bot. 34: 1756-1767.
- **Saghai-Maroof et al.**, PNAS 81: 8014—8018 (1984);
- **Santiago Karez, C.** *et al.* **(1998).** Las Reservas de Biosfera y el rol de la investigación científica. Revista de La Asociación Peruana de Ecología.
- **Suárez Mayorga, A. M. (2001).** Uso de tecnologías de información en el monitoreo de la Biodiversidad para el establecimiento y la conservación de áreas protegidas. Arango N. (ed) Memorias V Congreso Interno Instituto Alexander von Humboldt. 229p.

ANEXOS

ANEXO 1.

Material fungible (químico y no químico) utilizado en la amplificación y secuenciación del ADN.

PRODUCTO	FABRICANTE	REFERENCIA	CANTIDAD	T°C	USO
Fungible no químico y utillería inespecífica					
Bata laboratorio					
Botella de vidrio de 0.5L					Almacenamiento SEVAG
Botella de vidrio de 0.5L					Almacenamiento TE Stock
Botella de vidrio 0.5mL					Almacenamiento Etanol al 70%
Botella de vidrio 1L					Almacenamiento EDTA 0.25M
Botella de vidrio de 2.5 L					Almacenamiento de CTAB
					Almacenamiento 100 tubos rosca
Cajas de cartón	SARSTEDT				1.5mL
Cinta blanca	SIGMA	L-8394	5 uds	TA	Marcaje
Cinta de autoclave	SIGMA	A2549-6EA	6 uds	TA	Autoclavado
Contenedores homologados residuos líquidos					Eliminación residuos tóxicos
(25L)				TA	
Contenedor homologado residuos sólidos					Eliminación residuos tóxicos
(30L)				TA	
Contenedor homologado residuos sólidos					Eliminación residuos tóxicos
(60L)				TA	
Cubetas desechables para el biofotómetro				TA	Cuantificación ADN
(Uvette)	Eppendorf	952-01-005-01	80uds		
Cubetas electroforesis (10 pocillos)	ECOGEN		1	TA	Geles de Agarosa
Cubetas electroforesis (40 pocillos)	ECOGEN				Geles de Agarosa
Cubetas electroforesis (108 pocillos)	ECOGEN				Geles de Agarosa
Cubetas electroforesis (40 pocillos)	FISHER				Geles de Agarosa
Erlenmeyer					
Espátula					
Filtros para máscara de seguridad					
Fiambrera de plástico					Almacenamiento Bromuro de Etidio
Frasco pequeño opaco					Almacenamiento stock Bromuro Etidio
Gafas para luz UV		0.0.00.00			Fotografía de geles de agarosa
Gradillas para tubos hasta 40 mm Ø	AISI	0191004024	24 tubos	TA	Extracción a gran escala
Gradillas para tubos de 0.2ml					
Gradillas para tubos 1.5 ml					

Guantes de nitrilo Guantes ignifugos Imán magnético agitación Máscara de seguridad Mano de mortero Matraz aforado Morteros de porcelana					Protección personal Protección personal
Nivel Láminas para el sellador térmico Papel higiénico Papel de aluminio	Eppendorff				Amplificación ADN
Placas 96 pocillos Placas especiales para secuenciador ABI 3100	Eppendorf	0030- 127-307	25 placas	TA	Amplificación DNA
Probeta 25 mL Probeta 10 mL Probeta 100 mL Probetas 250 mL Probeta 500 mL Probeta de 1L					
Puntas pipeta 0.1-10 □ l Puntas pipeta 0.5-10 □ l	МВР	3500	1000 und	TA	Dispensación de disoluciones
Puntas pipeta 0.5-200 □ l Puntas pipeta 10-100 □ l	МВР	3552	96 uds	TA	Dispensación de disoluciones
Puntas pipeta 100-1000 I	MβP	3580	1000 und	TA	Dispensación de disoluciones
Puntas pipeta 100-5000 u l (sin filtro)	Eppendorf	2337	100	TA	Dispensación de disoluciones
Puntas pipeta 1000-5000 u l (con filtro)	MβP	2180B	50 und	TA	Dispensación de disoluciones
Rack para 40 tubos autoclavable Recipiente hielo Resmas	NUNC	376589	10 unidades	TA	Extracción a gran escala
Rotuladores indelebles Temporizador Termómetro					Marcaje

Tubos 0.2 ml Tubos 0.5mL	ECOGEN	Z316121	1000 uds	TA	Amplificación DNA
Tubos 1.5ml Tubos rosca 1.5mL Tubos 50 ml Vasos de precipitado 250 mL Vasos de precipitado 1L Vaso precipitado 2L	ECOGEN SARSTEDT	505-FT-Q	500 uds	TA	Usos varios Almacenamiento alícuotas Banco ADN Extracción DNA a gran escala
Fungible químico Agua bidestilada					
Alcohol Isoamil (3-Methylbutanol)	SIGMA	I-9392	500 ml	TA	Extracción
Agarosa estándar (Grado Biología Molecular)	AG-200	ECOGEN	25g	TA	Elaboración de geles de agarosa
Acetato sódico (3M)	SIGMA	S2404	100mL	TA	= as a radion as going as agained
Acético ácido					
Azul de Bromofenol	MERCK	8122	5g	TA	Geles de agarosa (Jugo azul)
BIG DYE Terminator Sequencing kit v3.1	APPLIED BIOSYSTEMS	4337455	100 rxns	-20°C	Secuenciación de ADN
Bórico ácido	PANREAC	141015	1 Kg	TA	
Bovine serum albumin	ROCHE	711454	20mg/ml	-20°C	
Bromuro de Etidio	SIGMA	E-7637	1 g	TA	
Cebadores o primers	SIGMA		3 OD	-20°C	Amplificación de ADN
Cebadores (liofilizados)	DIAGNOST		3 OD	TA	Amplificación de ADN
Clorhídrico ácido (37%)	PANREAC	471020	1	TA	Ajuste de pH
Cloroformo	SIGMA	C-2432	500 ml	TA	Extracción ADN (CTAB-2X)
Cloruro sódico	SIGMA	S 9888	500 g	TA	
CTAB (Hexadecyltrimethylammonium					Extracción ADN (CTAB-2X)
bromide)	SIGMA	H-6269	1Kg	TA	
EDTA (Ethylenediamine tetraacetic acid)	SIGMA	E-5134	1 Kg	TA	Extracción ADN (CTAB-2X), TE
Etanol absoluto	PANREAC	161086.1211	11	TA	Extraccción ADN (CTAB 2X)
Formamida	APPLIED BIOSYSTEMS	4311320	100 rxns	-20°C	
Gel Loading Solution	SIGMA	G-2526	5mL	TA	
GFX PCR ADN and gel Band purification Kit	AMERSHAM	27-9602-01	100 columnas	TA	Limpieza del ADN
Glicerina	5.1.15=1.0				Electroforesis de ADN (Jugo azul)
Hidróxido sódico	PANREAC		=00		Ajustar PH
Isopropanol (2-propanol)	SIGMA	I-9516	500 ml	TA	Extraccción ADN (CTAB 2X)
Kit de purificación GEN ELUTE PCR	SIGMA	NA 1020	70 columnas.	TA	Limpieza del ADN
Kit de purificación CENTRI SEP (spin columns)	PRINCETON SEPARATIONS	CS-901	100 columnas.	TA	Limpieza del ADN
Kit de purificación PCR (QUIAQUICK)	QIAGEN	28106	250 columnas.	TA	Limpieza del ADN

Aceite mineral

Lauryl sulfate (SDS)	' '/ I DNA	SIGMA	L-3771	100 g	TA	A 177 17 1 ADNI
Mastermix para amplif		SIGMA				Amplificación de ADN
Mastermix para amplif	icación de DNA	ABGENE	7454	400		Amplificación de ADN
2-Mercaptoethanol		SIGMA	m-7154	100 ml	TA	Extraccción ADN (CTAB 2X)
$MgCl_2$		PROMEGA	M1861	750 µ l	-20°C	Cóctel de amlificación (manual)
dNTPs (dATP, dCTP, d	GTP, dTTP a 10mM)	PERKIN ELMER	N808-007	320 µ l de c/u	-20°C	Cóctel de amlificación (manual)
PCR "master mix" (2.5	5mM MgCl2)	ABGENE	AB- 0619/a	80 rxns	-20°C	
						Marcador de tamaño en geles de
PCR 100bp Low Ladde		SIGMA	P143	100 µL	2-8°C	agarosa
REDTaq™ ReadyMix™	1	SIGMA	R2523	100 rxns	-20°C	Amplificación de ADN
Sigma 7-9						Tampón de electrodo para gel de
		SIGMA	T-1378	5 Kg	TA	agarosa
Silica gel (grade 12, 28	-200 mesh)					Secado rápido y conservación de
		SIGMA	214396	5 Kg	TA	muestras
Otros silica gel (rojo)						Secado rápido y conservación de
01' - 1-1-1-4 1-1-		DANIDEAC	101007	1 1/2	Τ.	muestras
Sodio hidróxido		PANREAC	131687	1 Kg	TA	Ajuste de pH de disoluciones
Tampón 10X		PROMEGA	M1861	750µl	-20°C	
Taq polimerasa (5units	/µL)	PROMEGA	M1861	100U	-20°C	Cóctel de amlificación (manual)
Taq polimerasa (5units	/µL)	SIGMA	D4545	100 u	-20°C	Cóctel de amlificación (manual)
Trizma base (Tris)		SIGMA	T-1503	5 Kg	TA	Elaboración de disoluciones
Silica gel blanco						
Nitrógeno líquido						
A '. ' 1						

ANEXO 2.

Material inventariable utilizado en la amplificación y secuenciación del ADN. ACTUALIZAR

APARATO	MODELO	FABRICANTE
MICROCENTRÍFUGA (Tubos 1.5ml) CENTRÍFUGA (Tubos 50ml) ADAPTADORES DE DIFERENTES TUBOS PARA LA CENTRIFUGA	Microfuge 18 Centrifuge Beckman JS 7.5	Beckman Coulter Beckman Coulter
TERMOCICLADOR TERMOCICLADOR BIOFOTÓMETRO SELLADOR TÉRMICO PARA PLACAS SELLADOR TÉRMICO PARA BOLSAS DE MUESTREO	Mastercycler ep Mastercycler gradient Biofotometer Heat Sealer	Eppendorf Eppendorf Eppendorf Eppendorf
VÓRTEX	Reax 2000 Unitronic-320 Are (Heating magnetic	Heidolph P-Selecta
AGITADOR MAGNÉTICO MICROONDAS BALANZA MICROPIPETAS HOMOGENIZADOR AUTOMÁTICO Pipeta de 0.5-10 µL	stirrer) LG 800W TR 602 Eppendrof Pro Research Mixer mill 300	Velp Scientifica LG Cobos precision Eppendorf Retsch
Pipeta de 10-100 µL Pipeta de 100-1000 µL Pipeta de 1000-5000 µL BALANZA DE PRECISIÓN MÁQUINA DE HIELO ESCARCHADO ETIQUETADORA		
BLOQUES PARA 10 TUBOS MIXER MILL DESTILADOR DE AGUA DESTILADOR DE AGUA Recipientes metálico de 50 mL Mixer mill	MiliQ Elix 3	Retsch
SECUENCIADOR ABI 3100 Bolitas para tubos de 1,5 ml mixer mill		Retsch
Bola metálica grande FUENTES ALIMENTACIÓN AUTOCLAVE PH-METRO ESTUFA (de sobremesa) CAMPANA EXTRACTORA DE GASES CONGELADOR -20°C FRIGORÍFICO 4-8°C ULTRACONGELADOR -80°C Cámara Fotos para Luz Uv TRANSILUMINADOR UV Campana para cámara AGITADOR Termobloque eppendorff Cámara UV	PS 503 Clinoclav-M pHmeter Basic 20 P-selecta R-S-900 **** **** -86°C Freezer	Retsch Apelex Raypa (Sterilmatic) Crison P-selecta Burdinola Eurofred Corbero Forma Scientific
Agitador orbital para tinción en BrEt DISPENSADOR DE VOLUMEN CON EMBOLO IMPRESORA		Etiquetas

ANEXO 3

Datos básicos sobre los principales distribuidores del material consumido en los laboratorios del Departamento de Biodiversidad Molecular y Banco de ADN de la Flora Canaria del JBCVCSIC

Nombre	Empresa	Teléfono	Móvil	email
Salvador Díaz Díaz	Roche Diagnostics SL		628 925 168	salvador.diaz diaz@roche.com
Elisa Acosta Rguez	Biotein	902 107 920	648 606 043	elisa@biotein.net
Roberto Tejera	Melcan SLU	902 411 311	620 854 963	roberto.tejera@melcan.com
Yeray Hdez. Ortega	Cultec	91 729 0333	699 331 581	yhernandez@cultek.com
Antonio Espinosa	NEED S.L.	963 914 440		need@need.es
Gaspar Siverio	Biosigma	922 244 030		gsiverio@biosigma.es
Marisol Almeida	Ad Diagnost S.A	928 271 325	609 119 215	malmeida@tbdiagnost.com
Daniel Déniz	Ad Diagnost S.A	928 271 325		<u>Ddeniz@addiagnost.com</u>
Otros teléfonos de interés				
Recogida residuos	Ecotec	928 700 980		

ANEXO 4.

Documento del compromiso a hacer un uso responsable y sin ánimo de lucro de las muestras. Está adaptado desde el documento utilizado por el Banco de ADN de Kew Gardens.



BANCO DE ADN DE LA FLORA CANARIA

Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo" - Unidad Asociada CSIC

NON-COMMERCIAL MATERIAL SUPPLY AGREEMENT

(ADAPTED FROM THE FORM AT THE DNA BANK IN KEW GARDENS) With effect from July $1^{\rm sc}\,2005$

The Banco de ADN de la Flora Canaria (DNA Bank of the Canarian Flora) at the Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo" – Unidad Asociada CSIC ("JBCVCSIC" herefrom) is committed to the letter and spirit of the Convention on Biological Diversity ("CBD" herefrom) and expects its partners to act in a manner consistent with the CBD. This agreement is designed to promote scientific research and exchange, whilst recognising the terms on which JBCVCSIC acquired the plant or fungal material and the important role played by ex situ collections in the implementation of the CBD, JBCVCSIC reserves the right not to supply any plant or fungal material if such supply would be contrary to any terms attached to the material and/or to the CBD.

The DNA bank of the JBCVCSIC will supply the genetic material listed on the sample sheet associated with this agreement ("Material" herefrom) subject to the following terms and conditions:

- The recipient may only use the Material or derivatives for the common good in scientific research, education, conservation and the development of botanic gardens;
- 2. The recipient shall not sell, distribute or use for profit or any other commercial application the Material, or derivatives;
- The recipient shall share fairly and equitably the benefits arising from their use of the Material, or derivatives in accordance with
 the CBD. You will find a non exhaustive list of non-monetary and monetary benefits at Appendix II to the Bonn Guidelines
 (www.biodiv.org/programmes/socio-eco/benefit/bonn.asp);
- 4. The recipient shall acknowledge JBCVCSIC as supplier, in all written or electronic reports and publications resulting from their use of the Material or derivatives, and shall lodge a copy of all such publications and reports with JBCVCSIC (see email below);
- The recipient shall take all appropriate and necessary measures to import the Material in accordance with relevant laws and regulations and to contain the Material, or derivatives so as to prevent the release of invasive alien species;
- 6. The recipient may only transfer the Material, or derivatives to a bona fide third party such as a botanic garden, university or scientific institution for non-commercial use in the areas of scientific research, education, conservation and the development of botanic gardens. All transfers shall be subject to the terms and conditions of this agreement. The recipient shall notify JBCVCSIC of all such transfers and, on request, shall provide JBCVCSIC with copies of the relevant material transfer agreement;
- The recipient shall maintain retrievable records linking the Material to these terms of acquisition and to any accompanying Data provided by JBCVCSIC;
- 8. Unless otherwise indicated, copyright in all information or data ("Data") supplied with the Material is owned by JBCVC. You may use these Data on condition that they are used solely for scholarly, education or research purposes; that they are not used for commercial purposes; and that you always acknowledge the source of the Data with the words "With the permission of the JBCVCSIC":
- 9. JBCVCSIC makes no representation or warranty of any kind, either express or implied, as to the identity, safety, merchantability or fitness for any particular purpose of the Material, its progeny or derivatives, or as to the accuracy or reliability of any Data supplied. The recipient will indemnify JBCVCSIC from any and all liability arising from the Material, or derivatives and/or the Data and from their use or transfer, including any ecological damage.
- 10. The recipient will contact JBCVCSIC to request prior permission from JBCVCSIC or, where appropriate, from the provider of the Material to JBCVCSIC, for any activities not covered under the terms of this agreement.

Agreement number (see it in the upper right corner of	
Signed:	Date:
Name: Position: Organisation: Department: Address: E-mail: Tel. Number:	

Please return a signed copy to:

Banco de ADN de la Flora Canaria Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo"- Unidad Asociada CSIC Ap. de correos 14 de Tafira Alta 35017 Las Palmas de Gran Canaria (Spain) Or email a jpeg scan of the signed agreement to the address: adn.flora.canaria@gmail.com

¹ For the purposes of this agreement, commercial application shall mean: applying for, obtaining or transferring intellectual property rights or other tangible or intangible rights by sale or licence or in any other manner; commencement of product development; conducting market research; seeking pre-market approval; and/or the sale of any resulting product.

ANEXO 5

Ejemplo del documento de envío de alícuotas desde el Banco de ADN del JCBVC. Este documento se adjunta al del Anexo 4 en todos los envíos de muestras desde el Banco de ADN. Contiene información sobre los taxones, recolectores, código de la muestra en el banco de ADN y, eventualmente, concentración de las muestras y otros detalles relevantes.



BANCO DE ADN DE LA FLORA CANARIA

Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo" - Unidad Asociada CSIC

Sample Shipment Agreement

Ag	reement number:		
	Date:		
Population	Collector(s)	μg/ml	Vial code
		Date:	

Banco de ADN de la Flora Canaria

Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo"- Unidad Asociada CSIC Ap. de correos 14 de Tafira Alta 35017 Las Palmas de Gran Canaria (Spain) Phone #34 928 219581 ext. 14770

Fax: #34 928 219581

email: adn.flora.canaria@gmail.com; julicaujape@gmail.com; ruthjaen@gmail.com

ANEXO 6

Listado de científicos que integraron el grupo de discusión en la "1ª Reunión del Plant Working Group" del consorcio para el Código de Barras de la Vida, en Febrero de 2004. La sesión fue moderada por Robyn Cowan, del Jardín Botánico de Kew, y Santiago Madriñán, de la Universidad Los Andes (Colombia). Los nombres marcados con un asterisco corresponden a científicos que no pudieron asistir.

Nombre	Institución
Gabriel Ameka	University of Ghana (Ghana)
Ken Cameron	NY Botanical Garden (USA)
Mark Carine	NHM London (Reino Unido)
Juli Caujapé-Castells	Jardin Botánico Canario "Viera y Clavijo"-Unidad Asociada CSIC (España)
Mark Chase	RBG Kew (Reino Unido)
Tracy Commock	Institute of Jamaica (Jamaica)
Ferozah Conrad	South African National Biodiversity Institute (Sudáfrica)
Robyn Cowan	RBG Kew (Reino Unido)
Hugh Cross	National Herbarium Nederland, Leiden (Holanda)
Mike Fay	RBG Kew (Reino Unido)
Felix Forest	South African National Biodiversity Institute (Sudáfrica)
Birgit Gemeinholzer	Botanic Garden Berlin-Dahlem (Alemania)
Mary Gibby	RBG Edinburgh (Reino Unido)
Kerstin Gonda	Forensic Institute, Bavaria (Alemania)
Winnie Hallwachs	Univ. Pennsylvannia (USA)
Pete Hollingsworth	RBG Edinburgh (Reino Unido)
Chris Humphries	NHM London (Reino Unido)
Daniel Janzen	Univ. Pennsylvannia (USA)
John Kress	Smithsonian Institution (USA)
Pat Lee	University of Wales, Swansea (Reino Unido)
Santiago Madriñán	Universidad de los Andes (Colombia)
Bob Magill*	Missouri Botanical Garden (USA)
Tom Meagher	Univ. St. Andrews (Reino Unido)
Eimear Nic Lughadha	RBG Kew (Reino Unido)
Gitte Peterson	Institute of Biology (Dinamarca)
Ole Seberg	Institute of Biology (Dinamarca)
Pierre Taberlet	Université Joseph Fourier (Francia)
Cassio van den Berg	Universidade Estadual de Feira de Santana (Brasil)
Michel Veuille*	NMNH Paris (Francia)
Johannes Vogel*	NHM London (Reino Unido)
Ken Wurdack	Smithsonian Institution (USA)
Aron Fazekas	Univ. Guelph (Canadá)
Steven Newmaster	Univ. Guelph (Canadá)